

BEAUTIFLY

Glossy
PRO
series

Urządzenie do
mezoterapii bezigłowej
The needleless
mesotherapy device

Instrukcja obsługi
User manual



 /beautifly.eu  @beautifly.eu  beautifly.eu

 /beautiflyeu  @beautifly.eu

f1

5

MODE



7

LEVEL

6

LED

f2



Wejście:	DC 5V
Temperatura:	6-42°C (+/-5°C)
Wibracja:	8000 (-+ 10) rpm
Czas ładowania:	2.5h
Prąd ładowania:	500mA
Moc:	max 8.5W
Pojemność baterii:	1000mAh
Czas czuwania:	45 dni
Waga netto:	145g
Rozmiar urządzenia:	175*55*67mm

Bezpieczeństwo:

Przed użyciem produktu zapoznaj się z niniejszą instrukcją obsługi i przestrzegaj zaleceń w niej zawartych w trakcie użytkowania urządzenia.

Zasada ciepło zimno:

Badania wykazują że dotarcie do skóry w temperaturze 42°C pomaga w produkcji białka HSP, naprawie komórek nerwowych skóry i wzmocnieniu elastyczności skóry, aby przeciwdziałać tworzeniu się zmarszczek. Kuracja ciepłem o temperaturze 42°C pomaga rozluźniać pory skóry w celu głębokiego oczyszczenia, podczas gdy zimna kuracja z efektem zimna do 6°C natychmiast zwęża pory i blokuje odżywienie. Naprzemienna pielęgnacja ciepłem i zimnem, pobudza skórę, poprawia krążenie i przyspiesza metabolizm zalegających płynów. Poza tym skutecznie eliminuje cienie pod oczami, wygładza drobne linie i opuchliznę, a także rozjaśnia skórę. W połączeniu z mikrowibracjami korzystnie wpływa na jędrność skóry i niweluje zmęczenie. Skóra staje się promienna i rozświetlona w naturalny sposób.

Elektrostymulacja EMS:

EMS przyczynia się do aktywacji komórek skóry, stymulując ją do wytworzenia kolagenu, który poprawia elastyczność skóry, wygładza zmarszczki i pozostawia skórę gładką i zdrową.

Effekt Crio:

1. Wspomaga jędrność skóry, zachowuje elastyczność, zapobiega alergiom i innym problemom skórny.
2. Zmniejsza pory, zatrzymuje wilgoć w skórze i wygładza zmarszczki.
3. Regeneruje mięśnie, łagodzi zmęczenie skóry, uczucie napięcia, zmniejsza zaczerwienienia, ból, hamuje namnażanie się zamian trądzikowych.

Terapia światła fotonowym:

1. Czerwone światło: długość fali 620nm ($\pm$ 10nm) 18 diod LED głęboko dociera do skóry 630nm, aby promować krążenie krwi, a regeneracja kolagenu poprawia elastyczność skóry, aby skóra była gładka i nawilżona. Nadaje się do skóry wiotkiej i pomarszczonej.
2. Niebieskie światło: długość fali 470 ($\pm$ 10nm) 18 diod LED głęboko dociera do skóry 480nm, aby zabić bakterie, promować krążenie krwi, może przenikać do 0,25 mm pod skórę, zabijając bakterie. Działa przeciwzapalnie, bakteriobójczo, Wspomaga leczenie trądziku oraz redukuje blizny potrądzikowe.
3. Żółte światło fotonowe: długość fali 600nm ($\pm$ 10nm) 18 diod LED głęboko dociera do skóry 610nm, aby poprawić dotlenienie komórek. Stymuluje drenaż limfatyczny. Poprawia kondycję szorstkiej skóry, stosowane w leczeniu zaczerwienienia skóry.

Szczegółowa instrukcja obsługi [strona 2- f1]:

1. Przed pierwszym użyciem należy w pełni naładować urządzenie. Czas ładowania to około 2,5 godziny. W celu włączenia urządzenia wciśnij przycisk "5" przez około 3 sekundy. Domyślnie ustawiony jest tryb czyszczenia na 1 poziomie intensywności, urządzenie pracuje za pomocą wibracji i ciepła. W zależności od indywidualnych potrzeb skóry, temperaturę można regulować przyciskiem „7”. Możesz wybrać światła fotonowe naciskając przycisk „6” w każdym trybie (5 minut czasu dla trybu 1).
2. Naciśnij przycisk Mode, aby przejść do trybu Cool (Krioterapia), urządzenie pracuje za

pomocą wibracji i ciepła. Według indywidualnych potrzeb, możesz nacisnąć 7, aby wyregulować temperaturę (sesja trwa 2 minuty. Po wyłączeniu wentylator nadal działa przez 2 minuty, aby ostygnąć)

3. Naciśnij przycisk zasilania „5”, aby przejść do trybu Elektrostymulacji EMS. Urządzenie wibruje i wytwarza mikroprądy EMS. W zależności od indywidualnych potrzeb, możesz dostosować poziom EMS, naciskając przycisk „7” (domyślne ustawienie czasu 5 minut dla trybu 3).

4. Nacisnąć przycisk „5”, aby włączyć tryb nawilżania. Urządzenie wibruje wytwarzając ciepło oraz mikroprądy EMS wnikać w głąb skóry. W zależności od indywidualnych potrzeb, można dostosować intensywność EMS naciskając klawisz „7” (domyślne ustawienie czasu 5 minut dla trybu 4).

5. Naciśnij przycisk zasilania „5”, aby włączyć tryb syntezy kolagenu. Urządzenie wibruje i chłodzi, emitując do skóry mikroprąd EMS. Zgodnie z indywidualnymi potrzebami, możesz dostosować intensywność EMS poprzez naciśnięcie przycisku „7” (domyślne ustawienie czasu 2 minuty dla trybu 5).

Tryb oczyszczania:

(otwiera pory i eksportuje brud na zewnątrz z głębokich warstw skóry)

Przed użyciem Glossy Pro należy dokładnie zmyć makijaż

i oczyścić swoją skórę z wszelkich zanieczyszczeń. W tym celu możesz użyć szczoteczki sonicznej. Aby zastosować tryb Clean potrzebny będzie bawełniany wacik. Zdejmij transparentną obroż i umieść bawełniany wacik, nasączony płynem micelarnym lub innym płynem do demakijażu na środku głowy. Następnie nałóż na to transparentną obroż w celu przymocowania wacika. Uruchom urządzenie, włączając tryb oczyszczania. Twoja skóra zostanie rozgrzana w celu otworzenia porów i lepszego transportu zabrudzeń na zewnątrz, pozostawiając je na waciku. Twoje pory pozostaną oczyszczone, a cera gotowa na kolejne kroki pielęgnacji.

Tryb krioterapii

(zmniejsza i domyka pory, napina skórę)

Tryb Cool czyli Krioterapia skutecznie domyka pory i utrzymuje nawilżenie w skórze.

Temperatura od 6-42°C naprzemiennie powoduje, że skóra ujędnia się w naturalny sposób, staje się gładziej i bardziej zwarta.

Tryb napinania EMS

(stymuluje komórki mięśniowe i napina skórę niwelując zmarszczki)

Przed uruchomieniem trybu EMS nałóż na twarz serum lub ampulkę dostosowaną do potrzeb Twojej skóry. Mikroprądy EMS pobudzają mięśnie, uelastyczniają i energetyzują skórę. Usuwać kurze łapki i zmarszczki na powierzchni skóry oraz przywracają jej młody wygląd, jędrność i gładkość.

Tryb nawilżenia

(ułatwia wchłanianie składników odżywczych w głąb skóry, podnosi i napina)

Po oczyszczeniu nałóż na twarz produkt do pielęgnacji skóry, taki jak serum, ampulka czy esencja. Aktywuj tryb nawilżenia, aby transportować składniki aktywne w głąb skóry. W każdym trybie możesz aktywować światło fotonowe czerwone, niebieskie, czy żółte w zależności od potrzeb skóry.

Tryb syntezy kolagenu

(zatrzymaj odżywienie w skórze, aktywuj syntezę kolagenu)

Po wchłonięciu produktów do pielęgnacji skóry, włącz tryb syntezy kolagenu, ochłódź, aby zmniejszyć pory i zatrzymać nawilżenie i pielęgnację w skórze. Mikroprądy EMS pobudzą komórki skóry do syntezy kolagenu i napną mięśnie dając efekt napięcia i liftingu skóry. W każdym trybie możesz wybrać czerwone, niebieskie lub żółte światło fotonowe w zależności od potrzeb skóry.

Instrukcja bezpieczeństwa:

1. Przeczytaj całą instrukcję bezpieczeństwa przed użyciem.
2. Postępuj zgodnie z instrukcją obsługi, aby korzystać z tego urządzenia.
3. Nie rozbierać ani nie przerabiać urządzenia, skonsultuj się z dystrybutorem w celu naprawy.

4. Używaj urządzenia wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem, zgodnie z opisem w tej instrukcji.
5. Nie przechowuj ani nie używaj urządzenia w miejscu o wysokiej temperaturze i wilgotności, np. Na słońcu, w pobliżu ognia, w łazience itp. Aby uniknąć pożaru lub porażenia prądem.
6. Nie używaj i nie umieszczaj urządzenia w wilgotnym stanie, w przypadku zwarcia, porażenia prądem lub pożaru.
7. Trzymać z dala od dzieci i osób niepełnosprawnych fizycznie. Gdy urządzenie jest obsługiwane przez użytkownika poniżej 18 roku życia konieczny jest ścisły nadzór.
8. Gdy działa funkcja chłodzenia, zużycie energii jest stosunkowo duże, wentylator będzie miał opóźnienie w rozpraszaniu ciepła. Urządzeniu należy odczekać na około 10 minut do następnego użycia po użyciu funkcji Cool.
9. Nie pozostawiać urządzenia podłączonego przez długi czas do zasilania.
10. Nie dotykać go mokrymi rękami, może to doprowadzić do porażenia prądem lub zwarcia.
11. Nie umieszczać urządzenia w miejscach o wysokiej wilgotności, gdyż może dojść do porażenia prądem, zwarcia lub uszkodzenia izolacji.
12. Nie pozostawiać urządzenia w zasięgu dzieci.
13. Zabronione jest używanie urządzenia przez dzieci.
14. Zabronione jest używanie go w miejscach przechowywania materiałów łatwopalnych.
15. Nie czyścić urządzenia substancjami żrącymi.
16. Używać tylko dołączonego do zestawu zasilacza.
17. Przed podłączeniem zasilania upewnić się, że urządzenie jest suche.
18. Nie używać urządzenia na skórze z oparzeniami słonecznymi.
19. Wstrzymać użytkowanie w przypadku niepożądanych skutków ubocznych.

Uwaga:

1. Przestań używać, gdy produkt nadmiernie się nagrzewa, aby uniknąć poparzeń.
2. Nie upuszczaj ani nie uderzaj urządzenia.
3. Nie używaj urządzenia, jeśli przewód zasilający jest uszkodzony.

Przeciwwskazania:

- ciąża i laktacja
- implanty metalowe, rozrusznik serca
- metalowe przedmioty (np. biżuteria)
- nowotwór
- gorączka
- stany chorobowe, osłabienie
- przerwanie ciągłości naskórka
- wcześniej stosowane wypełniacze, botoks
- choroby wirusowe, bakteryjne i grzybicze skóry
- ostre postacie trądziku różowatego i ropowiczego
- aktywna opryszczka
- epilepsja
- migreny
- choroby tarczycy

Wskazania:

- utrata jędrności skóry
- szary i ziemisty kolor skóry
- zmarszczki
- przebarwienia
- skóra sucha, odwodniona

Więcej informacji o firmie oraz produktach [strona 2 - f2]:

- www.beautifly.eu
- www.youtube.com/beautifly.eu

Device description	Input:	DC 5V
Temperature:		6-42°C (+/-5°C)
Vibration:		8000 (± 10) rpm
Charging time:		2.5 hours
Charging current:		500mA
Power:		max 8.5W
Battery Capacity:		1000mAh
Standby time:		45 days
Net weight:		145g
Device Size:		175*55*67mm

Security:

Before using the product, read this user manual and follow the recommendations contained therein when using the device.

Hot-cold principle:

Studies show that reaching the skin at a temperature of 42°C helps produce HSP protein, repair skin nerve cells and strengthen skin elasticity to prevent wrinkles. A heat treatment with a temperature of 42°C helps loosen the pores of the skin for deep cleansing, while a cold treatment with a cold effect of up to 6°C immediately tightens the pores and locks in nourishment. Alternating heat and cold care, stimulates the skin, improves circulation and accelerates the metabolism of retained fluids. In addition, it effectively eliminates dark circles under the eyes, smoothes fine lines and swelling, and brightens the skin. Combined with microvibrations, it has a positive effect on skin firmness and reduces fatigue. The skin becomes radiant and illuminated in a natural way.

EMS electrostimulation:

EMS contributes to the activation of skin cells, stimulating them to produce collagen, which improves skin elasticity, smoothes wrinkles and leaves the skin smooth and healthy.

Crio effect:

1. Promotes skin firmness, maintains elasticity, prevents allergies and other skin problems.
2. Reduces pores, retains moisture in the skin and smoothes wrinkles.
3. Regenerates muscles, relieves skin fatigue and tension, reduces redness and pain, and inhibits the multiplication of acne lesions.

Photon light therapy:

1. Red light: wavelength 620nm (±10nm) 18 LEDs deeply reach the skin 630nm to promote blood circulation, and collagen regeneration improves skin elasticity to keep the skin smooth and moisturized. Suitable for sagging and wrinkled skin.
2. Blue light: wavelength 470 (±10nm) 18 LEDs deeply reach the skin 480nm to kill bacteria, promote blood circulation, can penetrate up to 0.25mm under the skin, kill bacteria. It has anti-inflammatory and bactericidal properties, supports the treatment of acne and reduces acne scars.
3. Yellow photon light: wavelength 600nm (±10nm) 18 LEDs deeply reach the skin 610nm to improve cell oxygenation. Stimulates lymphatic drainage. Improves the condition of rough skin, used to treat skin redness.

Detailed user manual [page 2- f1]:

1. Please fully charge the device before first use. Charging time is approximately 2.5 hours. To turn on the device, press the "5" button for about 3 seconds. By default, the cleaning mode is set to intensity level 1, the device works using vibration and heat. Depending on the individual needs of the skin, the temperature can be adjusted using the "7" button. You can select photon lights by pressing the "6" button in each mode (5 minutes time for mode 1).
2. Press the Mode button to enter Cool mode (Cryotherapy), the device works with vibration and heat. According to individual needs, you can press 7 to adjust the temperature (session lasts 2 minutes. After turning off, the fan continues to run for 2 minutes to cool down)
3. Press the power button "5" to enter EMS mode. The device vibrates and produces EMS microcurrents. Depending on your individual needs, you can adjust the EMS level by

pressing the "7" button (default time setting 5 minutes for mode 3).

4. Press the "5" button to turn on the humidification mode. The device vibrates, generating heat and EMS microcurrents penetrating the skin. Depending on your individual needs, you can adjust the EMS intensity by pressing the "7" key (default time setting 5 minutes for mode 4).

5. Press the power button "5" to turn on collagen synthesis mode. The device vibrates and cools, emitting EMS microcurrent to the skin. According to your individual needs, you can adjust the EMS intensity by pressing the "7" button (default time setting 2 minutes for mode 5).

Purification Mode:

(opens pores and exports dirt from the deep layers of the skin)

Before using Glossy Pro, you should thoroughly wash off your makeup and cleanse your skin of any impurities. You can use a sonic toothbrush for this purpose. To use the Clean mode, you will need a cotton swab. Remove the transparent rim and place a cotton pad soaked in micellar fluid or other make-up removal liquid in the center of the head. Then put a transparent ring on it to attach the cotton pad. Start your device by turning on clean mode. Your skin will be heated to open the pores and better transport the dirt out, leaving it on the cotton pad. Your pores will remain clean and your skin will be ready for the next care steps.

Cryotherapy mode

(reduces and houses pores, tightens the skin)

Cool mode, i.e. Cryotherapy, effectively closes pores and maintains skin hydration. The alternating temperature from 6-42°C causes the skin to become firmer in a natural way, becoming smoother and more compact.

EMS tensioning mode

(stimulates muscle cells and tightens the skin, eliminating wrinkles)

Before starting the EMS mode, apply a serum or ampoule adapted to the needs of your skin to your face. EMS microcurrents stimulate the muscles, elasticize and energize the skin. They remove crow's feet and wrinkles on the skin surface and restore its youthful appearance, firmness and smoothness.

Humidification mode

(facilitates the absorption of nutrients into the skin, lifts and tightens)

After cleansing, apply a skin care product such as a serum, ampoule or essence to your face. Activate the moisturizing mode to transport active ingredients deep into the skin. In each mode, you can activate red, blue or yellow photon light depending on your skin's needs.

Collagen synthesis mode

(retain nourishment in the skin, activate collagen synthesis)

After absorbing skin care products, turn on the collagen synthesis mode, cool down to shrink pores and retain moisture and care in the skin. EMS microcurrents will stimulate skin cells to synthesize collagen and tighten the muscles, giving the effect of tightening and lifting the skin. In each mode, you can choose red, blue or yellow photon light depending on your skin needs.

Safety Instructions:

1. Read all safety instructions before use.
2. Follow the user manual to use this device.
3. Do not disassemble or modify the device, consult your distributor for repair.
4. Use the device only for its intended purpose, as described in this manual.
5. Do not store or use the device in a place with high temperature and humidity, such as in the sun, near fire, in the bathroom, etc. To avoid fire or electric shock.
6. Do not use or place the device in a damp condition, in case of short circuit, electric shock or fire.
7. Keep away from children and physically disabled people. Close supervision is required when the device is operated by a user under 18 years of age.
8. When the cooling function is working, the power consumption is relatively large, the fan

will have a delay in heat dissipation. The device should be set aside for approximately 10 minutes until the next use after using the Cool function.

9. Do not leave the device connected to the power supply for a long time.

10. Do not touch it with wet hands, it may result in electric shock or short circuit.

11. Do not place the device in places with high humidity, as it may result in electric shock, short circuit or insulation damage.

12. Do not leave the device within the reach of children.

13. Children must not use the device.

14. It is prohibited to use it in places where flammable materials are stored.

15. Do not clean the device with corrosive substances.

16. Use only the included power supply.

17. Before connecting the power supply, make sure the device is dry.

18. Do not use the device on sunburned skin.

19. Discontinue use in case of unwanted side effects.

Attention:

1. Stop using when the product becomes excessively hot to avoid burns.

2. Do not drop or hit the device.

3. Do not use the device if the power cord is damaged.

Contraindications:

- pregnancy and lactation
- metal implants, pacemaker
- metal objects (e.g. jewelry)
- tumor
- fever
- disease states, weakness
- disruption of the continuity of the epidermis
- previously used fillers, botox
- viral, bacterial and fungal skin diseases
- acute forms of rosacea and phlegmon
- active herpes
- epilepsy
- migraines
- thyroid diseases

Indications:

- loss of skin firmness
- gray and earthy skin color
- wrinkles
- discoloration
- dry, dehydrated skin

More information about the company and products [page 2 - f2]:

- www.beautifly.eu
- www.youtube.com/beautifly.eu

Gerätebeschreibung/Eingabe:	DC 5V
Temperatur:	6-42 °C (+/-5 °C)
Vibration:	8000 (-+ 10) U/min
Ladezeit:	2,5 Stunden
Ladestrom:	500mA
Leistung:	max. 8,5 W
Batteriekapazität:	1000 mAh
Standby-Zeit:	45 Tage
Nettogewicht:	145g
Gerätegröße:	175*55*67mm

Sicherheit:

Lesen Sie vor der Verwendung des Produkts diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die darin enthaltenen Empfehlungen bei der Verwendung des Geräts.

Heiß-Kalt-Prinzip:

Studien zeigen, dass das Erreichen einer Hauttemperatur von 42 °C dazu beiträgt, HSP-Protein zu produzieren, Hautnervenzellen zu reparieren und die Hautelastizität zu stärken, um Falten vorzubeugen. Eine Wärmebehandlung mit einer Temperatur von 42 °C hilft, die Poren der Haut zu lockern und so eine Tiefenreinigung zu ermöglichen, während eine Kältebehandlung mit einem Kälteeffekt von bis zu 6 °C die Poren sofort verengt und die Nährstoffe bindet. Wechselnde Wärme- und Kältepflege, stimuliert die Haut, verbessert die Durchblutung und beschleunigt den Stoffwechsel der angesammelten Flüssigkeiten. Darüber hinaus werden dunkle Augenringe effektiv beseitigt, feine Linien und Schwellungen geglättet und die Haut aufgehellt. In Kombination mit Mikrovibrationen wirkt es sich positiv auf die Hautfestigkeit aus und reduziert Müdigkeit. Die Haut wird auf natürliche Weise strahlend und beleuchtet.

EMS-Elektrostimulation:

EMS trägt zur Aktivierung der Hautzellen bei und regt sie zur Produktion von Kollagen an, was die Hautelastizität verbessert, Falten glättet und die Haut glatt und gesund macht.

Crio-Effekt:

1. Fördert die Hautfestigkeit, erhält die Elastizität, beugt Allergien und anderen Hautproblemen vor.
2. Reduziert die Poren, speichert die Feuchtigkeit in der Haut und glättet Falten.
3. Regeneriert die Muskeln, lindert Hautermüdung und -spannung, reduziert Rötungen und Schmerzen und hemmt die Vermehrung von Akneläsionen.

Photonenlichttherapie:

1. Rotes Licht: Wellenlänge 620 nm (± 10 nm). 18 LEDs erreichen tief die Haut 630 nm, um die Durchblutung zu fördern, und die Kollagenregeneration verbessert die Hautelastizität, um die Haut glatt und mit Feuchtigkeit versorgt zu halten. Geeignet für schlaffe und faltige Haut.
2. Blaues Licht: Wellenlänge 470 (± 10 nm). 18 LEDs erreichen tief die Haut 480 nm, um Bakterien abzutöten, die Durchblutung zu fördern, können bis zu 0,25 mm unter die Haut eindringen und Bakterien abtöten. Es hat entzündungshemmende und bakterizide Eigenschaften, unterstützt die Behandlung von Akne und reduziert Aknenarben.
3. Gelbes Photonenlicht: Wellenlänge 600 nm (± 10 nm). 18 LEDs erreichen tief die Haut 610 nm, um die Sauerstoffversorgung der Zellen zu verbessern. Regt die Lymphdrainage an. Verbessert den Zustand rauer Haut und wird zur Behandlung von Hautrötungen eingesetzt.

Ausführliches Benutzerhandbuch [Seite 2-f1]:

1. Bitte laden Sie das Gerät vor dem ersten Gebrauch vollständig auf. Die Ladezeit beträgt ca. 2,5 Stunden. Um das Gerät einzuschalten, drücken Sie etwa 3 Sekunden lang die Taste „5“. Standardmäßig ist der Reinigungsmodus auf Intensitätsstufe 1 eingestellt, das Gerät arbeitet mit Vibration und Wärme. Je nach den individuellen Bedürfnissen der Haut kann die Temperatur über die Taste „7“ angepasst werden. Sie können Photonenlichter auswählen, indem Sie die Taste „6“ drücken in jedem Modus (5 Minuten Zeit für Modus 1).
2. Drücken Sie die Modustaste, um in den Kühlmodus (Kryotherapie) zu gelangen. Das Gerät arbeitet mit Vibration und Wärme. Je nach individuellem Bedarf können Sie die Taste 7 drücken,

um die Temperatur anzupassen (die Sitzung dauert 2 Minuten. Nach dem Ausschalten läuft der Ventilator noch 2 Minuten weiter, um abzukühlen).

3. Drücken Sie die Power-Taste „5“, um in den EMS-Modus zu gelangen. Das Gerät vibriert und erzeugt EMS-Mikroströme. Je nach Ihren individuellen Bedürfnissen können Sie die EMS-Stufe durch Drücken der Taste „7“ anpassen (Standardzeiteinstellung 5 Minuten für Modus 3).

4. Drücken Sie die Taste „5“, um den Befeuchtungsmodus einzuschalten. Das Gerät vibriert und erzeugt Wärme und EMS-Mikroströme, die in die Haut eindringen. Je nach Ihren individuellen Bedürfnissen können Sie die EMS-Intensität durch Drücken der Taste „7“ anpassen (Standardzeiteinstellung 5 Minuten für Modus 4).

5. Drücken Sie die Einschalttaste „5“, um den Kollagensynthesemodus einzuschalten. Das Gerät vibriert und kühlt und sendet EMS-Mikrostrom an die Haut aus. Ganz nach Ihren individuellen Bedürfnissen können Sie die EMS-Intensität durch Drücken der Taste „7“ anpassen (Standardzeiteinstellung 2 Minuten für Modus 5).

Reinigungsmodus:

(öffnet Poren und entfernt Schmutz aus den tiefen Hautschichten)

Bevor Sie Glossy Pro verwenden, sollten Sie Ihr Make-up gründlich abwaschen und Ihre Haut von eventuellen Unreinheiten reinigen. Zu diesem Zweck können Sie eine Schallzahnbürste verwenden. Um den Reinigungsmodus zu verwenden, benötigen Sie ein Watteestäbchen. Entfernen Sie den transparenten Rand und legen Sie ein mit Mizellenflüssigkeit oder einer anderen Abschminkflüssigkeit getränktes Wattepad in die Mitte des Kopfes. Dann stecken Sie einen transparenten Ring darauf, um das Wattepad zu befestigen. Starten Sie Ihr Gerät, indem Sie den Reinigungsmodus aktivieren. Ihre Haut wird erwärmt, um die Poren zu öffnen und den Schmutz besser nach außen zu transportieren, sodass er auf dem Wattepad verbleibt. Ihre Poren bleiben sauber und Ihre Haut ist bereit für die nächsten Pflegeschritte.

Kryotherapie-Modus

(reduziert und verengt Poren, strafft die Haut)

Der Kühlmodus, d. h. die Kryotherapie, schließt effektiv die Poren und erhält die Hautfeuchtigkeit aufrecht. Durch die wechselnde Temperatur von 6-42°C wird die Haut auf natürliche Weise straffer, glatter und kompakter.

EMS-Spannmodus

(stimuliert die Muskelzellen und strafft die Haut, wodurch Falten beseitigt werden)

Tragen Sie vor dem Start des EMS-Modus ein auf die Bedürfnisse Ihrer Haut abgestimmtes Serum oder eine Ampulle auf Ihr Gesicht auf. EMS-Mikroströme stimulieren die Muskeln, machen die Haut elastisch und beleben sie. Sie entfernen Krähenfüße und Falten auf der Hautoberfläche und geben ihr junges Aussehen, Festigkeit und Glätte zurück.

Befeuchtungsmodus

(erleichtert die Aufnahme von Nährstoffen in die Haut, strafft und strafft)

Tragen Sie nach der Reinigung ein Hautpflegeprodukt wie ein Serum, eine Ampulle oder eine Essenz auf Ihr Gesicht auf. Aktivieren Sie den Feuchtigkeitsmodus, um die Wirkstoffe tief in die Haut zu transportieren. In jedem Modus können Sie je nach den Bedürfnissen Ihrer Haut rotes, blaues oder gelbes Photonenlicht aktivieren.

Kollagensynthesemodus

(Nährstoffe in der Haut erhalten, Kollagensynthese aktivieren)

Schalten Sie nach der Aufnahme von Hautpflegeprodukten den Kollagensynthesemodus ein, kühlen Sie ab, um die Poren zu verkleinern und Feuchtigkeit und Pflege in der Haut zu bewahren. EMS-Mikroströme stimulieren die Hautzellen, Kollagen zu synthetisieren und die Muskeln zu straffen, wodurch die Haut gestrafft und gestrafft wird. In jedem Modus können Sie je nach Ihren Hautbedürfnissen zwischen rotem, blauem oder gelbem Photonenlicht wählen.

Sicherheitshinweise:

1. Lesen Sie vor der Verwendung alle Sicherheitshinweise.
2. Befolgen Sie die Bedienungsanleitung, um dieses Gerät zu verwenden.
3. Zerlegen oder modifizieren Sie das Gerät nicht. Wenden Sie sich zur Reparatur an Ihren Händler.
4. Benutzen Sie das Gerät nur für den vorgesehenen Zweck, wie in dieser Anleitung

beschrieben.

5. Lagern oder verwenden Sie das Gerät nicht an Orten mit hoher Temperatur und Luftfeuchtigkeit, z. B. in der Sonne, in der Nähe von Feuer, im Badezimmer usw., um Feuer oder Stromschläge zu vermeiden.

6. Benutzen oder platzieren Sie das Gerät nicht in einem feuchten Zustand, da dies zu Kurzschlüssen, Stromschlägen oder Bränden führen kann.

7. Von Kindern und körperbehinderten Menschen fernhalten. Wenn das Gerät von einem Benutzer unter 18 Jahren bedient wird, ist eine strenge Aufsicht erforderlich.

8. Wenn die Kühlfunktion in Betrieb ist, ist der Stromverbrauch relativ hoch und der Lüfter verzögert die Wärmeableitung. Nach Nutzung der Cool-Funktion sollte das Gerät bis zum nächsten Einsatz ca. 10 Minuten ruhen.

9. Lassen Sie das Gerät nicht über längere Zeit an der Stromversorgung angeschlossen.

10. Berühren Sie es nicht mit nassen Händen, da dies zu einem Stromschlag oder Kurzschluss führen kann.

11. Stellen Sie das Gerät nicht an Orten mit hoher Luftfeuchtigkeit auf, da dies zu Stromschlägen, Kurzschlüssen oder Isolationsschäden führen kann.

12. Lassen Sie das Gerät nicht in der Reichweite von Kindern.

13. Kinder dürfen das Gerät nicht benutzen.

14. Es ist verboten, es an Orten zu verwenden, an denen brennbare Materialien gelagert werden.

15. Reinigen Sie das Gerät nicht mit ätzenden Substanzen.

16. Verwenden Sie ausschließlich das mitgelieferte Netzteil.

17. Stellen Sie vor dem Anschließen der Stromversorgung sicher, dass das Gerät trocken ist.

18. Benutzen Sie das Gerät nicht auf sonnenverbrannter Haut.

19. Stellen Sie die Anwendung ein, wenn unerwünschte Nebenwirkungen auftreten.

Aufmerksamkeit:

1. Beenden Sie die Verwendung, wenn das Produkt übermäßig heiß wird, um Verbrennungen zu vermeiden.

2. Lassen Sie das Gerät nicht fallen und schlagen Sie es nicht.

3. Benutzen Sie das Gerät nicht, wenn das Netzkabel beschädigt ist.

Kontraindikationen:

- Schwangerschaft und Stillzeit
- Metallimplantate, Herzschrittmacher
- Metallgegenstände (z. B. Schmuck)
- Tumor
- Fieber
- Krankheitszustände, Schwäche
- Störung der Kontinuität der Epidermis
- zuvor verwendete Füllstoffe, Botox
- virale, bakterielle und pilzbedingte Hauterkrankungen
- akute Formen von Rosacea und Phlegmone
- aktiver Herpes
- Epilepsie
- Migräne
- Schilddrüsenerkrankungen

Hinweise:

- Verlust der Hautfestigkeit
- graue und erdige Hautfarbe
- Falten
- Verfärbung
- trockene, dehydrierte Haut

Weitere Informationen zum Unternehmen und den Produkten [Seite 2 - f2]:

- www.beautifly.eu
- www.youtube.com/beautifly.eu

Description de l'appareil	Entrée : C.C 5V
Température:	6-42°C (+/-5°C)
Vibration:	8000 (+ 10) tr/min
Temps de charge:	2,5 heures
Courant de charge:	500mA
Pouvoir:	maximum 8,5 W
Capacité de la batterie:	1000mAh
Temps d'attente:	45 jours
Poids net:	145g
Taille de l'appareil :	175*55*67mm

Sécurité:

Avant d'utiliser le produit, lisez ce manuel d'utilisation et suivez les recommandations qu'il contient lors de l'utilisation de l'appareil.

Principe chaud-froid:

Des études montrent qu'atteindre la peau à une température de 42°C aide à produire la protéine HSP, à réparer les cellules nerveuses de la peau et à renforcer l'élasticité de la peau pour prévenir les rides. Un traitement thermique à une température de 42°C aide à desserrer les pores de la peau pour un nettoyage en profondeur, tandis qu'un traitement à froid avec un effet froid allant jusqu'à 6°C resserre immédiatement les pores et retient les nutriments. Les soins alternés de chaleur et de froid stimulent la peau, améliorent la circulation et accélèrent le métabolisme des liquides retenus. De plus, il élimine efficacement les cernes sous les yeux, lisse les ridules et les gonflements et éclaircit la peau. Associée aux microvibrations, elle a un effet positif sur la fermeté de la peau et réduit la fatigue. La peau devient éclatante et illuminée de manière naturelle.

Électrostimulation EMS:

L'EMS contribue à l'activation des cellules de la peau, en les stimulant à produire du collagène, ce qui améliore l'élasticité de la peau, lisse les rides et laisse la peau lisse et saine.

Effet Crio:

1. Favorise la fermeté de la peau, maintient l'élasticité, prévient les allergies et autres problèmes de peau.
2. Réduit les pores, retient l'humidité de la peau et lisse les rides.
3. Régénère les muscles, soulage la fatigue et les tensions cutanées, réduit les rougeurs et la douleur et inhibe la multiplication des lésions d'acné.

Luminothérapie photonique:

1. Lumière rouge : longueur d'onde 620 nm ($\pm$ 10 nm) 18 LED atteignent profondément la peau 630 nm pour favoriser la circulation sanguine, et la régénération du collagène améliore l'élasticité de la peau pour garder la peau lisse et hydratée. Convient aux peaux relâchées et ridées.
2. Lumière bleue : longueur d'onde 470 ($\pm$ 10 nm) 18 LED atteignent profondément la peau 480 nm pour tuer les bactéries, favoriser la circulation sanguine, peuvent pénétrer jusqu'à 0,25 mm sous la peau, tuer les bactéries. Il possède des propriétés anti-inflammatoires et bactéricides, soutient le traitement de l'acné et réduit les cicatrices d'acné.
3. Lumière photonique jaune : longueur d'onde 600 nm ($\pm$ 10 nm) 18 LED atteignent profondément la peau 610 nm pour améliorer l'oxygénation cellulaire. Stimule le drainage lymphatique. Améliore l'état des peaux rugueuses, utilisé pour traiter les rougeurs cutanées.

Manuel d'utilisation détaillé [page 2- f1]:

1. Veuillez charger complètement l'appareil avant la première utilisation. Le temps de charge est d'environ 2,5 heures. Pour allumer l'appareil, appuyez sur le bouton « 5 » pendant environ 3 secondes. Par défaut, le mode de nettoyage est réglé sur le niveau d'intensité 1, l'appareil fonctionne grâce aux vibrations et à la chaleur. En fonction des besoins individuels de la peau, la température peut être réglée à l'aide du bouton « 7 ». Vous pouvez sélectionner les lumières photoniques en appuyant sur le bouton "6" dans chaque mode (durée 5 minutes pour le mode 1).
2. Appuyez sur le bouton Mode pour passer en mode Cool (Cryothérapie), l'appareil fonctionne

avec des vibrations et de la chaleur. Selon les besoins individuels, vous pouvez appuyer sur 7 pour régler la température (la séance dure 2 minutes. Après s'être éteint, le ventilateur continue de fonctionner pendant 2 minutes pour refroidir)

3. Appuyez sur le bouton d'alimentation « 5 » pour passer en mode EMS. L'appareil vibre et produit des microcourants EMS. En fonction de vos besoins individuels, vous pouvez régler le niveau EMS en appuyant sur le bouton « 7 » (réglage de l'heure par défaut 5 minutes pour le mode 3).

4. Appuyez sur le bouton « 5 » pour activer le mode humidification. L'appareil vibre, générant de la chaleur et des microcourants EMS pénétrant dans la peau. En fonction de vos besoins individuels, vous pouvez régler l'intensité EMS en appuyant sur la touche « 7 » (réglage du temps par défaut 5 minutes pour le mode 4).

5. Appuyez sur le bouton d'alimentation « 5 » pour activer le mode de synthèse de collagène. L'appareil vibre et refroidit, émettant un microcourant EMS sur la peau. Selon vos besoins individuels, vous pouvez régler l'intensité EMS en appuyant sur le bouton « 7 » (réglage de l'heure par défaut 2 minutes pour le mode 5).

Mode de purification:

(ouvre les pores et exporte la saleté des couches profondes de la peau)

Avant d'utiliser Glossy Pro, vous devez soigneusement vous démaquiller et nettoyer votre peau de toutes impuretés. Vous pouvez utiliser une brosse à dents sonique à cet effet. Pour utiliser le mode Clean, vous aurez besoin d'un coton-tige. Retirez le bord transparent et placez un coton imbibé de liquide micellaire ou autre liquide démaquillant au centre de la tête. Mettez ensuite un anneau transparent dessus pour fixer le coton. Démarrez votre appareil en activant le mode nettoyage. Votre peau sera chauffée pour ouvrir les pores et mieux évacuer la saleté, en la laissant sur le coton. Vos pores resteront propres et votre peau sera prête pour les prochaines étapes de soins.

Mode cryothérapie

(réduit et abrite pores, resserre la peau)

Le mode froid, c'est-à-dire la cryothérapie, ferme efficacement les pores et maintient l'hydratation de la peau. La température alternée de 6 à 42 °C rend la peau naturellement plus ferme, plus lisse et plus compacte.

Mode de tension EMS

(stimule les cellules musculaires et raffermi la peau, éliminant les rides)

Avant de démarrer le mode EMS, appliquez sur votre visage un sérum ou une ampoule adapté aux besoins de votre peau. Les microcourants EMS stimulent les muscles, élastifient et dynamisent la peau. Ils éliminent les pattes d'oie et les rides à la surface de la peau et lui redonnent son aspect jeune, sa fermeté et sa douceur.

Mode humidification

(facilite l'absorption des nutriments dans la peau, lisse et raffermi)

Après le nettoyage, appliquez un produit de soin tel qu'un sérum, une ampoule ou une essence sur votre visage. Activez le mode hydratant pour transporter les actifs en profondeur dans la peau. Dans chaque mode, vous pouvez activer la lumière photonique rouge, bleue ou jaune en fonction des besoins de votre peau.

Mode de synthèse du collagène

(retenir les nutriments de la peau, activer la synthèse du collagène)

Après avoir absorbé les produits de soins de la peau, activez le mode de synthèse du collagène, refroidissez pour rétrécir les pores et retenir l'humidité et les soins de la peau. Les microcourants EMS stimuleront les cellules de la peau à synthétiser du collagène et à resserrer les muscles, donnant pour effet de raffermir et de lifter la peau. Dans chaque mode, vous pouvez choisir une lumière photonique rouge, bleue ou jaune en fonction des besoins de votre peau.

Consignes de sécurité:

1. Lisez toutes les instructions de sécurité avant utilisation.
2. Suivez le manuel d'utilisation pour utiliser cet appareil.
3. Ne démontez pas et ne modifiez pas l'appareil, consultez votre distributeur pour réparation.

4. Utilisez l'appareil uniquement pour l'usage auquel il est destiné, comme décrit dans ce manuel.
5. Ne stockez pas et n'utilisez pas l'appareil dans un endroit à température et humidité élevées, comme au soleil, près d'un feu, dans la salle de bain, etc. Pour éviter un incendie ou un choc électrique.
6. N'utilisez pas et ne placez pas l'appareil dans un endroit humide, en cas de court-circuit, de choc électrique ou d'incendie.
7. Tenir à l'écart des enfants et des personnes physiquement handicapées. Une surveillance étroite est requise lorsque l'appareil est utilisé par un utilisateur de moins de 18 ans.
8. Lorsque la fonction de refroidissement fonctionne, la consommation d'énergie est relativement importante, le ventilateur aura un retard dans la dissipation thermique. L'appareil doit être laissé de côté pendant environ 10 minutes jusqu'à la prochaine utilisation après avoir utilisé la fonction Cool.
9. Ne laissez pas l'appareil connecté à l'alimentation électrique pendant une longue période.
10. Ne le touchez pas avec les mains mouillées, cela pourrait entraîner un choc électrique ou un court-circuit.
11. Ne placez pas l'appareil dans des endroits très humides, car cela pourrait entraîner un choc électrique, un court-circuit ou des dommages à l'isolation.
12. Ne laissez pas l'appareil à la portée des enfants.
13. Les enfants ne doivent pas utiliser l'appareil.
14. Il est interdit de l'utiliser dans des endroits où sont stockés des matériaux inflammables.
15. Ne nettoyez pas l'appareil avec des substances corrosives.
16. Utilisez uniquement le bloc d'alimentation fourni.
17. Avant de brancher l'alimentation électrique, assurez-vous que l'appareil est sec.
18. N'utilisez pas l'appareil sur une peau brûlée par le soleil.
19. Cesser l'utilisation en cas d'effets secondaires indésirables.

Attention:

1. Arrêtez de l'utiliser lorsque le produit devient excessivement chaud pour éviter les brûlures.
2. Ne laissez pas tomber et ne heurtez pas l'appareil.
3. N'utilisez pas l'appareil si le cordon d'alimentation est endommagé.

Contre-indications:

- Grossesse et allaitement
- implants métalliques, stimulateur cardiaque
- des objets métalliques (par exemple des bijoux)
- tumeur
- fièvre
- états pathologiques, faiblesse
- perturbation de la continuité de l'épiderme
- produits de comblement déjà utilisés, botox
- maladies cutanées virales, bactériennes et fongiques
- formes aiguës de rosacée et de phlegmon
- herpès actif
- l'épilepsie
- Migraine
- maladies de la thyroïde

Les indications:

- perte de fermeté de la peau
- couleur de peau grise et terreuse
- les rides
- décoloration
- peau sèche et déshydratée

Plus d'informations sur l'entreprise et les produits [page 2 - f2]:

- www.beautifyly.eu
- www.youtube.com/beautifyly.eu

Descripción del dispositivo	Entrada: CC 5 V
Temperatura:	6-42°C (+/-5°C)
Vibración:	8000 (-+ 10) rpm
Tiempo de carga:	2,5 horas
Corriente de carga:	500mA
Fuerza:	máx. 8,5 W
Capacidad de la batería:	1000mAh
Tiempo de espera:	45 días
Peso neto:	145g
Tamaño del dispositivo:	175*55*67mm

Seguridad:

Antes de utilizar el producto, lea este manual de usuario y siga las recomendaciones contenidas en el mismo cuando utilice el dispositivo.

Principio frío-calor:

Los estudios demuestran que llegar a la piel a una temperatura de 42°C ayuda a producir proteína HSP, reparar las células nerviosas de la piel y fortalecer la elasticidad de la piel para prevenir las arrugas. Un tratamiento térmico con una temperatura de 42°C ayuda a aflojar los poros de la piel para una limpieza profunda, mientras que un tratamiento frío con un efecto frío de hasta 6°C cierra inmediatamente los poros y retiene la nutrición. Cuidado alternando calor y frío, estimula la piel, mejora la circulación y acelera el metabolismo de los líquidos retenidos. Además, elimina eficazmente las ojeras, suaviza las líneas finas y la hinchazón e ilumina la piel. Combinado con microvibraciones, tiene un efecto positivo sobre la firmeza de la piel y reduce la fatiga. La piel queda radiante e iluminada de forma natural.

Electroestimulación EMS:

EMS contribuye a la activación de las células de la piel, estimulándolas a producir colágeno, lo que mejora la elasticidad de la piel, suaviza las arrugas y deja la piel tersa y saludable.

Efecto crio:

1. Promueve la firmeza de la piel, mantiene la elasticidad, previene alergias y otros problemas de la piel.
2. Reduce los poros, retiene la humedad en la piel y suaviza las arrugas.
3. Regenera los músculos, alivia la fatiga y la tensión de la piel, reduce el enrojecimiento y el dolor e inhibe la multiplicación de las lesiones del acné.

Terapia de luz de fotones:

1. Luz roja: longitud de onda 620 nm (± 10 nm). 18 LED llegan profundamente a la piel a 630 nm para promover la circulación sanguínea, y la regeneración de colágeno mejora la elasticidad de la piel para mantenerla suave e hidratada. Indicado para pieles flácidas y arrugadas.
2. Luz azul: longitud de onda 470 (± 10 nm). 18 LED llegan profundamente a la piel a 480 nm para matar bacterias, promover la circulación sanguínea, pueden penetrar hasta 0,25 mm debajo de la piel y matar bacterias. Tiene propiedades antiinflamatorias y bactericidas, apoya el tratamiento del acné y reduce las cicatrices del acné.
3. Luz de fotones amarilla: longitud de onda de 600 nm (± 10 nm). 18 LED llegan profundamente a la piel a 610 nm para mejorar la oxigenación celular. Estimula el drenaje linfático. Mejora el estado de la piel áspera, utilizado para tratar el enrojecimiento de la piel.

Manual de usuario detallado [página 2-f1]:

1. Cargue completamente el dispositivo antes del primer uso. El tiempo de carga es de aproximadamente 2,5 horas. Para encender el dispositivo, presione el botón "5" durante unos 3 segundos. De forma predeterminada, el modo de limpieza está configurado en el nivel de intensidad 1, el dispositivo funciona mediante vibración y calor. Dependiendo de las necesidades individuales de la piel, la temperatura se puede ajustar mediante el botón "7". Puede seleccionar luces de fotones presionando el botón "6" en cada modo (5 minutos para el modo 1).
2. Presione el botón Modo para ingresar al modo Frío (Crioterapia), el dispositivo funciona con vibración y calor. Según las necesidades individuales, puede presionar 7 para ajustar la

temperatura (la sesión dura 2 minutos. Después de apagarse, el ventilador continúa funcionando durante 2 minutos para enfriarse)

3. Presione el botón de encendido "5" para ingresar al modo EMS. El dispositivo vibra y produce microcorrientes EMS. Dependiendo de sus necesidades individuales, puede ajustar el nivel de EMS presionando el botón "7" (configuración de tiempo predeterminada de 5 minutos para el modo 3).

4. Presione el botón "5" para activar el modo de humidificación. El dispositivo vibra generando calor y microcorrientes EMS que penetran en la piel. Dependiendo de sus necesidades individuales, puede ajustar la intensidad del EMS presionando la tecla "7" (configuración de tiempo predeterminada de 5 minutos para el modo 4).

5. Presione el botón de encendido "5" para activar el modo de síntesis de colágeno. El dispositivo vibra y se enfría, emitiendo microcorriente EMS a la piel. Según sus necesidades individuales, puede ajustar la intensidad del EMS presionando el botón "7" (configuración de tiempo predeterminada de 2 minutos para el modo 5).

Modo de purificación:

(abre los poros y exporta la suciedad de las capas profundas de la piel)

Antes de usar Glossy Pro, debes lavar bien tu maquillaje y limpiar tu piel de cualquier impureza. Puedes utilizar un cepillo de dientes sónico para este fin. Para utilizar el modo Limpiar, necesitará un bastoncillo de algodón. Retira el borde transparente y coloca un algodón empapado en líquido micelar u otro líquido desmaquillante en el centro del cabezal. Luego, coloque un anillo transparente para sujetar la almohadilla de algodón. Inicie su dispositivo activando el modo limpio. Tu piel se calentará para abrir los poros y transportar mejor la suciedad hacia afuera, dejándola sobre el algodón. Tus poros permanecerán limpios y tu piel estará lista para los siguientes pasos de cuidado.

Modo crioterapia

(reduce y cierra los poros, reafirma la piel)

El modo frío, es decir, la crioterapia, cierra eficazmente los poros y mantiene la hidratación de la piel. La temperatura alterna de 6-42°C hace que la piel se vuelva más firme de forma natural, volviéndose más suave y compacta.

Modo de tensión EMS

(estimula las células musculares y reafirma la piel, eliminando las arrugas)

Antes de iniciar el modo EMS, aplica en tu rostro un sérum o ampolla adaptada a las necesidades de tu piel. Las microcorrientes EMS estimulan los músculos, elastizan y energizan la piel. Eliminan las patas de gallo y las arrugas de la superficie de la piel y le devuelven su aspecto juvenil, firmeza y tersura.

Modo de humidificación

(facilita la absorción de nutrientes en la piel, levanta y reafirma)

Después de la limpieza, aplique en el rostro un producto para el cuidado de la piel, como un suero, una ampolla o una esencia. Activa el modo hidratante para transportar los ingredientes activos profundamente a la piel. En cada modo, puedes activar la luz de fotones roja, azul o amarilla según las necesidades de tu piel.

Modo de síntesis de colágeno

(retiene la nutrición en la piel, activa la síntesis de colágeno)

Después de absorber los productos para el cuidado de la piel, active el modo de síntesis de colágeno, enfríe para reducir los poros y retener la humedad y el cuidado de la piel. Las microcorrientes EMS estimularán las células de la piel para sintetizar colágeno y tensar los músculos, dando el efecto de tensar y levantar la piel. En cada modo, puedes elegir luz de fotones roja, azul o amarilla según las necesidades de tu piel.

Instrucciones de seguridad:

1. Lea todas las instrucciones de seguridad antes de usar.
2. Siga el manual del usuario para utilizar este dispositivo.
3. No desmonte ni modifique el dispositivo, consulte a su distribuidor para su reparación.
4. Utilice el dispositivo únicamente para el fin previsto, como se describe en este manual.
5. No guarde ni utilice el dispositivo en un lugar con alta temperatura y humedad, como al sol,

cerca del fuego, en el baño, etc. Para evitar incendios o descargas eléctricas.

6. No utilice ni coloque el dispositivo en un lugar húmedo, en caso de cortocircuito, descarga eléctrica o incendio.

7. Mantener alejado de niños y personas con discapacidad física. Se requiere una estrecha supervisión cuando el dispositivo lo utiliza un usuario menor de 18 años.

8. Cuando la función de enfriamiento está funcionando, el consumo de energía es relativamente grande y el ventilador tendrá un retraso en la disipación de calor. El dispositivo debe dejarse a un lado durante aproximadamente 10 minutos hasta el siguiente uso después de usar la función Cool.

9. No deje el dispositivo conectado a la fuente de alimentación durante mucho tiempo.

10. No lo toque con las manos mojadas, podría provocar una descarga eléctrica o un cortocircuito.

11. No coloque el dispositivo en lugares con mucha humedad, ya que puede provocar descargas eléctricas, cortocircuitos o daños en el aislamiento.

12. No deje el dispositivo al alcance de los niños.

13. Los niños no deben utilizar el dispositivo.

14. Está prohibido su uso en lugares donde se almacenen materiales inflamables.

15. No limpie el dispositivo con sustancias corrosivas.

16. Utilice únicamente la fuente de alimentación incluida.

17. Antes de conectar la fuente de alimentación, asegúrese de que el dispositivo esté seco.

18. No utilice el dispositivo sobre la piel quemada por el sol.

19. Suspenda su uso en caso de efectos secundarios no deseados.

Atención:

1. Deje de usarlo cuando el producto se caliente excesivamente para evitar quemaduras.

2. No deje caer ni golpee el dispositivo.

3. No utilice el dispositivo si el cable de alimentación está dañado.

Contraindicaciones:

- embarazo y lactancia
- implantes metálicos, marcapasos
- objetos metálicos (por ejemplo, joyas)
- tumor
- fiebre
- estados de enfermedad, debilidad
- alteración de la continuidad de la epidermis
- rellenos utilizados anteriormente, botox
- enfermedades de la piel virales, bacterianas y fúngicas
- formas agudas de rosácea y flemón
- herpes activo
- epilepsia
- migrañas
- enfermedades de la tiroides

Indicaciones:

- pérdida de firmeza de la piel
- color de piel gris y terroso
- arrugas
- decoloración
- piel seca y deshidratada

Más información sobre la empresa y los productos [página 2 - f2]:

- www.beautifly.eu
- www.youtube.com/beautifly.eu

Descrição do dispositivo	Entrada: CC 5 V
Temperatura:	6-42°C (+/-5°C)
Vibração:	8.000 (+10) rpm
O tempo de carga:	2,5 horas
Corrente de carregamento:	500mA
Poder:	máx. 8,5 W
Capacidade de carga:	1000mAh
Tempo de espera:	45 dias
Peso líquido:	145g
Tamanho do dispositivo:	175*55*67mm

Segurança:

Antes de utilizar o produto, leia este manual do usuário e siga as recomendações nele contidas ao utilizar o dispositivo.

Princípio quente-frio:

Estudos mostram que atingir a pele a uma temperatura de 42°C ajuda a produzir a proteína HSP, a reparar as células nervosas da pele e a fortalecer a elasticidade da pele para prevenir rugas. Um tratamento térmico com temperatura de 42°C ajuda a soltar os poros da pele para uma limpeza profunda, enquanto um tratamento frio com efeito frio de até 6°C fecha imediatamente os poros e retém a nutrição. A alternância de cuidados com calor e frio, estimula a pele, melhora a circulação e acelera o metabolismo dos líquidos retidos. Além disso, elimina eficazmente as olheiras, suaviza linhas finas e inchaços e ilumina a pele. Combinado com microvibrações, tem efeito positivo na firmeza da pele e reduz o cansaço. A pele fica radiante e iluminada de forma natural.

Eletroestimulação EMS:

O EMS contribui para a ativação das células da pele, estimulando-as a produzir colágeno, o que melhora a elasticidade da pele, suaviza as rugas e deixa a pele macia e saudável.

Efeito frio:

1. Promove firmeza da pele, mantém a elasticidade, previne alergias e outros problemas de pele.
2. Reduz os poros, retém a umidade da pele e suaviza as rugas.
3. Regenera os músculos, alivia a fadiga e a tensão da pele, reduz a vermelhidão e a dor e inibe a multiplicação das lesões de acne.

Terapia de luz fotônica:

1. Luz vermelha: comprimento de onda 620nm (±10nm) 18 LEDs atingem profundamente a pele 630nm para promover a circulação sanguínea, e a regeneração do colágeno melhora a elasticidade da pele para mantê-la lisa e hidratada. Adequado para pele flácida e enrugada.
2. Luz azul: comprimento de onda 470 (±10nm) 18 LEDs atingem profundamente a pele 480nm para matar bactérias, promover a circulação sanguínea, podem penetrar até 0,25 mm sob a pele, matar bactérias. Possui propriedades antiinflamatórias e bactericidas, auxilia no tratamento da acne e reduz cicatrizes de acne.
3. Luz de fóton amarelo: comprimento de onda 600nm (±10nm) 18 LEDs atingem profundamente a pele 610nm para melhorar a oxigenação celular. Estimula a drenagem linfática. Melhora o estado da pele áspera, utilizado no tratamento da vermelhidão da pele.

Manual do usuário detalhado [página 2- f1]:

1. Carregue totalmente o dispositivo antes do primeiro uso. O tempo de carregamento é de aproximadamente 2,5 horas. Para ligar o aparelho, pressione o botão "5" por cerca de 3 segundos. Por padrão, o modo de limpeza está definido para o nível de intensidade 1, o dispositivo funciona com vibração e calor. Dependendo das necessidades individuais da pele, a temperatura pode ser ajustada através do botão "7". Você pode selecionar luzes de fótons pressionando o botão "6" em cada modo (5 minutos para o modo 1).
2. Pressione o botão Mode para entrar no modo Cool (Crioterapia), o dispositivo funciona com vibração e calor. De acordo com as necessidades individuais, você pode pressionar 7 para ajustar a temperatura (a sessão dura 2 minutos. Após desligar, o ventilador continua

funcionando por 2 minutos para esfriar)

3. Pressione o botão **liga/desliga "5"** para entrar no modo EMS. O dispositivo vibra e produz microcorrentes EMS. Dependendo de suas necessidades individuais, você pode ajustar o nível EMS pressionando o botão **"7"** (configuração de tempo padrão de 5 minutos para o modo 3).

4. Pressione o botão **"5"** para **ligar** o modo de umidificação. O dispositivo vibra, gerando calor e microcorrentes EMS que penetram na pele. Dependendo de suas necessidades individuais, você pode ajustar a intensidade do EMS pressionando a tecla **"7"** (configuração de tempo padrão de 5 minutos para o modo 4).

5. Pressione o botão **liga/desliga "5"** para ativar o modo de síntese de colágeno. O dispositivo vibra e esfria, emitindo microcorrente EMS para a pele. De acordo com suas necessidades individuais, você pode ajustar a intensidade do EMS pressionando o botão **"7"** (configuração de tempo padrão de 2 minutos para o modo 5).

Modo de purificação:

(abre os poros e exporta a sujeira das camadas profundas da pele)

Antes de usar Glossy Pro, você deve lavar bem a maquiagem e limpar a pele de quaisquer impurezas. Você pode usar uma escova de dentes sônica para essa finalidade. Para usar o modo Limpo, você precisará de um cotonete. Retire a borda transparente e coloque um algodão embebido em fluido micelar ou outro líquido desmaquiante no centro da cabeça. Em seguida, coloque um anel transparente para prender o algodão. Inicie o seu dispositivo ativando o modo limpo. Sua pele será aquecida para abrir os poros e transportar melhor a sujeira, deixando-a no algodão. Seus poros permanecerão limpos e sua pele estará pronta para os próximos cuidados.

Modo crioterapia

(reduz e abriga poros, aperta a pele)

O modo Cool, ou seja, a crioterapia, fecha eficazmente os poros e mantém a hidratação da pele. A alternância de temperatura de 6-42°C faz com que a pele fique mais firme de forma natural, ficando mais lisa e compacta.

Modo de tensionamento EMS

(estimula as células musculares e aperta a pele, eliminando rugas)

Antes de iniciar o modo EMS, aplique no rosto um soro ou ampola adaptado às necessidades da sua pele. As microcorrentes EMS estimulam os músculos, elásticam e energizam a pele. Eles removem pés de galinha e rugas da superfície da pele e restauram sua aparência jovem, firmeza e suavidade.

Modo de umidificação

(facilita a absorção de nutrientes pela pele, levanta e aperta)

Após a limpeza, aplique no rosto um produto para a pele, como soro, ampola ou essência. Ative o modo hidratante para transportar os ingredientes ativos profundamente na pele. Em cada modo, você pode ativar a luz fóton vermelha, azul ou amarela, dependendo das necessidades da sua pele.

Modo de síntese de colágeno

(reter a nutrição da pele, ativar a síntese de colágeno)

Depois de absorver os produtos para a pele, ative o modo de síntese de colágeno, esfrie para diminuir os poros e reter a umidade e o cuidado da pele. As microcorrentes EMS estimularão as células da pele a sintetizar colágeno e tensionar os músculos, dando o efeito de tensionar e levantar a pele. Em cada modo, você pode escolher a luz fóton vermelha, azul ou amarela, dependendo das necessidades da sua pele.

Instruções de segurança:

1. Leia todas as instruções de segurança antes de usar.
2. Siga o manual do usuário para usar este dispositivo.
3. Não desmonte ou modifique o dispositivo, consulte seu distribuidor para reparos.
4. Utilize o dispositivo apenas para o fim a que se destina, conforme descrito neste manual.
5. Não guarde ou utilize o aparelho em locais com alta temperatura e umidade, como ao sol, próximo ao fogo, no banheiro, etc.
6. Não utilize nem coloque o aparelho em locais úmidos, em caso de curto-circuito, choque

elétrico ou incêndio.

7. Manter afastado de crianças e pessoas com deficiência física. É necessária supervisão cuidadosa quando o dispositivo é operado por um usuário com menos de 18 anos de idade.
8. Quando a função de resfriamento está funcionando, o consumo de energia é relativamente grande, o ventilador terá um atraso na dissipação de calor. O aparelho deve ser guardado por aproximadamente 10 minutos até o próximo uso após usar a função Cool.
9. Não deixe o aparelho conectado à fonte de alimentação por muito tempo.
10. Não toque com as mãos molhadas, pois pode resultar em choque elétrico ou curto-circuito.
11. Não coloque o aparelho em locais com muita umidade, pois pode resultar em choque elétrico, curto-circuito ou danos ao isolamento.
12. Não deixe o aparelho ao alcance das crianças.
13. As crianças não devem utilizar o dispositivo.
14. É proibido utilizá-lo em locais onde são armazenados materiais inflamáveis.
15. Não limpe o aparelho com substâncias corrosivas.
16. Use apenas a fonte de alimentação incluída.
17. Antes de conectar a fonte de alimentação, certifique-se de que o aparelho esteja seco.
18. Não use o aparelho em pele queimada pelo sol.
19. Interrompa o uso em caso de efeitos colaterais indesejados.

Atenção:

1. Pare de usar quando o produto ficar excessivamente quente para evitar queimaduras.
2. Não deixe cair nem bata no dispositivo.
3. Não use o dispositivo se o cabo de alimentação estiver danificado.

Contra-indicações:

- gravidez e lactação
- implantes metálicos, marca-passo
- objetos de metal (por exemplo, joias)
- tumor
- febre
- estados de doença, fraqueza
- perturbação da continuidade da epiderme
- preenchimentos usados anteriormente, botox
- doenças de pele virais, bacterianas e fúngicas
- formas agudas de rosácea e flegmão
- herpes ativo
- epilepsia
- enxaquecas
- doenças da tireóide

Indicações:

- perda de firmeza da pele
- cor de pele cinza e terrosa
- rugas
- descoloração
- pele seca e desidratada

Mais informações sobre a empresa e produtos [página 2 - f2]:

- www.beautify.eu
- www.youtube.com/beautify.eu

Descrizione del dispositivo	Ingresso: CC 5 V
Temperatura:	6-42°C (+/-5°C)
Vibrazione:	8000 (+ 10) giri/min
Tempo di carica:	2,5 ore
Corrente di carica:	500 mA
Energia:	massimo 8,5 W
Capacità della batteria:	1000 mAh
Tempo di attesa:	45 giorni
Peso netto:	145 g
Dimensioni del dispositivo:	175*55*67mm

Sicurezza:

Prima di utilizzare il prodotto, leggere questo manuale utente e seguire le raccomandazioni in esso contenute durante l'utilizzo del dispositivo.

Principio caldo-freddo:

Gli studi dimostrano che raggiungere la pelle ad una temperatura di 42°C aiuta a produrre la proteina HSP, a riparare le cellule nervose della pelle e a rafforzare l'elasticità della pelle per prevenire le rughe. Un trattamento termico con una temperatura di 42°C aiuta a sciogliere i pori della pelle per una pulizia profonda, mentre un trattamento freddo con un effetto freddo fino a 6°C restringe immediatamente i pori e trattiene il nutrimento. Il trattamento alternato di caldo e freddo, stimola la pelle, migliora la circolazione e accelera il metabolismo dei liquidi trattenuti. Inoltre, elimina efficacemente le occhiaie sotto gli occhi, leviga le linee sottili e il gonfiore e illumina la pelle. Combinato con le microvibrazioni, ha un effetto positivo sulla compattezza della pelle e riduce l'affaticamento. La pelle diventa radiosa e illuminata in modo naturale.

Elettrostimolazione EMS:

L'EMS contribuisce all'attivazione delle cellule della pelle, stimolandole a produrre collagene, che migliora l'elasticità della pelle, leviga le rughe e lascia la pelle liscia e sana.

Effetto crio:

1. Promuove la compattezza della pelle, mantiene l'elasticità, previene allergie e altri problemi della pelle.
2. Riduce i pori, trattiene l'umidità nella pelle e leviga le rughe.
3. Rigenera i muscoli, allevia l'affaticamento e la tensione della pelle, riduce il rossore e il dolore e inibisce la moltiplicazione delle lesioni dell'acne.

Terapia della luce fotonica:

1. Luce rossa: lunghezza d'onda 620 nm (± 10 nm) 18 LED raggiungono profondamente la pelle 630 nm per favorire la circolazione sanguigna e la rigenerazione del collagene migliora l'elasticità della pelle per mantenerla liscia e idratata. Adatto per pelli rilassate e rugose.
2. Luce blu: lunghezza d'onda 470 (± 10 nm) 18 LED raggiungono profondamente la pelle 480 nm per uccidere i batteri, favorire la circolazione sanguigna, possono penetrare fino a 0,25 mm sotto la pelle, uccidere i batteri. Ha proprietà antinfiammatorie e battericide, coadiuva il trattamento dell'acne e riduce le cicatrici da acne.
3. Luce fotonica gialla: lunghezza d'onda 600 nm (± 10 nm) 18 LED raggiungono profondamente la pelle 610 nm per migliorare l'ossigenazione cellulare. Stimola il drenaggio linfatico. Migliora la condizione della pelle ruvida, usato per trattare gli arrossamenti della pelle.

Manuale utente dettagliato [pagina 2- f1]:

1. Caricare completamente il dispositivo prima del primo utilizzo. Il tempo di ricarica è di circa 2,5 ore. Per accendere il dispositivo, premere il pulsante "5" per circa 3 secondi. Per impostazione predefinita, la modalità di pulizia è impostata sul livello di intensità 1, il dispositivo funziona utilizzando vibrazioni e calore. A seconda delle esigenze individuali della pelle, la temperatura può essere regolata utilizzando il pulsante "7". È possibile selezionare le luci fotoniche premendo il pulsante "6".
in ciascuna modalità (tempo di 5 minuti per la modalità 1).
2. Premere il pulsante Modalità per accedere alla modalità Cool (Crioterapia), il dispositivo funziona con vibrazioni e calore. In base alle esigenze individuali, è possibile premere 7 per regolare la temperatura (la sessione dura 2 minuti. Dopo lo spegnimento, la ventola continua a

funzionare per 2 minuti per raffreddarsi)

3. Premere il pulsante di accensione "5" per accedere alla modalità EMS. Il dispositivo vibra e produce microcorrenti EMS. A seconda delle vostre esigenze individuali, potete regolare il livello EMS premendo il pulsante "7" (impostazione predefinita del tempo 5 minuti per la modalità 3).

4. Premere il pulsante "5" per attivare la modalità di umidificazione. Il dispositivo vibra, generando calore e microcorrenti EMS che penetrano nella pelle. A seconda delle vostre esigenze individuali, potete regolare l'intensità dell'EMS premendo il tasto "7" (impostazione predefinita del tempo 5 minuti per la modalità 4).

5. Premere il pulsante di accensione "5" per attivare la modalità di sintesi del collagene. Il dispositivo vibra e si raffredda, emettendo microcorrente EMS sulla pelle. In base alle vostre esigenze individuali, potete regolare l'intensità dell'EMS premendo il pulsante "7" (impostazione predefinita del tempo: 2 minuti per la modalità 5).

Modalità di purificazione:

(apre i pori ed esporta lo sporco dagli strati profondi della pelle)

Prima di utilizzare Glossy Pro, dovresti lavare accuratamente il trucco e pulire la pelle da eventuali impurità. A questo scopo è possibile utilizzare uno spazzolino sonico. Per utilizzare la modalità Pulita, avrai bisogno di un batuffolo di cotone. Rimuovere il bordo trasparente e posizionare al centro della testa un dischetto di cotone imbevuto di liquido micellare o altro liquido struccante. Quindi mettilo sopra un anello trasparente per fissare il dischetto di cotone. Avvia il tuo dispositivo attivando la modalità pulita. La pelle verrà riscaldata per aprire i pori e trasportare meglio lo sporco, lasciandolo sul dischetto di cotone. I tuoi pori rimarranno puliti e la tua pelle sarà pronta per i successivi passaggi di cura.

Modalità crioterapia

(riduce e case pori, rassoda la pelle)

La modalità Cool, ovvero la crioterapia, chiude efficacemente i pori e mantiene l'idratazione della pelle. L'alternanza della temperatura da 6 a 42°C fa sì che la pelle diventi naturalmente più soda, levigata e compatta.

Modalità di tensionamento EMS

(stimola le cellule muscolari e rassoda la pelle, eliminando le rughe)

Prima di iniziare la modalità EMS, applica sul viso un siero o una fiala adatta alle esigenze della tua pelle. Le microcorrenti EMS stimolano i muscoli, elasticizzano ed energizzano la pelle. Rimuovono le zampe di gallina e le rughe sulla superficie della pelle e ne ripristinano l'aspetto giovanile, la compattezza e la levigatezza.

Modalità umidificazione

(facilita l'assorbimento dei nutrienti nella pelle, solleva e rassoda)

Dopo la pulizia, applica sul viso un prodotto per la cura della pelle come un siero, una fiala o un'essenza. Attiva la modalità idratante per trasportare i principi attivi in profondità nella pelle. In ciascuna modalità puoi attivare la luce fotonica rossa, blu o gialla a seconda delle esigenze della tua pelle.

Modalità di sintesi del collagene

(mantenere il nutrimento nella pelle, attivare la sintesi del collagene)

Dopo aver assorbito i prodotti per la cura della pelle, attivare la modalità di sintesi del collagene, raffreddare per restringere i pori e trattenere l'umidità e la cura della pelle. Le microcorrenti EMS stimoleranno le cellule della pelle a sintetizzare il collagene e rassodare i muscoli, dando l'effetto di rassodare e sollevare la pelle. In ciascuna modalità, puoi scegliere la luce fotonica rossa, blu o gialla a seconda delle esigenze della tua pelle.

Istruzioni di sicurezza:

1. Leggere tutte le istruzioni di sicurezza prima dell'uso.
2. Seguire il manuale dell'utente per utilizzare questo dispositivo.
3. Non smontare o modificare il dispositivo, consultare il distributore per la riparazione.
4. Utilizzare il dispositivo solo per lo scopo previsto, come descritto in questo manuale.
5. Non conservare o utilizzare il dispositivo in un luogo con temperatura e umidità elevate, come al sole, vicino al fuoco, in bagno, ecc. Per evitare incendi o scosse elettriche.
6. Non utilizzare o posizionare il dispositivo in ambienti umidi, in caso di cortocircuito, scosse

elettriche o incendio.

7. Tenere lontano dalla portata dei bambini e delle persone fisicamente disabili. È necessaria una stretta supervisione quando il dispositivo viene utilizzato da un utente di età inferiore a 18 anni.

8. Quando la funzione di raffreddamento è attiva, il consumo energetico è relativamente elevato, la ventola avrà un ritardo nella dissipazione del calore. Il dispositivo deve essere messo da parte per circa 10 minuti fino al successivo utilizzo dopo aver utilizzato la funzione Raffreddamento.

9. Non lasciare il dispositivo collegato all'alimentazione per lungo tempo.

10. Non toccarlo con le mani bagnate, potrebbe provocare scosse elettriche o cortocircuiti.

11. Non posizionare il dispositivo in luoghi con elevata umidità, poiché potrebbe provocare scosse elettriche, cortocircuiti o danni all'isolamento.

12. Non lasciare il dispositivo alla portata dei bambini.

13. I bambini non devono utilizzare l'apparecchio.

14. È vietato utilizzarlo in luoghi in cui sono conservati materiali infiammabili.

15. Non pulire l'apparecchio con sostanze corrosive.

16. Utilizzare solo l'alimentatore incluso.

17. Prima di collegare l'alimentazione, assicurarsi che il dispositivo sia asciutto.

18. Non utilizzare il dispositivo sulla pelle scottata dal sole.

19. Interrompere l'uso in caso di effetti collaterali indesiderati.

Attenzione:

1. Smettere di utilizzare quando il prodotto diventa eccessivamente caldo per evitare scottature.

2. Non far cadere o colpire il dispositivo.

3. Non utilizzare il dispositivo se il cavo di alimentazione è danneggiato.

Controindicazioni:

- gravidanza e allattamento
- impianti metallici, pacemaker
- oggetti metallici (ad esempio gioielli)
- tumore
- febbre
- stati patologici, debolezza
- interruzione della continuità dell'epidermide
- filler precedentemente utilizzati, botox
- malattie cutanee virali, batteriche e fungine
- forme acute di rosacea e flemmone
- herpes attivo
- epilessia
- emicranie
- malattie della tiroide

Indicazioni:

- perdita di compattezza della pelle
- colore della pelle grigio e terroso
- rughe
- scolorimento
- pelle secca e disidratata

Maggiori informazioni sull'azienda e sui prodotti [pagina 2 - f2]:

- www.beautifly.eu
- www.youtube.com/beautifly.eu

Popis zařízení Vstup:	DC 5V
Teplota:	6-42 °C (+/-5 °C)
Vibrace:	8000 (-+ 10) ot./min
Doba nabíjení:	2,5 hodiny
Nabíjecí proud:	500 mA
Napájení:	max 8,5W
Kapacita baterie:	1000 mAh
Pohotovostní doba:	45 dní
Čistá hmotnost:	145 g
Velikost zařízení:	175*55*67mm

Bezpečnostní:

Před použitím výrobku si přečtěte tuto uživatelskou příručku a při používání zařízení dodržujte doporučení v ní uvedená.

Princip horký-studený:

Studie ukazují, že dosažení pokožky při teplotě 42 °C pomáhá produkovat protein HSP, opravuje kožní nervové buňky a posiluje elasticitu pokožky, aby se zabránilo vráskám. Tepelné ošetření s teplotou 42°C pomáhá uvolnit póry pleti pro hloubkové čištění, zatímco ošetření za studena s chladivým efektem do 6°C póry okamžitě stahuje a uzamyká živinu. Střídavá péče o teplo a chlad, stimuluje pokožku, zlepšuje prokrvení a zrychluje metabolismus zadržovaných tekutin. Navíc účinně eliminuje tmavé kruhy pod očima, vyhlazuje jemné linky a otoky a rozjasňuje pleť. V kombinaci s mikrovibracemi příznivě působí na pevnost pokožky a snižuje únavu. Pleť se rozzáří a rozzáří přirozeným způsobem.

EMS elektrostimulace:

EMS přispívá k aktivaci kožních buněk, stimuluje je k produkci kolagenu, což zlepšuje elasticitu pokožky, vyhlazuje vrásky a zanechává pokožku hladkou a zdravou.

Crio efekt:

1. Podporuje pevnost pokožky, udržuje elasticitu, předchází alergiím a dalším kožním problémům.
2. Redukuje póry, zadržuje vlhkost v pleti a vyhlazuje vrásky.
3. Regeneruje svaly, zmírňuje únavu a napětí pokožky, snižuje zarudnutí a bolest a brání množení akné a lézí.

Fotonová světelná terapie:

1. Červené světlo: vlnová délka 620nm (±10nm) 18 LED dopadá hluboko do pokožky 630nm pro podporu krevního oběhu a regenerace kolagenu zlepšuje elasticitu pokožky, aby byla pokožka hladká a zvlhčená. Vhodné pro ochablou a vráscitou pokožku.
2. Modré světlo: vlnová délka 470 (±10nm) 18 LED hluboko zasáhne pokožku 480nm, aby zabila bakterie, podpořila krevní oběh, může proniknout až 0,25 mm pod kůži, zabít bakterie. Má protizánětlivé a baktericidní vlastnosti, podporuje léčbu akné a redukuje jizvy po akné.
3. Žluté fotonové světlo: vlnová délka 600nm (±10nm) 18 LED dopadá hluboko do pokožky 610nm pro zlepšení oxykličení buněk. Stimuluje lymfatickou drenáž. Zlepšuje stav hrubé kůže, používá se k léčbě zarudnutí kůže.

Podrobná uživatelská příručka [strana 2- f1]:

1. Před prvním použitím zařízení plně nabijte. Doba nabíjení je přibližně 2,5 hodiny. Chcete-li zařízení zapnout, stiskněte tlačítko „5“ po dobu asi 3 sekund. Standardně je režim čištění nastaven na stupeň intenzity 1, zařízení funguje pomocí vibrací a tepla. V závislosti na individuálních potřebách pokožky lze teplotu upravit pomocí tlačítka „7“. Fotonová světla můžete vybrat stisknutím tlačítka "6".
v každém režimu (čas 5 minut po režim 1).
2. Stisknutím tlačítka Mode přejděte do režimu Cool (kryoterapie), zařízení pracuje s vibracemi a teplem. Podle individuální potřeby můžete stisknutím 7 upravit teplotu (relace trvá 2 minuty. Po vypnutí ventilátor ještě 2 minuty běží, aby se ochladil)
3. Stisknutím tlačítka napájení „5“ přejděte do režimu EMS. Zařízení vibruje a produkuje EMS mikroproudy. V závislosti na vašich individuálních potřebách můžete upravit úroveň

EMS stisknutím tlačítka „7“ (výchozí nastavení času 5 minut pro režim 3).

4. Stisknutím tlačítka „5“ zapnete režim zvlhčování. Zařízení vibruje, generuje teplo a EMS mikroproudy pronikající kůží. V závislosti na vašich individuálních potřebách můžete upravit intenzitu EMS stisknutím tlačítka „7“ (výchozí nastavení času 5 minut pro režim 4).

5. Stisknutím tlačítka napájení „5“ zapnete režim syntézy kolagenu. Zařízení vibruje a ochlazuje, přičemž do pokožky vysílá mikroproud EMS. Intenzitu EMS můžete upravit podle svých individuálních potřeb stisknutím tlačítka „7“ (výchozí nastavení času 2 minuty pro režim 5).

Režim čištění:

(otevívá póry a odvádí nečistoty z hlubokých vrstev pokožky)

Před použitím Glossy Pro byste měli důkladně smýt make-up a očistit pleť od všech nečistot. K tomuto účelu můžete použít sonický zubní kartáček. K použití režimu Clean budete potřebovat vatový tampon. Odstraňte průhledný lem a do středu hlavy umístěte vatový tampon namočený v micelární tekutině nebo jiné tekutině na odličování. Poté na něj nasadte průhledný kroužek, kterým připevníte bavlněnou podložku. Spustíte zařízení zapnutím čistého režimu. Vaše pokožka se zahřeje, aby se otevřely póry a nečistoty se lépe odnesly ven a zůstaly na vatovém tamponu. Vaše póry zůstanou čisté a vaše pleť bude připravena na další kroky péče.

Režim kryoterapie

(snižuje a domy póry, zpevňuje pokožku)

Cool režim, tedy Kryoterapie, účinně uzavírá póry a udržuje hydrataci pokožky. Střídání teplot od 6-42OC způsobuje, že se pokožka přirozeným způsobem zpevní, stane se hladší a kompaktnější.

Režim napínání EMS

(stimuluje svalové buňky a napíná pokožku, eliminuje vrásky)

Před spuštěním režimu EMS naneste na obličej sérum nebo ampuli přizpůsobenou potřebám vaší pleti. EMS mikroproudy stimulují svaly, elastifikují a energizují pokožku. Odstraňují vrány a vrásky na povrchu pokožky a obnovují její mladistvý vzhled, pevnost a hladkost.

Režim zvlhčování

(usnadňuje vstřebávání živin do pokožky, zvedá a napíná)

Po očištění naneste na obličej produkt péče o pleť, jako je sérum, ampule nebo esence. Aktivujte režim hydratace pro transport aktivních složek hluboko do pokožky. V každém režimu můžete aktivovat červené, modré nebo žluté fotonové světlo v závislosti na potřebách vaší pleti.

Režim syntézy kolagenu

(udržuje výživu v pokožce, aktivuje syntézu kolagenu)

Po vstřebání produktů péče o pleť zapnete režim syntézy kolagenu, ochlaďte se, abyste stáhli póry a udrželi vlhkost a péči v pokožce. Mikroproudy EMS budou stimulovat kožní buňky k syntéze kolagenu a napnutí svalů, čímž dojde k napnutí a zvednutí pokožky. V každém režimu si můžete vybrat červené, modré nebo žluté fotonové světlo v závislosti na potřebách vaší pleti.

Bezpečnostní instrukce:

1. Před použitím si přečtěte všechny bezpečnostní pokyny.
2. Při používání tohoto zařízení postupujte podle uživatelské příručky.
3. Zařízení nerozebírejte ani neupravujte, opravu konzultujte s distributorem.
4. Používejte zařízení pouze k účelu, ke kterému je určeno, jak je popsáno v tomto návodu.
5. Neskladujte ani nepoužívejte zařízení na místě s vysokou teplotou a vlhkostí, např. na slunci, v blízkosti ohně, v koupelně atd. Abyste předešli požáru nebo úrazu elektrickým proudem.
6. Nepoužívejte a neumísťujte zařízení do vlhkého stavu, v případě zkratu, úrazu elektrickým proudem nebo požáru.
7. Uchovávejte mimo dosah dětí a tělesně postižených osob. Pokud zařízení obsluhuje uživatel mladší 18 let, je vyžadován pečlivý dohled.

8. Když funguje funkce chlazení, spotřeba energie je relativně velká, ventilátor bude mít zpoždění v odvodu tepla. Po použití funkce Cool by měl být přístroj odložen na přibližně 10 minut do dalšího použití.
9. Nenechávejte zařízení připojené k napájení po dlouhou dobu.
10. Nedotýkejte se jej mokřýma rukama, mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem nebo zkratu.
11. Neumísťujte zařízení na místa s vysokou vlhkostí, mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem, zkratu nebo poškození izolace.
12. Nenechávejte zařízení v dosahu dětí.
13. Děti nesmějí zařízení používat.
14. Je zakázáno jej používat v místech, kde jsou skladovány hořlavé materiály.
15. Nečistěte zařízení žíravými látkami.
16. Používejte pouze dodaný napájecí zdroj.
17. Před připojením napájení se ujistěte, že je zařízení suché.
18. Nepoužívejte přístroj na kůži spálenou sluncem.
19. V případě nežádoucích vedlejších účinků přerušete užívání.

Pozornost:

1. Přestaňte používat, když se produkt nadměrně zahřeje, abyste se nepopálili.
2. Zabraňte pádu nebo nárazu zařízení.
3. Pokud je napájecí kabel poškozen, zařízení nepoužívejte.

Kontraindikace:

- těhotenství a kojení
- kovové implantáty, kardiostimulátor
- kovové předměty (např. šperky)
- nádor
- horečka
- chorobné stavy, slabost
- narušení kontinuity epidermis
- dříve používané výplně, botox
- virová, bakteriální a plísňová onemocnění kůže
- akutní formy růžovky a flegmóny
- aktivní herpes
- epilepsie
- migrény
- onemocnění štítné žlázy

Indikace:

- ztráta pevnosti pokožky
- šedá a zemitá barva pleti
- vrásky
- odbarvení
- suchá, dehydratovaná pokožka

Více informací o společnosti a produktech [strana 2 - f2]:

- www.beautifly.eu
- www.youtube.com/beautifly.eu

Popis zariadenia/Vstup:	DC 5V
teplota:	6-42 °C (+/-5 °C)
Vibrácie:	8000 (-+ 10) ot./min
Doba nabíjania:	2,5 hodiny
Nabíjací prúd:	500 mA
Moc:	max 8,5W
Kapacita batérie:	1000 mAh
Pohotovostný čas:	45 dní
Cista hmotnosť:	145 g
Veľkosť zariadenia:	175*55*67mm

Zabezpečenie:

Pred použitím produktu si prečítajte túto používateľskú príručku a pri používaní zariadenia dodržiavajte odporúčania v nej uvedené.

Princíp horúceho a studeného:

Štúdie ukazujú, že dosiahnutie pokožky pri teplote 42 °C pomáha produkovať proteín HSP, opravuje kožné nervové bunky a posilňuje elasticitu pokožky, aby sa zabránilo vráskam. Tepelné ošetrenie s teplotou 42°C pomáha uvoľniť póry pleti pre hĺbkové čistenie, zatiaľ čo ošetrenie za studena s efektom chladu do 6°C póry okamžite stiahne a uzamkne výživu. Striedavá starostlivosť o teplo a chlad, stimuluje pokožku, zlepšuje cirkuláciu a urýchľuje metabolizmus zadržiavaných tekutín. Okrem toho účinne eliminuje tmavé kruhy pod očami, vyhladzuje jemné linky a opuchy a rozjasňuje pleť. V kombinácii s mikrovibráciami priaznivo pôsobí na pevnosť pokožky a znižuje únavu. Pleť sa rozžiari a rozžiari prirodzeným spôsobom.

Elektrostimulácia EMS:

EMS prispieva k aktivácii kožných buniek, stimuluje ich k tvorbe kolagénu, čo zlepšuje elasticitu pokožky, vyhladzuje vrásky a zanecháva pokožku hladkú a zdravú.

Crio efekt:

1. Podporuje pevnosť pokožky, udržiava elasticitu, predchádza alergiám a iným kožným problémom.
2. Redukuje póry, zadržiava vlhkosť v pokožke a vyhladzuje vrásky.
3. Regeneruje svaly, zmierňuje únavu a napätie pokožky, znižuje začervenanie a bolesť a bráni množeniu akné.

Terapia fotónovým svetlom:

1. Červené svetlo: vlnová dĺžka 620nm (±10nm) 18 LED hlboko zasiahne pokožku 630nm na podporu krvného obehu a regenerácia kolagénu zlepšuje elasticitu pokožky, aby bola pokožka hladká a zvlhčená. Vhodné na ochabnutú a vráskavú pokožku.
2. Modré svetlo: vlnová dĺžka 470 (±10nm) 18 LED hlboko zasiahne pokožku 480nm, aby zabila baktérie, podporila krvný obeh, môže preniknúť až do hĺbky 0,25 mm pod kožu, zabíja baktérie. Má protizápalové a baktericídne vlastnosti, podporuje liečbu akné a redukuje jazvy po akné.
3. Žlté fotónové svetlo: vlnová dĺžka 600nm (±10nm) 18 LED hlboko zasiahne pokožku 610nm na zlepšenie okysličenia buniek. Stimuluje lymfatickú drenáž. Zlepšuje stav drsnej pokožky, používa sa na liečbu začervenania kože.

Podrobný návod na použitie [strana 2- f1]:

1. Pred prvým použitím zariadenie úplne nabite. Doba nabíjania je približne 2,5 hodiny. Ak chcete zariadenie zapnúť, stlačte tlačidlo „5“ na približne 3 sekundy. Štandardne je režim čistenia nastavený na stupeň intenzity 1, zariadenie funguje pomocou vibrácií a tepla. V závislosti od individuálnych potrieb pokožky je možné nastaviť teplotu pomocou tlačidla „7“.
2. Fotónové svetlá môžete vybrať stlačením tlačidla „6“.
3. v každom režime (čas 5 minút pre režim 1).
2. Stlačením tlačidla Mode vstúpite do režimu Cool (Kryoterapia), zariadenie pracuje s vibráciami a teplom. Podľa individuálnych potrieb môžete stlačiť 7 pre nastavenie teploty (relácia trvá 2 minúty. Po vypnutí ventilátor beží ešte 2 minúty, aby vychladol)
3. Stlačením tlačidla napájania „5“ vstúpite do režimu EMS. Zariadenie vibruje a produkuje

EMS mikroprúdy. V závislosti od vašich individuálnych potrieb môžete upraviť úroveň EMS stlačením tlačidla „7“ (predvolené nastavenie času 5 minút pre režim 3).

4. Stlačením tlačidla „5“ zapnete režim zvlhčovania. Zariadenie vibruje, vytvára teplo a EMS mikroprúdy prenikajú do pokožky. V závislosti od vašich individuálnych potrieb môžete nastaviť intenzitu EMS stlačením tlačidla „7“ (predvolené nastavenie času 5 minút pre režim 4).

5. Stlačením tlačidla napájania „5“ zapnete režim syntézy kolagénu. Zariadenie vibruje a chladí, pričom do pokožky vysiela mikroprúd EMS. Podľa vašich individuálnych potrieb si môžete nastaviť intenzitu EMS stlačením tlačidla „7“ (predvolené nastavenie času 2 minúty pre režim 5).

Režim čistenia:

(otvára póry a vylučuje nečistoty z hlbokých vrstiev pokožky)

Pred použitím Glossy Pro by ste si mali dôkladne zmyť make-up a očistiť pleť od akýchkoľvek nečistôt. Na tento účel môžete použiť sonickú zubnú kefku. Ak chcete použiť režim Clean, budete potrebovať vatový tampón. Odstráňte priehľadný okraj a do stredu hlavy umiestnite vatový tampón namočený v micelárnej tekutine alebo inej tekutine na odličovanie. Potom naň nasadte priehľadný krúžok na pripevnenie vatovej podložky. Spustíte svoje zariadenie zapnutím čistého režimu. Vaša pokožka bude zahriata, aby sa otvorili póry a nečistoty sa lepšie preniesli von a zostali na vatovom tampóne. Vaše póry zostanú čisté a vaša pleť bude pripravená na ďalšie kroky starostlivosti.

Režim kryoterapie

(redukuje a domy póry, spevňuje pokožku)

Cool režim, teda Kryoterapia, účinne uzatvára póry a udržuje hydratáciu pokožky. Striedavá teplota od 6-42OC spôsobuje, že pokožka sa prirodzeným spôsobom spevňuje, stáva sa hladšou a kompaktnjšou.

EMS režim napínania

(stimuluje svalové bunky a napína pokožku, eliminuje vrásky)

Pred spustením režimu EMS si na tvár naneste sérum alebo ampulku prispôbenú potrebám vašej pleti. EMS mikroprúdy stimulujú svaly, pružia a energizujú pokožku. Odstraňujú vrany a vrásky na povrchu pokožky a navracajú jej mladistvý vzhľad, pevnosť a hladkosť.

Režim zvlhčovania

(ufahčuje vstrebávanie živín do pokožky, vypína a napína)

Po očistení naneste na tvár produkt starostlivosti o pleť, ako je sérum, ampulka alebo esencia. Aktivujte režim hydratácie, aby sa aktívne zložky dostali hlboko do pokožky. V každom režime môžete aktivovať červené, modré alebo žlté fotónové svetlo v závislosti od potrieb vašej pokožky.

Režim syntézy kolagénu

(zachováva výživu v pokožke, aktivuje syntézu kolagénu)

Po vstrebaní produktov starostlivosti o pleť zapnete režim syntézy kolagénu, ochladíte sa, aby ste stiahli póry a zachovali vlhkosť a starostlivosť v pokožke. EMS mikroprúdy stimulujú kožné bunky k syntéze kolagénu a napínaniu svalov, čo má za následok napnutie a zdvihnutie pokožky. V každom režime si môžete vybrať červené, modré alebo žlté fotónové svetlo v závislosti od potrieb vašej pleti.

Bezpečnostné inštrukcie:

1. Pred použitím si prečítajte všetky bezpečnostné pokyny.
2. Pri používaní tohto zariadenia postupujte podľa používateľskej príručky.
3. Zariadenie nerozoberajte ani neupravujte, o oprave sa poraďte s distribútorom.
4. Zariadenie používajte iba na určený účel, ako je popísané v tomto návode.
5. Neskladujte ani nepoužívajte zariadenie na mieste s vysokou teplotou a vlhkosťou, ako je slnko, blízko ohňa, v kúpeľni atď. Aby ste predišli požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom.
6. Zariadenie nepoužívajte ani neumiestňujte do vlhkého stavu, v prípade skratu, zásahu elektrickým prúdom alebo požiaru.
7. Uchováajte mimo dosahu detí a telesne postihnutých osôb. Keď zariadenie obsluhuje

používateľ mladší ako 18 rokov, vyžaduje sa prísny dohľad.

8. Keď funguje funkcia chladenia, spotreba energie je pomerne veľká, ventilátor bude mať oneskorenie v odvode tepla. Po použití funkcie Cool by mal byť prístroj odložený na približne 10 minút do ďalšieho použitia.

9. Nenechávajte zariadenie dlho pripojené k zdroju napájania.

10. Nedotýkajte sa ho mokrými rukami, môže dôjsť k úrazu elektrickým prúdom alebo skratu.

11. Neumiestňujte zariadenie na miesta s vysokou vlhkosťou, pretože môže dôjsť k úrazu elektrickým prúdom, skratu alebo poškodeniu izolácie.

12. Nenechávajte prístroj v dosahu detí.

13. Deti nesmú prístroj používať.

14. Je zakázané používať ho na miestach, kde sa skladujú horľavé materiály.

15. Nečistite prístroj korozívnymi látkami.

16. Používajte len dodaný napájací zdroj.

17. Pred pripojením napájacieho zdroja sa uistite, že je zariadenie suché.

18. Prístroj nepoužívajte na pokožku spálenú slnkom.

19. V prípade nežiaducich vedľajších účinkov prestaňte užívať.

Pozor:

1. Prestaňte produkt používať, keď sa nadmerne zahreje, aby ste predišli popáleninám.

2. Zariadenie nehádzte ani neudierajte.

3. Zariadenie nepoužívajte, ak je napájací kábel poškodený.

Kontraindikácie:

- tehotenstvo a dojčenie
- kovové implantáty, kardiostimulátor
- kovové predmety (napríklad šperky)
- nádor
- horúčka
- chorobné stavy, slabosť
- narušenie kontinuity epidermis
- predtým používané výplne, botox
- vírusové, bakteriálne a plesňové ochorenia kože
- akútne formy rosacey a flegmóny
- aktívny herpes
- epilepsia
- migrény
- ochorenia štítnej žľazy

Indikácie:

- strata pevnosti pokožky
- sivá a zemitá farba pleti
- vrásky
- zmena farby
- suchá, dehydrovaná pokožka

Viac informácií o spoločnosti a produktoch [strana 2 - f2]:

- www.beautifly.eu
- www.youtube.com/beautifly.eu

Opis naprave Vnos:	DC 5V
Temperatura:	6-42°C (+/-5°C)
Vibracije:	8000 (-+ 10) vrt./min
Čas polnjenja:	2,5 ure
Polnilni tok:	500 mA
moč:	največ 8,5 W
Kapaciteta baterije:	1000 mAh
Čas pripravljenosti:	45 dni
Neto teža:	145 g
Velikost naprave:	175*55*67 mm

Varnost:

Pred uporabo izdelka preberite ta uporabniški priročnik in pri uporabi naprave upoštevajte priporočila v njem.

Princip toplo-hladno:

Študije kažejo, da doseganje kože pri temperaturi 42 °C pomaga proizvajati beljakovine HSP, obnovlja kožne živčne celice in krepi elastičnost kože ter preprečuje nastanek gub. Toplotna obdelava s temperaturo 42 °C pomaga sprostiti pore kože za globinsko čiščenje, medtem ko hladna nega s hladnim učinkom do 6 °C takoj zoži pore in zaklene prehrano. Izmenična toplotna in hladna nega stimulira kožo, izboljša cirkulacijo in pospeši presnovo zadrževanih tekočin. Poleg tega učinkovito odpravlja temne kolobarje pod očmi, gladi drobne gubice in otekline ter posvetli kožo. V kombinaciji z mikrovibracijami pozitivno vpliva na čvrstost kože in zmanjšuje utrujenost. Koža postane sijoča in osvetljena na naraven način.

EMS elektrostimulacija:

EMS prispeva k aktivaciji kožnih celic, jih spodbuja k proizvodnji kolagena, kar izboljša elastičnost kože, gladi gube in pusti kožo gladko in zdravo.

Crio učinek:

1. Spodbuja čvrstost kože, ohranja elastičnost, preprečuje alergije in druge težave s kožo.
2. Zmanjšuje pore, zadržuje vlago v koži in gladi gube.
3. Regenerira mišice, lajša utrujenost in napetost kože, zmanjšuje rdečico in bolečino ter zavira množenje aken.

Fotonska svetlobna terapija:

1. Rdeča svetloba: valovna dolžina 620 nm (± 10 nm) 18 LED diod globoko doseže kožo 630 nm za spodbujanje krvnega obtoka, regeneracija kolagena pa izboljša elastičnost kože, da je koža gladka in navlažena. Primerno za povešeno in nagubano kožo.
2. Modra svetloba: valovna dolžina 470 (± 10 nm) 18 LED diod globoko doseže kožo 480 nm, da uniči bakterije, spodbuja krvni obtok, lahko prodre do 0,25 mm pod kožo, ubije bakterije. Ima protivnetne in baktericidne lastnosti, podpira zdravljenje aken in zmanjšuje brazgotine po aknah.
3. Rumena fotonska svetloba: valovna dolžina 600 nm (± 10 nm) 18 LED diod globoko doseže kožo 610 nm za izboljšanje oksigenacije celic. Spodbuja limfno drenažo. Izboljša stanje hrapave kože, uporablja se za zdravljenje rdečice kože.

Podroben uporabniški priročnik [stran 2- f1]:

1. Pred prvo uporabo popolnoma napolnite napravo. Čas polnjenja je približno 2,5 ure. Za vklop naprave pritisnite gumb "5" za približno 3 sekunde. Privzeto je način čiščenja nastavljen na stopnjo intenzivnosti 1, naprava deluje s pomočjo vibracij in toplote. Glede na individualne potrebe kože lahko temperaturo prilagodite s tipko "7". Fotonske luči lahko izberete s pritiskom na gumb "6".
v vsakem načinu (čas 5 minut za način 1).
2. Pritisnite gumb Mode, da vstopite v način Cool (krioterapija), naprava deluje z vibracijami in toploto. Glede na individualne potrebe lahko pritisnete 7 za nastavitve temperature (seja traja 2 minuti. Po izklopu ventilator deluje še 2 minuti, da se ohladi)
3. Pritisnite gumb za vklop "5", da vstopite v način EMS. Naprava vibrira in proizvaja mikrotokove EMS. Glede na vaše individualne potrebe lahko prilagodite raven EMS s

pritisikom na gumb "7" (privzeta nastavitve časa 5 minut za način 3).

4. Pritisnite gumb "5", da vklopite način vlaženja. Naprava vibrira, ustvarja toploto in EMS mikrotokove, ki prodirajo skozi kožo. Glede na vaše individualne potrebe lahko prilagodite intenzivnost EMS s pritiskom na tipko "7" (privzeta nastavitve časa 5 minut za način 4).

5. Pritisnite gumb za vklop "5", da vklopite način sinteze kolagena. Naprava vibrira in se ohlaja ter oddaja EMS mikrotok na kožo. Glede na vaše individualne potrebe lahko prilagodite intenzivnost EMS s pritiskom na gumb "7" (privzeta nastavitve časa 2 minuti za način 5).

Način čiščenja:

(odpira pore in izvaža umazanijo iz globokih plasti kože)

Pred uporabo Glossy Pro temeljito sperite ličila in kožo očistite morebitnih nečistoč. V ta namen lahko uporabite sonično zobno ščetko. Za uporabo načina Clean boste potrebovali vatirano palčko. Odstranite prozoren rob in na sredino glave položite vatno blazinico, namočeno v micelarno tekočino ali drugo tekočino za odstranjevanje ličil. Nato nanjo namestite prozoren obroček, da pritrdite vatirano blazinico. Zaženite napravo tako, da vklopite čisti način. Vaša koža se bo segrela, da bo odprla pore in bolje prenašala umazanijo ven, tako da bo ostala na vatni blazini. Vaše pore bodo ostale čiste in vaša koža bo pripravljena na naslednje korake nege.

Način krioterapije

(zmanjšuje in hiše pore, napne kožo)

Cool način, t.i. krioterapija, učinkovito zapira pore in ohranja navlaženost kože. Izmenična temperatura od 6-42°C povzroči, da se koža na naraven način učvrsti, postane bolj gladka in kompaktna.

Način napenjanja EMS

(stimulira mišične celice in napne kožo, odpravlja gube)

Pred začetkom EMS načina na obraz nanesite serum ali ampulo, prilagojeno potrebam vaše kože. EMS mikrotokovi stimulirajo mišice, kožo elastično in energično. Odstranjujejo kurje tačke in gube na površini kože ter ji vračajo mladosten videz, čvrstost in gladkost.

Način vlaženja

(olajša vpijanje hranilnih snovi v kožo, jo dvigne in napne)

Po čiščenju na obraz nanesite izdelek za nego kože, kot je serum, ampula ali esenca. Aktivirajte vlažilni način za prenos aktivnih sestavin globoko v kožo. V vsakem načinu lahko aktivirate rdečo, modro ali rumeno fotonsko svetlobo, odvisno od potreb vaše kože.

Način sinteze kolagena

(ohranjajo hranila v koži, aktivirajo sintezo kolagena)

Po vpianju negovalnih izdelkov vklopite način sinteze kolagena, ohladite, da skrite pore in zadržite vlago in nego kože. Mikrotokovi EMS bodo spodbudili kožne celice k sintezi kolagena in učvrstili mišice, kar bo dalo učinek zategovanja in dvigovanja kože. V vsakem načinu lahko izberete rdečo, modro ali rumeno fotonsko svetlobo, odvisno od potreb vaše kože.

Varnostna navodila:

1. Pred uporabo preberite vsa varnostna navodila.
2. Sledite navodilom za uporabo te naprave.
3. Naprave ne razstavljajte ali spreminjajte, za popravilo se posvetujte s svojim distributerjem.
4. Napravo uporabljajte samo za predvideni namen, kot je opisano v tem priročniku.
5. Naprave ne shranjujte ali uporabljajte na mestu z visoko temperaturo in vlažnostjo, na primer na soncu, v bližini ognja, v kopalnici itd. Da preprečite požar ali električni udar.
6. Naprave ne uporabljajte ali postavljajte v vlažno okolje v primeru kratkega stika, električnega udara ali požara.
7. Hraniti izven doseg otrok in telesno prizadetih oseb. Če napravo upravlja uporabnik, mlajši od 18 let, je potreben natančen nadzor.
8. Ko funkcija hlajenja deluje, je poraba energije relativno velika, ventilator bo imel zakasnitev pri odvajanju toplote. Po uporabi funkcije Hlajenje je treba napravo odložiti za

približno 10 minut do naslednje uporabe.

9. Naprave ne puščajte dlje časa priključene na napajanje.

10. Ne dotikajte se ga z mokrimi rokami, lahko pride do električnega udara ali kratkega stika.

11. Naprave ne postavljajte na mesta z visoko vlažnostjo, saj lahko pride do električnega udara, kratkega stika ali poškodbe izolacije.

12. Naprave ne puščajte v dosegu otrok.

13. Naprave ne smejo uporabljati otroci.

14. Prepovedana je uporaba v prostorih, kjer so shranjeni vnetljivi materiali.

15. Naprave ne čistite z jedkimi snovmi.

16. Uporabljajte samo priloženi napajalnik.

17. Pred priključitvijo napajalnika se prepričajte, da je naprava suha.

18. Naprave ne uporabljajte na opečeni koži.

19. V primeru neželenih stranskih učinkov prenehajte z uporabo.

Pozor:

1. Prenehajte z uporabo, ko se izdelek preveč segreje, da preprečite opekline.

2. Naprave ne pazite na tla in je ne udarjajte.

3. Naprave ne uporabljajte, če je napajalni kabel poškodovan.

Kontraindikacije:

- nosečnost in dojenje
- kovinski vsadki, srčni spodbujevalnik
- kovinski predmeti (npr. nakit)
- tumor
- vročina
- bolezenska stanja, šibkost
- motnje kontinuitete povrhnjice
- prej uporabljena polnila, botox
- virusne, bakterijske in glivične kožne bolezni
- akutne oblike rozacee in flegmona
- aktivni herpes
- epilepsija
- migrene
- bolezni ščitnice

Indikacije:

- izguba čvrstosti kože
- siva in zemeljska barva kože
- gube
- razbarvanje
- suha, dehidrirana koža

Več informacij o podjetju in izdelkih [stran 2 - f2]:

- www.beautifly.eu
- www.youtube.com/beautifly.eu

Seadme kirjeldusSisend:	DC 5V
Temperatuur:	6-42°C (+/-5°C)
Vibratsioon:	8000 (-+ 10) pööret minutis
Laadimisaeg:	2,5 tundi
Laadimisvool:	500mA
Võimsus:	max 8,5W
Aku mahutavus:	1000 mAh
Ooteaeg:	45 päeva
Neto kaal:	145 g
Seadme suurus:	175 * 55 * 67 mm

Turvalisus:

Enne toote kasutamist lugege käesolev kasutusjuhend läbi ja järgige seadme kasutamisel selles sisalduvaid soovitusi.

Kuuma-külma põhimõte:

Uuringud näitavad, et naha jõudmine temperatuuril 42°C aitab toota HSP valku, parandada naha närvirakke ja tugevdada naha elastsust, et vältida kortsude teket. Kuumtöötlus temperatuuriga 42°C aitab lõdvendada naha poorid sügavpuhastuseks, külmhoolitsus aga kuni 6°C külmaefektiga ahendab koheselt poorid ja lukustab toitained. Hoolitseb vaheldumisi sooja ja külma eest, ergutab nahka, parandab vereringet ja kiirendab peidetud vedelike ainevahetust. Lisaks eemaldab see tõhusalt tumedad silmaalused, silub peeneid kortse ja turseid ning muudab naha heledamaks. Koos mikrovibratsiooniga mõjub see positiivselt naha pingulusele ja vähendab väsimust. Nahk muutub loomulikult viisil säravaks ja säravaks.

EMS elektrostimulatsioon:

EMS aitab kaasa naharakkude aktiveerumisele, stimuleerides neid tootma kollageeni, mis parandab naha elastsust, silub kortse ning jätab naha siledaks ja terveks.

Crio efekt:

1. Soodustab naha tugevust, säilitab elastsuse, ennetab allergiaid ja muid nahaprobleeme.
2. Vähendab poore, hoiab nahas niiskust ja silub kortse.
3. Regenereerib lihaseid, leevendab naha väsimust ja pingeid, vähendab punetust ja valu ning pidurdab aknekollete paljunemist.

Fotonvalgusteraapia:

1. Punane tuli: lainepikkus 620nm (±10nm) 18 LED-i ulatuvad sügavalt nahani 630nm, et soodustada vereringet ning kollageeni regenereerimine parandab naha elastsust, et nahk oleks sile ja niisutatud. Sobib lõtvunud ja kortsus nahale.
2. Sinine valgus: lainepikkus 470 (±10nm) 18 LED-i ulatuvad sügavalt nahani 480nm, et tappa baktereid, soodustada vereringet, tungida kuni 0,25 mm naha alla, tappa baktereid. Selles on põletikuvastased ja bakteritsiidsed omadused, see toetab akne ravi ja vähendab akne arme.
3. Kollane footonvalgus: lainepikkus 600nm (±10nm) 18 LED-i ulatuvad sügavalt nahani 610nm, et parandada rakkude hapnikuga varustamist. Stimuleerib lümfidrenaaži. Parandab kareda naha seisundit, kasutatakse nahapunetuse raviks.

Üksikasjalik kasutusjuhend [lehekülg 2- f1]:

1. Laadige seade enne esmakordset kasutamist täielikult täis. Laadimisaeg on umbes 2,5 tundi. Seadme sisselülitamiseks vajutage nuppu "5" umbes 3 sekundit. Vaikimisi on puhastusrežiim seatud intensiivsuse tasemele 1, seade töötab vibratsiooni ja kuumuse abil. Vastavalt naha individuaalsetele vajadustele saab temperatuuri reguleerida "7" nupu abil. Saate valida footontuled, vajutades nuppu "6".
igas režiimis (režiimi 1 jaoks 5 minutit).
2. Jahutusrežiimi (krüoteraapia) sisenemiseks vajutage nuppu Mode, seade töötab vibratsiooni ja kuumusega. Vastavalt individuaalsetele vajadustele saate temperatuuri reguleerimiseks vajutada 7 (seanss kestab 2 minutit. Pärast väljalülitamist jätkab ventilaatori tööd 2 minutit, et jahtuda)
3. EMS-režiimi sisenemiseks vajutage toitenuppu "5". Seade vibreerib ja toodab EMS-i

mikrovoolusid. Sõltuvalt teie individuaalsetest vajadustest saate EMS-i taset reguleerida, vajutades nuppu "7" (vaikajaseade 3. režiimi jaoks on 5 minutit).

4. Niisutusrežiimi sisselülitamiseks vajutage nuppu "5". Seade vibreerib, tekitades soojust ja EMS-i mikrovoolusid, mis tungivad läbi naha. Sõltuvalt teie individuaalsetest vajadustest saate reguleerida EMS-i intensiivsust, vajutades klahvi "7" (vaikajaseade 4. režiimi jaoks on 5 minutit).

5. Kollageeni sünteesirežiimi sisselülitamiseks vajutage toitenuppu "5". Seade vibreerib ja jahutab, kiirgades nahka EMS-i mikrovoolu. Vastavalt oma individuaalsetele vajadustele saate EMS-i intensiivsust reguleerida, vajutades nuppu "7" (5. režiimi vaikajaseade 2 minutit).

Puhastusrežiim:

(avab poorid ja viib mustuse naha sügavamatest kihtidest välja)

Enne Glossy Pro kasutamist tuleb meik põhjalikult maha pesta ja nahk mustusest puhastada. Sel eesmärgil saate kasutada sonic hambaharja. Puhastusrežiimi kasutamiseks vajate vatitupsu. Eemalda läbipaistev serv ja asetage pea keskele mitsellaarvedelikus või muus meigieemaldusvedelikus immutatud vatipadi. Seejärel pange sellele vatipadja kinnitamiseks läbipaistev rõngas. Käivitage seade, lülitades sisse puhastusrežiimi. Teie nahka kuumutatakse, et avada poorid ja mustus paremini välja viia, jättes selle vatipadjale. Teie poorid jäävad puhtaks ja nahk on järgmisteks hooldustappideks valmis.

Krütöteraapia režiim

(vähendab ja majad poore, pinguldab nahka)

Cool mode ehk krütöteraapia sulgeb tõhusalt poorid ja säilitab naha hüdratsiooni. Vahelduv temperatuur 6-42°C muudab naha loomulikult viisil pingimaks, muutub siledamaks ja kompaktsemaks.

EMS pingutusrežiim

(stimuleerib lihaskrakke ja pinguldab nahka, kõrvaldades kortsud)

Enne EMS-režiimi käivitamist kandke näole naha vajadustele kohandatud seerumit või ampulli. EMS-i mikrovoolud stimuleerivad lihaseid, elastseerivad ja annavad nahale energiat. Need eemaldavad nahapinnalt varesejalad ja kortsud ning taastavad selle noorusliku välimuse, tugevuse ja sileduse.

Niisutamise režiim

(hõlbustab toitainete imendumist nahka, tõstab ja pinguldab)

Pärast puhastamist kandke näole nahahooldustoode, näiteks seerum, ampull või essents. Aktiveerige niisutav režiim, et transportida toimeained sügavale nahka. Igas režiimis saate sõltuvalt naha vajadustest aktiveerida punase, sinise või kollase footonvalguse.

Kollageeni sünteesi režiim

(säilitavad nahas toitumist, aktiveerivad kollageeni sünteesi)

Pärast nahahooldustoodete imendumist lülitage sisse kollageeni sünteesi režiim, jahutage, et ahendada poore ning säilitada niiskust ja hooldust nahas. EMS-i mikrovoolud stimuleerivad naharakke kollageeni sünteesima ja lihaseid pingutama, andes nahka pinguldava ja tõstva efekti. Igas režiimis saate vastavalt naha vajadustele valida punase, sinise või kollase footonvalguse.

Ohutusjuhised:

1. Enne kasutamist lugege läbi kõik ohutusjuhised.
2. Seadme kasutamiseks järgige kasutusjuhendit.
3. Ärge võtke seadet lahti ega muutke seda, pöörduge parandamiseks oma edasimüüja poole.
4. Kasutage seadet ainult ettenähtud otstarbel, nagu on kirjeldatud selles juhendis.
5. Ärge hoidke ega kasutage seadet kõrge temperatuuri ja niiskusega kohas, näiteks päikese käes, tule lähedal, vannitoas jne. Tulekahju või elektrilöögi vältimiseks.
6. Ärge kasutage ega asetage seadet niiskesse kohta lühise, elektrilöögi või tulekahju korral.
7. Hoida eemal lastest ja füüsilise puudega inimestest. Kui seadet kasutab alla 18-aastane kasutaja, on vajalik hoolikas järelevalve.
8. Kui jahutusfunktsioon töötab, on energiatarve suhteliselt suur, ventilaatoril on soojust

hajumise viivitus. Seade tuleb umbes 10 minutiks kõrvale jätta kuni järgmise kasutamiseni pärast funktsiooni Cool kasutamist.

9. Ärge jätke seadet pikaks ajaks vooluvõrku ühendatud.

10. Ärge puudutage seda märgade kätega, see võib põhjustada elektrilöögi või lühise.

11. Ärge asetage seadet kõrge õhuniiskusega kohtadesse, kuna see võib põhjustada elektrilöögi, lühise või isolatsioonikahjustusi.

12. Ärge jätke seadet lastele kättesaamatusse.

13. Lapsed ei tohi seadet kasutada.

14. Keelatud on kasutada tuleohtlike materjalide ladustamiskohtades.

15. Ärge puhastage seadet söövitavate ainetega.

16. Kasutage ainult kaasasolevat toiteallikat.

17. Enne toiteallika ühendamist veenduge, et seade on kuiv.

18. Ärge kasutage seadet päikesepõletatud nahal.

19. Soovimatute kõrvaltoimete ilmnemisel lõpetage kasutamine.

Tähelepanu:

1. Lõpetage kasutamine, kui toode muutub liiga kuumaks, et vältida põletusi.

2. Ärge pillake seadet maha ega lööge seda.

3. Ärge kasutage seadet, kui toitejuhe on kahjustatud.

Vastunäidustused:

- rasedus ja imetamine
- metallist implantaadid, südamestimulaator
- metall esemed (nt ehted)
- kasvaja
- palavik
- haigusseisundid, nõrkus
- epidermise järjepidevuse rikkumine
- varem kasutatud täiteaineid, botox
- viiruslikud, bakteriaalsed ja seenhaigused
- roosatsea ja flegmoni ägedad vormid
- aktiivne herpes
- epilepsia
- migreenid
- kilpnäärmehaigused

Näidustused:

- naha tugevuse kaotus
- hall ja maalähedane nahavärv
- kortsud
- värvimuutus
- kuiv, dehüdreeritud nahk

Rohkem infot ettevõtte ja toodete kohta [lk 2 - f2]:

- www.beautifly.eu
- www.youtube.com/beautifly.eu

Įrenginio aprašymas\vestis:	DC 5V
Temperatūra:	6-42°C (+/-5°C)
Vibracija:	8000 (-+ 10) aps./min
Įkrovimo laikas:	2,5 valandos
Įkrovimo srovė:	500 mA
Galia:	max 8,5W
Baterijos talpa:	1000 mAh
Budėjimo laikas:	45 dienos
Grynas svoris:	145 g
Įrenginio dydis:	175 * 55 * 67 mm

Saugumas:

Prieš naudodami gaminį, perskaitykite šį vartotojo vadovą ir laikykitės jame pateiktų rekomendacijų, kai naudojate įrenginį.

Karšto-šalto principas:

Tyrimai rodo, kad oda pasiekus 42°C temperatūrą padeda gaminti HSP baltymą, atstatyti odos nervines ląsteles ir sustiprinti odos elastingumą, kad išvengtų raukšlių. Šiluminė procedūra su 42°C temperatūra padeda išlaisvinti odos poras giliam valymui, o šalta procedūra su šalčio efektu iki 6°C iš karto sutraukia poras ir užfiksuoja maitinimą. Kaitinamas šilumos ir šalčio priežiūra, stimuliuoja odą, gerina kraujotaką ir pagreitina susilaikiusių skysčių apykaitą. Be to, efektyviai naikina tamsius ratilus po akimis, išlygina smulkias raukšleles ir patinimą, skatina odą. Kartu su mikrovibracijomis teigiamai veikia odos stangrumą ir mažina nuovargį. Oda tampa švytinti ir švytinti natūraliu būdu.

EMS elektrostimuliacija:

EMS prisideda prie odos ląstelių aktyvinimo, skatina jas gaminti kolageną, kuris gerina odos elastingumą, lygina raukšles, o oda tampa lygi ir sveika.

Krio efektas:

1. Skatina odos stangrumą, palaiko elastingumą, apsaugo nuo alergijų ir kitų odos problemų.
2. Sumažina poras, išlaiko drėgmę odoje ir lygina raukšles.
3. Regeneruoja raumenis, mažina odos nuovargį ir įtampą, mažina paraudimą ir skausmą, stabdo spuogų pažeidimų dauginimąsi.

Fotonų šviesos terapija:

1. Raudona šviesa: bangos ilgis 620nm (±10nm) 18 šviesos diodų giliai pasiekia odą 630nm, kad skatintų kraujotaką, o kolageno regeneracija pagerina odos elastingumą, kad oda būtų lygi ir drėkinama. Tinka suglebusiai ir raukšlėtai odai.
2. Mėlyna šviesa: bangos ilgis 470 (±10 nm) 18 šviesos diodų giliai pasiekia odą 480 nm, kad sunaikintų bakterijas, skatintų kraujotaką, gali prasiskverbti iki 0,25 mm po oda, naikinti bakterijas. Jis turi priešuždegiminių ir baktericidinių savybių, palaiko spuogų gydymą ir mažina spuogų randus.
3. Geltona fotonų šviesa: bangos ilgis 600nm (±10nm) 18 šviesos diodų giliai pasiekia odą 610nm, kad pagerintų ląstelių aprūpinimą deguonimi. Stimuliuoja limfos nutekėjimą. Gerina šiurkščios odos būklę, naudojamas odos paraudimui gydyti.

Išsamus vartotojo vadovas [puslapis 2- f1]:

1. Prieš naudodami pirmą kartą, visiškai įkraukite įrenginį. Įkrovimo laikas yra apie 2,5 valandos. Norėdami įjungti įrenginį, paspauskite mygtuką „5“ maždaug 3 sekundes. Pagal numatytuosius nustatymus valymo režimas nustatytas į 1 intensyvumo lygį, prietaisas veikia naudodamas vibraciją ir šilumą. Atsižvelgiant į individualius odos poreikius, temperatūrą galima reguliuoti mygtuku „7“. Fotonų šviesas galite pasirinkti paspausdami mygtuką „6“. Kiekviename režime (5 minutės 1 režimui).
2. Paspauskite režimo mygtuką, kad įeintumėte į vėsinimo režimą (krioterapija), prietaisas veikia su vibracija ir šiluma. Pagal individualius poreikius galite paspausti 7, kad reguliuotumėte temperatūrą (seansas trunka 2 minutes. Išjungus ventiliatorių toliau veikia 2 minutes, kad atvėstų)
3. Paspauskite maitinimo mygtuką „5“, kad įjungtumėte EMS režimą. Prietaisas vibruoja ir

gamina EMS mikrosroves. Priklausomai nuo individualių poreikių, EMS lygį galite reguliuoti paspausdami mygtuką „7“ (numatytasis laiko nustatymas 5 minutės 3 režimui).

4. Paspauskite mygtuką „5“, kad įjungtumėte drėkinimo režimą. Prietaisas vibruoja, generuodamas šilumą ir EMS mikrosroves, kurios prasiskverbia pro odą. Priklausomai nuo jūsų individualių poreikių, galite reguliuoti EMS intensyvumą paspausdami mygtuką „7“ (numatytasis laiko nustatymas 5 minutės 4 režimui).

5. Paspauskite maitinimo mygtuką „5“, kad įjungtumėte kolageno sintezės režimą. Prietaisas vibruoja ir vėsina, skleisdamas EMS mikrosrovę į odą. Pagal savo individualius poreikius EMS intensyvumą galite reguliuoti paspausdami mygtuką „7“ (numatytasis laiko nustatymas 2 minutės 5 režimui).

Valymo režimas:

(atveria poras ir pašalina nešvarumus iš gilių odos sluoksnių)

Prieš naudodami Glossy Pro, turite kruopščiai nuplauti makiažą ir nuvalyti odą nuo bet kokių nešvarumų. Šiuo tikslu galite naudoti garsinį dantų šepetėlį. Norėdami naudoti valymo režimą, jums reikės vatos tampono. Nuimkite permatomą apvadą ir į galvos centrą padėkite miceliniam skystyje ar kitu makiažo valikliu suvilgytą vatos diskelį. Tada uždėkite permatomą žiedą, kad pritvirtintumėte vatos diskelį. Paleiskite įrenginį įjungę valymo režimą. Jūsų oda bus šildoma, kad atvertų poras ir geriau pašalintų nešvarumus, paliekant juos ant vatos kilimėlio. Jūsų poros išliks švarios, o oda bus paruošta kitiems priežiūros žingsniams.

Krioterapijos režimas

(sumažina ir namus sutraukia poras, stangrina odą)

Cool režimas, t.y. krioterapija, efektyviai uždaro poras ir palaiko odos drėkinimą. Kintamoji temperatūra nuo 6 iki 42°C priverčia odą natūraliai stangrėti, tampa lygesnė ir kompaktiškesnė.

EMS įtempimo režimas

(stimuliuoja raumenų ląsteles ir stangrina odą, naikina raukšles)

Prieš įjungdami EMS režimą, veidą patepkite serumu ar ampulė, pritaikytu jūsų odos poreikiams. EMS mikrosrovės stimuliuoja raumenis, suteikia odai elastingumo ir energijos. Jie pašalina varnų pėdas ir odos paviršiaus raukšles bei grąžina jai jaunatvišką išvaizdą, stangrumą ir glotnumą.

Drėkinimo režimas

(palengvina maistinių medžiagų įsisavinimą į odą, pakelia ir stangrina)

Nuvalę veidą patepkite odos priežiūros priemone, tokia kaip serumas, ampulė ar esencija. Įjunkite drėkinimo režimą, kad veikliosios medžiagos būtų perneštos giliai į odą. Kiekviename režime galite suaktyvinti raudoną, mėlyną arba geltoną fotonų šviesą, priklausomai nuo jūsų odos poreikių.

Kolageno sintezės režimas

(išlaiko maitinimą odoje, aktyvina kolageno sintezę)

Susigėrę odos priežiūros priemones, įjunkite kolageno sintezės režimą, atvėsinkite, kad sutrauktumėte poras ir išlaikytumėte drėgmę bei priežiūrą odoje. EMS mikrosrovės paskatins odos ląsteles sintetinti kolageną ir stangrins raumenis, suteikdamos odos stangrinimo ir pakėlimo efektą. Kiekviename režime galite pasirinkti raudoną, mėlyną arba geltoną fotonų šviesą, priklausomai nuo jūsų odos poreikių.

Saugos instrukcijos:

1. Prieš naudodami perskaitykite visas saugos instrukcijas.
2. Norėdami naudoti šį įrenginį, vadovaukitės vartotojo vadovu.
3. Neardykite ir nemodifikuokite įrenginio, dėl remonto kreipkitės į platintoją.
4. Prietaisą naudokite tik pagal paskirtį, kaip aprašyta šiame vadove.
5. Nelaikykite ir nenaudokite įrenginio aukštos temperatūros ir drėgmės vietose, pvz., saulėje, šalia ugnies, vonios kambaryje ir pan. Kad išvengtumėte gaisro ar elektros smūgio.
6. Nenaudokite ir nestatykite prietaiso drėgnoje vietoje trumpojo jungimo, elektros smūgio ar gaisro atveju.
7. Saugoti nuo vaikų ir fizinę negalią turinčių asmenų. Atidžiai prižiūrėti reikia, kai įrenginį naudoja jaunesnis nei 18 metų vartotojas.

8. Kai veikia aušinimo funkcija, energijos suvartojimas yra palyginti didelis, ventiliatorius vėluoja šilumos išsklaidymo metu. Prietaisas turi būti paliktas maždaug 10 minučių iki kito naudojimo po vėsinimo funkcijos.
9. Nepalikite įrenginio ilgą laiką prijungto prie maitinimo šaltinio.
10. Nelieskite jo šlapiomis rankomis, nes galite gauti elektros smūgį arba trumpąjį jungimą.
11. Nestatykite prietaiso vietose, kuriose yra daug drėgmės, nes tai gali sukelti elektros smūgį, trumpąjį jungimą arba izoliacijos pažeidimą.
12. Nepalikite prietaiso vaikams nepasiekiamoje vietoje.
13. Vaikai neturi naudotis prietaisu.
14. Draudžiama jį naudoti vietose, kur laikomos degios medžiagos.
15. Nevalykite prietaiso korozinėmis medžiagomis.
16. Naudokite tik komplekte esantį maitinimo šaltinį.
17. Prieš prijungdami prie maitinimo šaltinio, įsitikinkite, kad prietaisas yra sausas.
18. Nenaudokite prietaiso ant saulės nudegusios odos.
19. Atsiradus nepageidaujamam šalutiniam poveikiui, nustokite vartoti.

Dėmesio:

1. Nustokite naudoti, kai gaminys per daug įkaista, kad išvengtumėte nudegimų.
2. Nenumeskite ir nedaužykite prietaiso.
3. Nenaudokite įrenginio, jei pažeistas maitinimo laidas.

Kontraindikacijos:

- nėštumas ir žindymo laikotarpis
- metaliniai implantai, širdies stimulatorius
- metaliniai daiktai (pvz., papuošalai)
- navikas
- karščiavimas
- ligos, silpnumas
- epidermio tęstinumo sutrikimas
- anksčiau naudoti užpildai, botoksas
- virusinės, bakterinės ir grybelinės odos ligos
- ūminės rožinės ir flegmonos formos
- aktyvus herpesas
- epilepsija
- migrena
- skydliaukės ligos

Indikacijos:

- odos stangrumo praradimas
- pilka ir žemiška odos spalva
- raukšlės
- spalvos pasikeitimas
- sausa, dehidratuota oda

Daugiau informacijos apie įmonę ir gaminius [puslapis 2 - f2]:

- www.beautifly.eu
- www.youtube.com/beautifly.eu

Ierīces apraksts/levade:	DC 5V
Temperatūra:	6-42°C (+/-5°C)
Vibrācija:	8000 (-+ 10) apgr./min
Uzlādes laiks:	2,5 stundas
Uzlādes strāva:	500mA
Jauda:	max 8,5W
Akumulatora ietilpība:	1000 mAh
Gaidīšanas laiks:	45 dienas
Neto svars:	145 g
Ierīces izmērs:	175 * 55 * 67 mm

Drošība:

Pirms izstrādājuma lietošanas izlasiet šo lietotāja rokasgrāmatu un ierīces lietošanas laikā ievērojiet tajā ietvertos ieteikumus.

Karstā-aukstā princips:

Pētījumi liecina, ka ādas sasniegšana 42°C temperatūrā palīdz ražot HSP proteīnu, atjaunot ādas nervu šūnas un stiprināt ādas elastību, lai novērstu grumbu veidošanos. Termiskā apstrāde ar 42°C temperatūru palīdz atraisīt ādas poras dziļai attīrīšanai, savukārt aukstā procedūra ar aukstuma efektu līdz 6°C uzreiz savelk poras un nofiksē barošanu. Mainīga siltuma un aukstuma kopšana, stimulē ādu, uzlabo asinsriti un paātrina aizturēto šķidrumu vielmaiņu. Turklāt tas efektīvi likvidē tumšos lokus zem acīm, izlīdzina smalkās krunciņas un pietūkumu, kā arī padara ādu gaišāku. Kombinācijā ar mikrovibrācijām tas pozitīvi ietekmē ādas tvirtumu un mazina nogurumu. Āda kļūst mirdzoša un izgaismota dabiskā veidā.

EMS elektrostimulācija:

EMS veicina ādas šūnu aktivizēšanos, stimulējot tās ražot kolagēnu, kas uzlabo ādas elastību, izlīdzina grumbas un padara ādu gludu un veselīgu.

Krio efekts:

1. Veicina ādas tvirtumu, saglabā elastību, novērš alerģiju un citas ādas problēmas.
2. Samazina poras, saglabā mitrumu ādā un izlīdzina grumbas.
3. Atjauno muskuļus, mazina ādas nogurumu un sasprindzinājumu, mazina apsārtumu un sāpes, kā arī kavē pinnes bojājumu savairošanos.

Fotonu gaismas terapija:

1. Sarkanā gaisma: viļņa garums 620nm (±10nm) 18 gaismas diodes dziļi sasniedz ādu 630nm, lai veicinātu asinsriti, un kolagēna reģenerācija uzlabo ādas elastību, lai āda būtu gluda un mitrināta. Piemērots ļengānai un krunkainai ādai.
2. Zilā gaisma: viļņa garums 470 (±10 nm) 18 gaismas diodes dziļi sasniedz ādu 480 nm, lai iznīcinātu baktērijas, veicinātu asinsriti, var iekļūt līdz 0,25 mm zem ādas, nogalināt baktērijas. Tam ir pretiekaisuma un baktericīdas īpašības, tas atbalsta pūtītes ārstēšanu un samazina pūtītes rētas.
3. Dzeltēnā fotonu gaisma: viļņa garums 600nm (±10nm) 18 gaismas diodes dziļi sasniedz ādu 610nm, lai uzlabotu šūnu skābekļa piegādi. Stimulē limfas attēci. Uzlabo raupjas ādas stāvokli, lieto ādas apsārtuma ārstēšanai.

Sīkāka lietotāja rokasgrāmata [2-11 lapa]:

1. Lūdzu, pilnībā uzlādējiet ierīci pirms pirmās lietošanas. Uzlādes laiks ir aptuveni 2,5 stundas. Lai ieslēgtu ierīci, nospiediet pogu "5" apmēram 3 sekundes. Pēc noklusējuma tīrīšanas režīms ir iestatīts uz 1. intensitātes līmeni, ierīce darbojas, izmantojot vibrāciju un siltumu. Atkarībā no individuālajām ādas vajadzībām, temperatūru var regulēt, izmantojot pogu "7". Jūs varat izvēlēties fotonu gaismas, nospiežot pogu "6", katrā režīmā (5 minūtes 1. režīmam).
2. Nospiediet pogu Mode, lai ielietu Cool režīmā (krioterapija), ierīce darbojas ar vibrāciju un siltumu. Atbilstoši individuālajām vajadzībām var nospiegt 7, lai regulētu temperatūru (sesija ilgst 2 minūtes. Pēc izslēgšanas ventilators turpina darboties 2 minūtes, lai atdziest)
3. Nospiediet barošanas pogu "5", lai pārietu uz EMS režīmu. Ierīce vibrē un rada EMS mikrostrāvas. Atkarībā no jūsu individuālajām vajadzībām jūs varat pielāgot EMS līmeni, nospiežot pogu "7" (noklusējuma laika iestatījums ir 5 minūtes 3. režīmam).

4. Nospiediet pogu "5", lai ieslēgtu mitrināšanas režīmu. Ierīce vibrē, radot siltumu un EMS mikrostrāvas, kas iekļūst ādā. Atkarībā no jūsu individuālajām vajadzībām varat pielāgot EMS intensitāti, nospiežot taustiņu "7" (noklusējuma laika iestatījums ir 5 minūtes 4. režīmam).

5. Nospiediet barošanas pogu "5", lai ieslēgtu kolagēna sintēzes režīmu. Ierīce vibrē un atdziest, izstarojot EMS mikrostrāvu uz ādu. Atbilstoši savām individuālajām vajadzībām varat pielāgot EMS intensitāti, nospiežot pogu "7" (5. režīmam noklusējuma laika iestatījums 2 minūtes).

Attīrīšanas režīms:

(atver poras un izvada netīrumus no dziļajiem ādas slāņiem)

Pirms Glossy Pro lietošanas rūpīgi nomazgājiet kosmētiku un notīriet ādu no jebkādiem netīrumiem. Šim nolūkam varat izmantot skaņas zobu suku. Lai izmantotu režīmu Clean, jums būs nepieciešams vates tampons. Noņemiet caurspīdīgo apmali un galvas centrā novietojiet micelārajā šķidrumā vai citā kosmētikas noņemšanas šķidrumā samērcētu vates spilventiņu. Pēc tam uzlieciet caurspīdīgu gredzenu, lai piestiprinātu vates spilventiņu. Ieslēdziet ierīci, ieslēdzot tīrīšanas režīmu. Jūsu āda tiks uzkaršēta, lai atvērtu poras un labāk izvadītu netīrumus, atstājot tos uz vates paliktņa. Jūsu poras paliks tīras, un āda būs gatava nākamajiem kopšanas posmiem.

Krioterapijas režīms

(samazina un mājās poras, savēl ādu)

Cool režīms, t.i., krioterapija, efektīvi aizver poras un uztur ādas mitrumu. Mainīga temperatūra no 6-42°C liek ādai dabīgā veidā kļūt tvirtāka, kļūst gludāka un kompaktāka.

EMS spriegošanas režīms

(stimulē muskuļu šūnas un savēl ādu, novēršot grumbas)

Pirms EMS režīma iedarbināšanas uzklājiet sejai serumu vai ampulu, kas pielāgots jūsu ādas vajadzībām. EMS mikrostrāvas stimulē muskuļus, padara ādu elastīgu un enerģiju. Tie noņem vānu pēdas un grumbas uz ādas virsmas un atjauno tās jauneklīgo izskatu, tvirtumu un gludumu.

Mitrināšanas režīms

(atvieglo barības vielu uzsūkšanos ādā, paceļ un savēl)

Pēc attīrīšanas uzklājiet uz sejas ādas kopšanas līdzekli, piemēram, serumu, ampulu vai esenci. Aktivizējiet mitrināšanas režīmu, lai aktivās sastāvdaļas transportētu dziļi ādā. Katrā režīmā varat aktivizēt sarkano, zilo vai dzelteno fotonu gaismu atkarībā no jūsu ādas vajadzībām.

Kolagēna sintēzes režīms

(saglabā barošanu ādā, aktivizē kolagēna sintēzi)

Pēc ādas kopšanas līdzekļu uzsūkšanās ieslēdz kolagēna sintēzes režīmu, atdzesē, lai sašaurinātu poras un saglabātu mitrumu un kopšanu ādā. EMS mikrostrāvas stimulēs ādas šūnas sintezēt kolagēnu un savēl muskuļus, radot ādu savēlkošu un pacilājošu efektu. Katrā režīmā varat izvēlēties sarkano, zilo vai dzelteno fotonu gaismu atkarībā no jūsu ādas vajadzībām.

Drošības instrukcijas:

1. Pirms lietošanas izlasiet visus drošības norādījumus.
2. Lai izmantotu šo ierīci, ievērojiet lietotāja rokasgrāmatu.
3. Neizjauciet un neparveidojiet ierīci, konsultējieties ar izplatītāju par remontu.
4. Lietojiet ierīci tikai paredzētajam mērķim, kā aprakstīts šajā rokasgrāmatā.
5. Neuzglabājiet un neizmantojiet ierīci vietās ar augstu temperatūru un mitrumu, piemēram, saulē, uguns tuvumā, vannas istabā utt. Lai izvairītos no ugunsgrēka vai elektriskās strāvas trieciena.
6. Nelietojiet un nenovietojiet ierīci mitrā vietā īssavienojuma, elektriskās strāvas trieciena vai aizdegšanās gadījumā.
7. Sargāt no bērniem un fiziski invalīdiem. Ja ierīci lieto lietotājs, kas jaunāks par 18 gadiem, ir nepieciešama rūpīga uzraudzība.
8. Kad dzesēšanas funkcija darbojas, enerģijas patēriņš ir salīdzinoši liels, ventilatoram būs

aizkavēšanās siltuma izkliedē. Ierīce jāatstāj malā uz aptuveni 10 minūtēm līdz nākamajai izmantošanai pēc funkcijas Cool izmantošanas.

9. Neatstājiet ierīci ilgu laiku pieslēgtu barošanas avotam.

10. Neaiztieciet to ar mitrām rokām, jo tas var izraisīt elektriskās strāvas triecienu vai īssavienojumu.

11. Nenovietojiet ierīci vietās ar augstu mitruma līmeni, jo tas var izraisīt elektriskās strāvas triecienu, īssavienojumu vai izolācijas bojājumus.

12. Neatstājiet ierīci bērniem nepieejamā vietā.

13. Bērni nedrīkst lietot ierīci.

14. Aizliegts to lietot vietās, kur tiek uzglabāti viegli uzliesmojoši materiāli.

15. Netīriet ierīci ar kodīgām vielām.

16. Izmantojiet tikai komplektācijā iekļauto barošanas avotu.

17. Pirms strāvas padeves pievienošanas pārliecinieties, vai ierīce ir sausa.

18. Nelietojiet ierīci uz saulē apdegušas ādas.

19. Nevēlamu blakusparādību gadījumā pārtrauciet lietošanu.

Uzmanību:

1. Pārtrauciet lietošanu, kad produkts kļūst pārāk karsts, lai izvairītos no apdegumiem.

2. Nenometiet ierīci un nesasiet to.

3. Nelietojiet ierīci, ja ir bojāts strāvas vads.

Kontrindikācijas:

- grūtniecība un zīdīšanas periods
- metāla implantanti, elektrokardiostimulatori
- metāla priekšmeti (piem., rotaslietas)
- audzējs
- drudzis
- slimības stāvokļi, vājums
- epidermas nepārtrauktības traucējumi
- iepriekš lietoti pildvielas, botox
- vīrusu, baktēriju un sēnīšu ādas slimības
- akūtas rosacejas un flegmonas formas
- aktīva herpes
- epilepsija
- migrēnas
- vairogdziedzera slimības

Indikācijas:

- ādas tvirtuma zudums
- pelēka un piezemēta ādas krāsa
- grumbas
- krāsas maiņa
- sausa, dehidrēta āda

Vairāk informācijas par uzņēmumu un produktiem [lapa 2 - f2]:

- www.beautifly.eu
- www.youtube.com/beautifly.eu

Eszköz leírása Bemenet:	DC 5V
Hőfok:	6-42°C (+/-5°C)
Rezgés:	8000 (-+ 10) ford./perc
Töltési idő:	2,5 óra
Töltőáram:	500mA
Erő:	max 8,5W
Akkumulátor-kapacitás:	1000 mAh
Készenléti idő:	45 nap
Nettó tömeg:	145g
Készülék mérete:	175*55*67mm

Biztonság:

A termék használata előtt olvassa el ezt a használati útmutatót, és a készülék használata során kövesse az abban található ajánlásokat.

Hideg-meleg elv:

Tanulmányok kimutatták, hogy a bőr elérése 42°C-on segíti a HSP fehérje termelését, javítja a bőr idegsejteket és erősíti a bőr rugalmasságát a ráncok megelőzésére. A 42°C-os hőkezelés elősegíti a bőr pórusainak fellazulását a mélytisztítás érdekében, míg a 6°C-ig terjedő hideghatású hidegkezelés azonnal összehúzza a pórusokat és zárja a táplálékot. Váltó meleg és hideg ápolás, serkenti a bőrt, javítja a keringést és felgyorsítja a visszatartott folyadékok anyagcseréjét. Ezen kívül hatékonyan tünteti el a szem alatti sötét karikákat, kisimítja a finom vonalakat és duzzanatot, valamint ragyogóvá teszi a bőrt. Mikro vibrációkkal kombinálva pozitív hatással van a bőr feszességére és csökkenti a fáradtságot. A bőr természetes módon ragyogóvá és fényesebbé válik.

EMS elektrostimuláció:

Az EMS hozzájárul a bőrsejtek aktiválásához, serkenti őket kollagén termelésére, ami javítja a bőr rugalmasságát, kisimítja a ráncokat, és simává és egészségessé teszi a bőrt.

Crio hatás:

1. Elősegíti a bőr feszességét, megőrzi rugalmasságát, megelőzi az allergiákat és egyéb bőrproblémákat.
2. Csökkenti a pórusokat, megtartja a nedvességet a bőrben és kisimítja a ráncokat.
3. Regenerálja az izmokat, oldja a bőr fáradtságát és feszültségét, csökkenti a bőrpírt és a fájdalmat, gátolja az aknés elváltozások szaporodását.

Foton fényterápia:

1. Piros fény: hullámhossz 620 nm (± 10 nm) 18 LED mélyen eléri a bőrt 630 nm-en, hogy elősegítse a vérkeringést, a kollagén regeneráció pedig javítja a bőr rugalmasságát, így a bőr sima és hidratált marad. Alkalmas megereszkedett és ráncos bőrre.
2. Kék fény: hullámhossz 470 (± 10 nm) 18 LED mélyen eléri a bőrt 480 nm-en, hogy elpusztítsa a baktériumokat, elősegíti a vérkeringést, akár 0,25 mm-re is behatol a bőr alá, elpusztítja a baktériumokat. Gyulladáscsökkentő és baktériumölő tulajdonságokkal rendelkezik, támogatja a pattanások kezelését és csökkenti az aknés hegeket.
3. Sárga fotonfény: hullámhossz 600nm (± 10 nm) 18 LED mélyen eléri a bőrt 610nm-en, hogy javítsa a sejtek oxigénellátását. Serkenti a nyirokvezetést. Javítja az érdes bőr állapotát, bőrpír kezelésére használják.

Részletes használati útmutató [2-f1 oldal]:

1. Kérjük, az első használat előtt teljesen tölts fel a készüléket. A töltési idő körülbelül 2,5 óra. A készülék bekapcsolásához nyomja meg az "5" gombot körülbelül 3 másodpercig. Alapértelmezés szerint a tisztítási mód 1-es intenzitási szintre van állítva, a készülék rezgéssel és hővel működik. A bőr egyedi igényeitől függően a hőmérséklet a "7" gombbal állítható. A fotonfényeket a "6" gomb megnyomásával választhatja ki minden üzemmódban (5 perc az 1. módban).
2. Nyomja meg a Mode gombot a Cool módba (krioterápia) való belépéshez, a készülék rezgéssel és hővel működik. Egyedi igényeknek megfelelően a 7-es gombbal állíthatja be a hőmérsékletet (a munkamenet 2 percig tart. Kikapcsolás után a ventilátor 2 percig tovább működik, hogy lehűljön)

3. Nyomja meg az "5" bekapcsológombot az EMS módba lépéshez. A készülék rezeg és EMS mikroáramokat termel. Egyéni igényeitől függően az EMS szintet a "7" gomb megnyomásával állíthatja be (alapértelmezett időbeállítás 5 perc a 3-as módhoz).
4. Nyomja meg az "5" gombot a párasítási mód bekapcsolásához. A készülék rezeg, hőt és EMS mikroáramot termel, amely behatol a bőrbe. Egyéni igényeitől függően az EMS intenzitást a "7" gomb megnyomásával állíthatja be (alapértelmezett időbeállítás 5 perc a 4-es módhoz).
5. Nyomja meg az "5" bekapcsológombot a kollagénszintézis mód bekapcsolásához. A készülék vibrál és hűl, EMS mikroáramot bocsátva ki a bőrbe. Az egyéni igényeknek megfelelően a "7" gomb megnyomásával állíthatja be az EMS intenzitását (az 5-ös módhoz az alapértelmezett időbeállítás 2 perc).

Tisztítási mód:

(Kinyitja a pórusokat és kiviszi a szennyeződések a bőr mély rétegeiből)
 A Glossy Pro használata előtt alaposan mossa le a sminket, és tisztítsa meg bőrét minden szennyeződéstől. Erre a célra használhat Sonic fogkefét. A Tisztítás üzemmód használatához vattacsomóra lesz szüksége. Távolítsa el az átlátszó peremet, és helyezzen egy micellás folyadékba vagy más sminkeltávolító folyadékba mártott vattakorongot a fej közepére. Ezután tegyen rá egy átlátszó gyűrűt a vattakorong rögzítéséhez. Indítsa el az eszközt a tiszta mód bekapcsolásával. A bőr felmelegszik, hogy kinyíljanak a pórusok, és jobban kiszűrje a szennyeződést, a vattakorongon hagyva. Pórusai tiszták maradnak, és bőre készen áll a következő ápolási lépésekre.

Krioterápiás mód

(csökkenti és hűt a pórusokat, összehúzza a bőrt)
 A Cool mód, azaz a krioterápia hatékonyan zárja be a pórusokat és fenntartja a bőr hidratáltságát. A 6-42°C közötti változó hőmérséklet hatására a bőr természetesen fesesebbé, simábbá és tömörebbé válik.

EMS feszítő mód

(stimulálja az izomsejteket és feszesíti a bőrt, eltünteti a ráncokat)
 Az EMS mód elindítása előtt vigyen fel arcára a bőre igényeinek megfelelő szérumot vagy ampullát. Az EMS mikroáramok stimulálják az izmokat, rugalmassá és energizálják a bőrt. Eltávolítják a szarkalábakat és a ráncokat a bőr felszínén, és visszaadják annak fiatalos megjelenését, feszesességét és simaságát.

Párasítási mód

(megkönnyíti a tápanyagok bőrbe történő felszívódását, emeli és feszesíti)
 Tisztítás után vigyen fel bőrpoló terméket, például szérumot, ampullát vagy eszenciát az arcára. Aktiválja a hidratáló üzemmódot, hogy az aktív összetevőket mélyen a bőrbe szállítsa. Mindegyik módban aktiválhatja a vörös, kék vagy sárga fotonfényt a bőr igényeitől függően.

Kollagén szintézis mód

(megtartja a táplálékot a bőrben, aktiválja a kollagén szintézist)
 A bőrpoló termékek felszívása után kapcsolja be a kollagén szintézis üzemmódot, hűtse le a pórusok összehúzásához, valamint a nedvesség és ápolás megtartásához a bőrben. Az EMS mikroáramok serkentik a bőrsejteket a kollagén szintézisére és feszesítik az izmokat, így feszesítő és emelő hatást keltenek. Mindegyik módban választhat vörös, kék vagy sárga fotonfényt a bőr igényeitől függően.

Biztonsági utasítások:

1. Használat előtt olvassa el az összes biztonsági utasítást.
2. Az eszköz használatához kövesse a felhasználói kézikönyvet.
3. Ne szerelje szét és ne módosítsa a készüléket, javításért forduljon a forgalmazóhoz.
4. A készüléket csak rendeltetésének megfelelően használja, a jelen kézikönyvben leírtak szerint.
5. Ne tárolja és ne használja a készüléket magas hőmérsékletű és páratartalmú helyen, például napon, tűz közelében, fürdőszobában stb. A tűz vagy áramütés elkerülése érdekében.

6. Ne használja vagy ne helyezze a készüléket nedves helyre, rövidzárlat, áramütés vagy tűz esetén.
7. Gyermekektől és mozgássérültektől távol tartandó. Szigorú felügyelet szükséges, ha a készüléket 18 éven aluli felhasználó használja.
8. Amikor a hűtési funkció működik, az energiafogyasztás viszonylag nagy, a ventilátor késlelteti a hőelvezetést. A készüléket körülbelül 10 percre félre kell tenni a következő használatig a Cool funkció használata után.
9. Ne hagyja a készüléket sokáig a hálózatra csatlakoztatva.
10. Ne érintse meg nedves kézzel, mert áramütést vagy rövidzárlatot okozhat.
11. Ne helyezze a készüléket magas páratartalmú helyre, mert ez áramütést, rövidzárlatot vagy szigetelésekárosodást okozhat.
12. Ne hagyja a készüléket gyermekek számára elérhető helyen.
13. Gyermekek nem használhatják a készüléket.
14. Tilos olyan helyen használni, ahol gyúlékony anyagokat tárolnak.
15. Ne tisztítsa a készüléket korrozív anyagokkal.
16. Csak a mellékelt tápegységet használja.
17. A tápellátás csatlakoztatása előtt győződjön meg arról, hogy a készülék száraz.
18. Ne használja a készüléket leégett bőrön.
19. Nem kívánt mellékhatások esetén hagyja abba a használatát.

Figyelem:

1. Az égési sérülések elkerülése érdekében hagyja abba a használatát, ha a termék túlságosan felforrósodik.
2. Ne ejtse le vagy üsse meg a készüléket.
3. Ne használja a készüléket, ha a tápkábel sérült.

Ellenjavallatok:

- terhesség és szoptatás
- fém implantátumok, pacemaker
- fémtárgyak (pl. ékszerek)
- daganat
- láz
- kóros állapotok, gyengeség
- az epidermisz folytonosságának megzavarása
- korábban használt töltőanyagok, botox
- vírusos, bakteriális és gombás bőrbetegségek
- rosacea és flegmon akut formái
- aktív herpesz
- epilepszia
- migrén
- pajzsmirigy betegségek

Javallatok:

- a bőr feszességének elvesztése
- szürke és földes bőrszín
- ráncok
- elszíneződés
- száraz, vízhiányos bőrre

További információ a cégről és a termékekről [2. oldal - f2]:

- www.beautifly.eu
- www.youtube.com/beautifly.eu

Eszköz leírása Bemenet:	DC 5V
Hőfok:	6-42°C (+/-5°C)
Rezgés:	8000 (-+ 10) ford./perc
Töltési idő:	2,5 óra
Töltőáram:	500mA
Erő:	max 8,5W
Akkumulátor-kapacitás:	1000 mAh
Készenléti idő:	45 nap
Nettó tömeg:	145g
Készülék mérete:	175*55*67mm

Biztonság:

A termék használata előtt olvassa el ezt a használati útmutatót, és a készülék használata során kövesse az abban található ajánlásokat.

Hideg-meleg elv:

Tanulmányok kimutatták, hogy a bőr elérése 42°C-on segíti a HSP fehérje termelését, javítja a bőr idegsejteket és erősíti a bőr rugalmasságát a ráncok megelőzésére. A 42°C-os hőkezelés elősegíti a bőr pórusainak fellazulását a mélytisztítás érdekében, míg a 6°C-ig terjedő hideghatású hidegkezelés azonnal összehúzza a pórusokat és zárja a táplálékot. Váltó meleg és hideg ápolás, serkenti a bőrt, javítja a keringést és felgyorsítja a visszatartott folyadékok anyagcseréjét. Ezen kívül hatékonyan tünteti el a szem alatti sötét karikákat, kisimítja a finom vonalakat és duzzanatot, valamint ragyogóvá teszi a bőrt. Mikro vibrációkkal kombinálva pozitív hatással van a bőr feszességére és csökkenti a fáradtságot. A bőr természetes módon ragyogóvá és fényesebbé válik.

EMS elektrostimuláció:

Az EMS hozzájárul a bőrsejtek aktiválásához, serkenti őket kollagén termelésére, ami javítja a bőr rugalmasságát, kisimítja a ráncokat, és simává és egészségessé teszi a bőrt.

Crio hatás:

1. Elősegíti a bőr feszességét, megőrzi rugalmasságát, megelőzi az allergiákat és egyéb bőrproblémákat.
2. Csökkenti a pórusokat, megtartja a nedvességet a bőrben és kisimítja a ráncokat.
3. Regenerálja az izmokat, oldja a bőr fáradtságát és feszültségét, csökkenti a bőrpírt és a fájdalmat, gátolja az aknés elváltozások szaporodását.

Foton fényterápia:

1. Piros fény: hullámhossz 620 nm (±10 nm) 18 LED mélyen eléri a bőrt 630 nm-en, hogy elősegítse a vérkeringést, a kollagén regeneráció pedig javítja a bőr rugalmasságát, így a bőr sima és hidratált marad. Alkalmas megereszkedett és ráncos bőrre.
2. Kék fény: hullámhossz 470 (±10 nm) 18 LED mélyen eléri a bőrt 480 nm-en, hogy elpusztítsa a baktériumokat, elősegíti a vérkeringést, akár 0,25 mm-re is behatol a bőr alá, elpusztítja a baktériumokat. Gyulladáscsökkentő és baktériumölő tulajdonságokkal rendelkezik, támogatja a pattanások kezelését és csökkenti az aknés hegeket.
3. Sárga fotonfény: hullámhossz 600nm (±10nm) 18 LED mélyen eléri a bőrt 610nm-en, hogy javítsa a sejtek oxigénellátását. Serkenti a nyirokelvezetést. Javítja az érdes bőr állapotát, bőrpír kezelésére használják.

Részletes használati útmutató [2-f1 oldal]:

1. Kérjük, az első használat előtt teljesen tölts fel a készüléket. A töltési idő körülbelül 2,5 óra. A készülék bekapcsolásához nyomja meg az "5" gombot körülbelül 3 másodpercig. Alapértelmezés szerint a tisztítási mód 1-es intenzitási szintre van állítva, a készülék rezgéssel és hővel működik. A bőr egyedi igényeitől függően a hőmérséklet a "7" gombbal állítható. A fotonfényeket a "6" gomb megnyomásával választhatja ki minden üzemmódban (5 perc az 1. módban).
2. Nyomja meg a Mode gombot a Cool módba (krioterápia) való belépéshez, a készülék rezgéssel és hővel működik. Egyedi igényeknek megfelelően a 7-es gombbal állíthatja be a hőmérsékletet (a munkamenet 2 percig tart. Kikapcsolás után a ventilátor 2 percig tovább működik, hogy lehűljön)

3. Nyomja meg az "5" bekapcsológombot az EMS módba lépéshez. A készülék rezeg és EMS mikroáramokat termel. Egyéni igényeitől függően az EMS szintet a "7" gomb megnyomásával állíthatja be (alapértelmezett időbeállítás 5 perc a 3-as módhoz).

4. Nyomja meg az "5" gombot a párasítási mód bekapcsolásához. A készülék rezeg, hőt és EMS mikroáramot termel, amely behatol a bőrbe. Egyéni igényeitől függően az EMS intenzitást a "7" gomb megnyomásával állíthatja be (alapértelmezett időbeállítás 5 perc a 4-es módhoz).

5. Nyomja meg az "5" bekapcsológombot a kollagénszintézis mód bekapcsolásához. A készülék vibrál és hűl, EMS mikroáramot bocsátva ki a bőrbe. Az egyéni igényeknek megfelelően a "7" gomb megnyomásával állíthatja be az EMS intenzitását (az 5-ös módhoz az alapértelmezett időbeállítás 2 perc).

Tisztítási mód:

(Kinyitja a pórusokat és kiviszi a szennyeződések a bőr mély rétegeiből)

A Glossy Pro használata előtt alaposan mossa le a sminket, és tisztítsa meg bőrét minden szennyeződéstől. Erre a célra használhat Sonic fogkefét. A Tisztítás üzemmód használatához vattacsomóra lesz szüksége. Távolítsa el az átlátszó peremet, és helyezzen egy micellás folyadékba vagy más sminkeltávolító folyadékba mártott vattakorongot a fej közepére. Ezután tegyen rá egy átlátszó gyűrűt a vattakorong rögzítéséhez. Indítsa el az eszközt a tiszta mód bekapcsolásával. A bőr felmelegszik, hogy kinyíljanak a pórusok, és jobban kiszűrje a szennyeződést, a vattakorongon hagyva. Pórusai tiszták maradnak, és bőre készen áll a következő ápolási lépésekre.

Krioterápiás mód

(csökkenti és házakat pórusokat, összehúzza a bőrt)

A Cool mód, azaz a krioterápia hatékonyan zárja be a pórusokat és fenntartja a bőr hidratáltságát. A 4-22°C közötti változó hőmérséklet hatására a bőr természetesen fesesebbé, simábbá és tömörebbé válik.

EMS feszítő mód

(stimulálja az izomsejteket és feszesíti a bőrt, eltünteti a ráncokat)

Az EMS mód elindítása előtt vigyen fel arcára a bőre igényeinek megfelelő szérumot vagy ampullát. Az EMS mikroáramok stimulálják az izmokat, rugalmassá és energizálják a bőrt. Eltávolítják a szarkalábakat és a ráncokat a bőr felszínén, és visszaadják annak fiatalos megjelenését, feszesességét és simaságát.

Párasítási mód

(megkönnyíti a tápanyagok bőrbe történő felszívódását, emeli és feszesíti)

Tisztítás után vigyen fel bőrpoló terméket, például szérumot, ampullát vagy eszenciát az arcára. Aktiválja a hidratáló üzemmódot, hogy az aktív összetevőket mélyen a bőrbe szállítsa. Mindegyik módban aktiválhatja a vörös, kék vagy sárga fotonfényt a bőr igényeitől függően.

Kollagén szintézis mód

(megtartja a táplálékot a bőrben, aktiválja a kollagén szintézist)

A bőrpoló termékek felszívása után kapcsolja be a kollagén szintézis üzemmódot, hűtse le a pórusok összehúzásához, valamint a nedvesség és ápolás megtartásához a bőrben. Az EMS mikroáramok serkentik a bőrsejteket a kollagén szintézisére és feszesítik az izmokat, így feszesítő és emelő hatást keltenek. Mindegyik módban választhat vörös, kék vagy sárga fotonfényt a bőr igényeitől függően.

Biztonsági utasítások:

1. Használat előtt olvassa el az összes biztonsági utasítást.
2. Az eszköz használatához kövesse a felhasználói kézikönyvet.
3. Ne szerelje szét és ne módosítsa a készüléket, javításért forduljon a forgalmazóhoz.
4. A készüléket csak rendeltetésének megfelelően használja, a jelen kézikönyvben leírtak szerint.
5. Ne tárolja és ne használja a készüléket magas hőmérsékletű és páratartalmú helyen, például napon, tűz közelében, fürdőszobában stb. A tűz vagy áramütés elkerülése érdekében.

6. Ne használja vagy ne helyezze a készüléket nedves helyre, rövidzárlat, áramütés vagy tűz esetén.
7. Gyermekektől és mozgássérültektől távol tartandó. Szigorú felügyelet szükséges, ha a készüléket 18 éven aluli felhasználó használja.
8. Amikor a hűtési funkció működik, az energiafogyasztás viszonylag nagy, a ventilátor késlelteti a hőelvezetést. A készüléket körülbelül 10 percre félre kell tenni a következő használatig a Cool funkció használata után.
9. Ne hagyja a készüléket sokáig a hálózatra csatlakoztatva.
10. Ne érintse meg nedves kézzel, mert áramütést vagy rövidzárlatot okozhat.
11. Ne helyezze a készüléket magas páratartalmú helyre, mert ez áramütést, rövidzárlatot vagy szigeteléskárosodást okozhat.
12. Ne hagyja a készüléket gyermekek számára elérhető helyen.
13. Gyermekek nem használhatják a készüléket.
14. Tilos olyan helyen használni, ahol gyúlékony anyagokat tárolnak.
15. Ne tisztítsa a készüléket korrozív anyagokkal.
16. Csak a mellékelt tápegységet használja.
17. A tápellátás csatlakoztatása előtt győződjön meg arról, hogy a készülék száraz.
18. Ne használja a készüléket leégett bőrön.
19. Nem kívánt mellékhatások esetén hagyja abba a használatát.

Figyelem:

1. Az égési sérülések elkerülése érdekében hagyja abba a használatát, ha a termék túlságosan felforrósodik.
2. Ne ejtse le vagy üsse meg a készüléket.
3. Ne használja a készüléket, ha a tápkábel sérült.

Ellenjavallatok:

- terhesség és szoptatás
- fém implantátumok, pacemaker
- fémtárgyak (pl. ékszerek)
- daganat
- láz
- krónikus állapotok, gyengeség
- az epidermisz folytonosságának megzavarása
- korábban használt töltőanyagok, botox
- vírusos, bakteriális és gombás bőrbetegségek
- rosacea és flegmon akut formái
- aktív herpesz
- epilepszia
- migrén
- pajzsmirigy betegségek

Javallatok:

- a bőr feszességének elvesztése
- szürke és földes bőrszín
- ráncok
- elszíneződés
- száraz, vízhiányos bőrre

További információ a cégről és a termékekről [2. oldal - f2]:

- www.beautifly.eu
- www.youtube.com/beautifly.eu

Описание устройстваВход:	5 В постоянного тока
Температура:	6-42°C (+/-5°C)
Вибрация:	8000 (-+ 10) об/мин
Время зарядки:	2,5 часа
Зарядный ток:	500 mA
Власть:	максимум 8,5 Вт
Емкость батареи:	1000 мАч
Время ожидания:	45 дней
Вес нетто:	145 г
Размер устройства:	175*55*67 мм

Безопасность:

Перед использованием изделия прочтите данное руководство пользователя и следуйте содержащимся в нем рекомендациям при использовании устройства.

Принцип «горячо-холодно»:

Исследования показывают, что воздействие на кожу температуры 42°C помогает вырабатывать белок HSP, восстанавливать нервные клетки кожи и повышать эластичность кожи, предотвращая появление морщин. Тепловая обработка с температурой 42°C помогает расслабить поры кожи для глубокого очищения, а холодная обработка с эффектом холода до 6°C немедленно сужает поры и удерживает питание. Чередование тепла и холода стимулирует кожу, улучшает кровообращение и ускоряет метаболизм удерживаемой жидкости. Кроме того, он эффективно устраняет темные круги под глазами, разглаживает мелкие морщинки и припухлости, осветляет кожу. В сочетании с микровибрациями положительно влияет на упругость кожи и снижает усталость. Кожа становится сияющей и освещенной естественным путем.

ЭМС электростимуляция:

ЭМС способствует активации клеток кожи, стимулируя их выработку коллагена, что повышает эластичность кожи, разглаживает морщины и делает кожу гладкой и здоровой.

Крио-эффект:

1. Повышает упругость кожи, сохраняет эластичность, предотвращает аллергию и другие проблемы с кожей.
2. Сокращает поры, удерживает влагу в коже и разглаживает морщины.
3. Регенерирует мышцы, снимает усталость и напряжение кожи, уменьшает покраснение и боль, препятствует размножению прыщей.

Фотонная светотерапия:

1. Красный свет: длина волны 620 нм (± 10 нм). 18 светодиодов глубоко достигают кожи (630 нм), улучшая кровообращение, а регенерация коллагена улучшает эластичность кожи, сохраняя ее гладкой и увлажненной. Подходит для дряблой и морщинистой кожи.
2. Синий свет: длина волны 470 (± 10 нм). 18 светодиодов глубоко достигают кожи (480 нм), убивают бактерии, улучшают кровообращение, могут проникать под кожу на глубину до 0,25 мм, убивают бактерии. Он обладает противовоспалительными и бактерицидными свойствами, способствует лечению прыщей и уменьшает шрамы от прыщей.
3. Желтый фотонный свет: длина волны 600 нм (± 10 нм). 18 светодиодов глубоко проникают в кожу (610 нм), улучшая оксигенацию клеток. Стимулирует лимфодренаж. Улучшает состояние огрубевшей кожи, используется для лечения покраснений кожи.

Подробное руководство пользователя [стр. 2- f1]:

1. Пожалуйста, полностью зарядите устройство перед первым использованием. Время зарядки составляет около 2,5 часов. Чтобы включить устройство, нажмите кнопку «5» и удерживайте ее около 3 секунд. По умолчанию режим уборки установлен на уровень интенсивности 1, устройство работает за счет вибрации и тепла. В зависимости от индивидуальных потребностей кожи температуру можно регулировать с помощью кнопки «7». Выбрать фотонные огни можно, нажав кнопку «6».
2. Нажмите кнопку «Режим», чтобы войти в режим охлаждения (криотерапия), устройство работает с вибрацией и нагревом. В соответствии с индивидуальными потребностями вы

можете нажать 7, чтобы отрегулировать температуру (сеанс длится 2 минуты. После выключения вентилятор продолжает работать в течение 2 минут для охлаждения)

3. Нажмите кнопку питания «5», чтобы войти в режим EMS. Устройство вибрирует и производит ЭМС микротоки. В зависимости от ваших индивидуальных потребностей вы можете отрегулировать уровень EMS, нажав кнопку «7» (установка времени по умолчанию 5 минут для режима 3).

4. Нажмите кнопку «5», чтобы включить режим увлажнения. Устройство вибрирует, генерируя тепло и ЭМС-микротоки, проникающие в кожу. В зависимости от ваших индивидуальных потребностей вы можете настроить интенсивность EMS, нажав кнопку «7» (время по умолчанию 5 минут для режима 4).

5. Нажмите кнопку питания «5», чтобы включить режим синтеза коллагена. Устройство вибрирует и охлаждается, излучая на кожу ЭМС-микротоки. В соответствии с вашими индивидуальными потребностями вы можете настроить интенсивность EMS, нажав кнопку «7» (время по умолчанию 2 минуты для режима 5).

Режим очистки:

(открывает поры и выводит грязь из глубоких слоев кожи)

Перед использованием Glossy Pro следует тщательно смыть макияж и очистить кожу от загрязнений. Для этой цели можно использовать звуковую зубную щетку. Для использования режима «Очистка» вам понадобится ватная палочка. Снимите прозрачный ободок и поместите в центр головы ватный диск, смоченный мицеллярной жидкостью или другой жидкостью для снятия макияжа. Затем наденьте на него прозрачное кольцо, чтобы прикрепить ватный диск. Запустите устройство, включив чистый режим. Ваша кожа будет нагрета, чтобы открыть поры и лучше удалить грязь, оставив ее на ватном диске. Ваши поры останутся чистыми, а кожа будет готова к следующим этапам ухода.

Режим криотерапии

(уменьшает и закрывает поры, подтягивает кожу)

Холодный режим, то есть криотерапия, эффективно закрывает поры и сохраняет увлажненность кожи. Переменная температура от 6 до 42°C заставляет кожу естественным образом становиться более упругой, гладкой и компактной.

Режим натяжения EMS

(стимулирует мышечные клетки и подтягивает кожу, устраняя морщины)

Перед запуском режима EMS нанесите на лицо сыворотку или ампулу, адаптированную к потребностям вашей кожи. Микротоки EMS стимулируют мышцы, делают кожу эластичной и заряжают ее энергией. Они удаляют гусиные лапки и морщины на поверхности кожи, возвращают ей молодой вид, упругость и гладкость.

Режим увлажнения

(облегчает впитывание питательных веществ в кожу, подтягивает и подтягивает)

После очищения нанесите на лицо средство по уходу за кожей, например сыворотку, ампулу или эссенцию. Активируйте режим увлажнения, чтобы активные ингредиенты транспортировались глубоко в кожу. В каждом режиме вы можете активировать красный, синий или желтый фотонный свет в зависимости от потребностей вашей кожи.

Режим синтеза коллагена

(сохраняет питание кожи, активирует синтез коллагена)

После впитывания средств по уходу за кожей включите режим синтеза коллагена, охладите, чтобы сузить поры и сохранить влагу и уход в коже. Микротоки EMS будут стимулировать клетки кожи к синтезу коллагена и подтягиванию мышц, давая эффект подтяжки и подтяжки кожи. В каждом режиме вы можете выбрать красный, синий или желтый фотонный свет в зависимости от потребностей вашей кожи.

Инструкции по технике безопасности:

1. Перед использованием прочтите все инструкции по безопасности.
2. Следуйте руководству пользователя, чтобы использовать это устройство.
3. Не разбирайте и не модифицируйте устройство. По вопросам ремонта обратитесь к своему дистрибьютору.
4. Используйте устройство только по назначению, как описано в данном руководстве.

5. Не храните и не используйте устройство в местах с высокой температурой и влажностью, например, на солнце, возле огня, в ванной и т. д. Во избежание пожара или поражения электрическим током.
6. Не используйте и не размещайте устройство во влажном состоянии, в случае короткого замыкания, поражения электрическим током или возгорания.
7. Держите подальше от детей и людей с ограниченными возможностями. Требуется строгий контроль, если устройством управляет пользователь младше 18 лет.
8. Когда функция охлаждения работает, потребляемая мощность относительно велика, вентилятор будет иметь задержку в рассеивании тепла. После использования функции «Охлаждение» устройство следует отложить примерно на 10 минут до следующего использования.
9. Не оставляйте устройство подключенным к электросети на длительное время.
10. Не прикасайтесь к нему мокрыми руками, это может привести к поражению электрическим током или короткому замыканию.
11. Не размещайте устройство в местах с повышенной влажностью, так как это может привести к поражению электрическим током, короткому замыканию или повреждению изоляции.
12. Не оставляйте устройство в недоступном для детей месте.
13. Дети не должны использовать устройство.
14. Запрещается использовать в местах хранения легковоспламеняющихся материалов.
15. Не очищайте устройство коррозионными веществами.
16. Используйте только прилагаемый блок питания.
17. Перед подключением источника питания убедитесь, что устройство сухое.
18. Не используйте прибор на обгоревшей коже.
19. Прекратите использование в случае возникновения нежелательных побочных эффектов.

Внимание:

1. Прекратите использование, когда продукт станет слишком горячим, чтобы избежать ожогов.
2. Не роняйте и не ударяйте устройство.
3. Не используйте устройство, если шнур питания поврежден.

Противопоказания:

- беременность и лактация
- металлические имплантаты, кардиостимулятор
- металлические предметы (например, ювелирные изделия)
- опухоль
- высокая температура
- болезненные состояния, слабость
- нарушение непрерывности эпидермиса
- ранее использованные филлеры, ботокс
- вирусные, бактериальные и грибковые заболевания кожи
- острые формы розацеа и флегмоны
- активный герпес
- эпилепсия
- мигрень
- заболевания щитовидной железы

Показания:

- потеря упругости кожи
- серый и землистый цвет кожи
- морщины
- обесцвечивание
- сухая, обезвоженная кожа

Дополнительная информация о компании и продукции [страница 2 - f2]:

- www.beautifly.eu
- www.youtube.com/beautifly.eu

Inngang:	DC 5V
Temperatur:	6-42°C (+/-50°C)
Vibrasjon:	8000 (-+ 10) rpm
Ladetid:	2,5 timer
Ladestrøm:	500mA
Makt:	maks 8,5W
Batterikapasitet:	1000mAh
Standby-tid:	45 dager
Netto vekt:	145 g
Enhetsstørrelse:	175*55*67 mm

Sikkerhet:

Før du bruker produktet, les denne brukerhåndboken og følg anbefalingene i den når du bruker enheten.

Varm-kald prinsipp:

Studier viser at å nå huden ved en temperatur på 42°C bidrar til å produsere HSP-protein, reparere hudens nerveceller og styrke hudens elastisitet for å forhindre rynker. En varmebehandling med en temperatur på 42°C hjelper til med å løsne porene i huden for dyprens, mens en kaldbehandling med kald effekt på opptil 6°C umiddelbart strammer opp porene og låser inn næring. Vekslende varme- og kuldepleie, stimulerer huden, forbedrer sirkulasjonen og akselererer metabolismen av tilbakeholdte væsker. I tillegg eliminerer den effektivt mørke ringer under øynene, jevner ut fine linjer og hevelser, og lysner opp huden. Kombinert med mikrovibrasjoner har det en positiv effekt på hudens fasthet og reduserer tretthet. Huden blir strålende og opplyst på en naturlig måte.

EMS elektrostimulering:

EMS bidrar til aktivering av hudceller, stimulerer dem til å produsere kollagen, som forbedrer hudens elastisitet, jevner ut rynker og etterlater huden glatt og sunn.

Crio-effekt:

1. Fremmer hudens fasthet, opprettholder elastisiteten, forebygger allergier og andre hudproblemer.
2. Reduserer porene, holder på fuktigheten i huden og jevner ut rynker.
3. Regenererer muskler, lindrer tretthet og spenning i huden, reduserer rødhet og smerte, og hemmer multiplikasjonen av akne lesjoner.

Fotonlysterapi:

1. Rødt lys: bølgelengde 620nm (± 10 nm) 18 lysdioder når huden dypt 630nm for å fremme blodsirkulasjonen, og kollagenregenerering forbedrer hudens elastisitet for å holde huden glatt og fuktet. Eget for slapp og rynket hud.
2. Blått lys: bølgelengde 470 (± 10 nm) 18 lysdioder når huden dypt 480nm for å drepe bakterier, fremme blodsirkulasjonen, kan trenge inn til 0,25 mm under huden, drepe bakterier. Den har antiinflammatoriske og bakteriedrepende egenskaper, støtter behandlingen av akne og reduserer aknearr.
3. Gult fotonlys: bølgelengde 600nm (± 10 nm) 18 lysdioder når huden dypt 610nm for å forbedre celleoksygenering. Stimulerer lymfedrenasje. Forbedrer tilstanden til ru hud, brukes til å behandle rødhet i huden.

Detaljert brukerhåndbok [side 2-f1]:

1. Lad enheten helt opp før første gangs bruk. Ladetiden er ca. 2,5 timer. For å slå på enheten, trykk på "5"-knappen i ca. 3 sekunder. Som standard er rengjøringsmodusen satt til intensitetsnivå 1, enheten fungerer ved hjelp av vibrasjon og varme. Avhengig av hudens individuelle behov, kan temperaturen justeres med "7"-knappen. Du kan velge fotonlys ved å trykke på "6"-knappen i hver modus (5 minutter tid for modus 1).
2. Trykk på Mode-knappen for å gå inn i Cool mode (Cryotherapy), enheten fungerer med vibrasjon og varme. I henhold til individuelle behov kan du trykke 7 for å justere temperaturen (økten varer i 2 minutter. Etter at den er slått av, fortsetter viften å gå i 2 minutter for å kjøle seg ned)

3. Trykk på strømknappen "5" for å gå inn i EMS-modus. Enheten vibrerer og produserer EMS-mikrostrømmer. Avhengig av dine individuelle behov, kan du justere EMS-nivået ved å trykke på "7"-knappen (standard tidsinnstilling 5 minutter for modus 3).
4. Trykk på "5"-knappen for å slå på fuktighetsmodus. Enheten vibrerer, genererer varme og EMS-mikrostrømmer som trenger inn i huden. Avhengig av dine individuelle behov, kan du justere EMS-intensiteten ved å trykke på "7"-tasten (standard tidsinnstilling 5 minutter for modus 4).
5. Trykk på strømknappen "5" for å slå på kollagensyntesemodus. Enheten vibrerer og avkjøler, og sender ut EMS-mikrostrøm til huden. I henhold til dine individuelle behov kan du justere EMS-intensiteten ved å trykke på "7"-knappen (standard tidsinnstilling 2 minutter for modus 5).

Rensemodus:

(åpner porene og eksporterer smuss fra de dype lagene av huden)

Før du bruker Glossy Pro, bør du fjerne sminken grundig og rense huden for urenheter. Du kan bruke en sonisk tannbørste til dette formålet. For å bruke Clean-modus trenger du en bomullspinne. Fjern den gjennomsliktige kanten og plasser en bomullspute fuktet i micellær væske eller annen sminkefjerningsvæske i midten av hodet. Sett deretter en gjennomsliktig ring på den for å feste bomullsputen. Start enheten ved å slå på rensemodus. Huden din vil bli oppvarmet for å åpne porene og bedre transportere skitten ut, og etterlate den på bomullsputen. Porene dine forblir rene og huden din vil være klar for de neste pleietrinnene.

Kryoterapimodus

(reduserer og lukker porene, strammer opp huden)

Cool-modus, dvs. kryoterapi, lukker effektivt porene og opprettholder hudens fuktighet. Den vekslende temperaturen fra 6-42°C gjør at huden blir fastere på en naturlig måte, blir jevnere og mer kompakt.

EMS-spenningsmodus

(stimulerer muskelceller og strammer opp huden, eliminerer rynker)

Før du starter EMS-modus, påfør et serum eller en ampulle tilpasset hudens behov i ansiktet ditt. EMS-mikrostrømmer stimulerer musklene, elastiserer og gir energi til huden. De fjerner kråketær og rynker på hudoverflaten og gjenoppretter dens ungdommelige utseende, fasthet og glatthet.

Befuktningsmodus

(forenkler opptaket av næringsstoffer i huden, løfter og strammer opp)

Etter rens, påfør et hudpleieprodukt som et serum, ampulle eller essens i ansiktet ditt. Aktiver den fuktighetsgivende modusen for å transportere aktive ingredienser dypt inn i huden. I hver modus kan du aktivere rødt, blått eller gult fotonlys avhengig av hudens behov.

Kollagensyntesemodus

(beholde næring i huden, aktivere kollagensyntese)

Etter å ha absorbert hudpleieprodukter, slå på kollagensyntesemodus, kjøøl ned for å krympe porene og beholde fuktighet og pleie i huden. EMS mikrostrømmer vil stimulere hudceller til å syntetisere kollagen og stramme musklene, noe som gir effekten av å stramme og løfte huden. I hver modus kan du velge rødt, blått eller gult fotonlys avhengig av hudens behov.

Sikkerhetsinstruksjoner:

1. Les alle sikkerhetsinstruksjoner før bruk.
2. Følg brukerveiledningen for å bruke denne enheten.
3. Ikke demonter eller modifier enheten, kontakt distributøren for reparasjon.
4. Bruk enheten kun til det tiltenkte formålet, som beskrevet i denne håndboken.
5. Ikke oppbevar eller bruk enheten på et sted med høy temperatur og fuktighet, for eksempel i solen, nær brann, på badet osv. For å unngå brann eller elektrisk støt.
6. Ikke bruk eller plasser enheten i en fuktig tilstand i tilfelle kortslutning, elektrisk støt eller brann.
7. Holdes unna barn og fysisk funksjonshemmede personer. Nøye tilsyn er nødvendig når enheten betjenes av en bruker under 18 år.
8. Når kjølefunksjonen fungerer er strømforbruket relativt stort, viften vil ha en forsinkelse i varmespredningen. Enheten bør settes til side i ca. 10 minutter til neste bruk etter bruk av

Cool-funksjonen.

9. Ikke la enheten være koblet til strømforsyningen over lengre tid.
10. Ikke berør den med våte hender, det kan føre til elektrisk støt eller kortslutning.
11. Ikke plasser enheten på steder med høy luftfuktighet, da det kan føre til elektrisk støt, kortslutning eller isolasjonsskade.
12. Ikke la enheten være innenfor rekkevidde for barn.
13. Barn må ikke bruke enheten.
14. Det er forbudt å bruke det på steder hvor brennbare materialer oppbevares.
15. Ikke rengjør enheten med etsende stoffer.
16. Bruk kun den medfølgende strømforsyningen.
17. Før du kobler til strømforsyningen, sørg for at enheten er tørr.
18. Ikke bruk enheten på solbrent hud.
19. Avbryt bruken i tilfelle uønskede bivirkninger.

Merk følgende:

1. Slutt å bruke når produktet blir for varmt for å unngå brannskader.
2. Ikke slipp eller slå enheten.
3. Ikke bruk enheten hvis strømledningen er skadet.

Kontraindikasjoner:

- graviditet og amming
- metallimplantater, pacemaker
- metallgjenstander (f.eks. smykker)
- svulst
- feber
- sykdomstilstander, svakhet
- forstyrrelse av kontinuiteten til epidermis
- tidligere brukte fillers, botox
- virale, bakterielle og sopplige hudsykdommer
- akutte former for rosacea og flegmon
- aktiv herpes
- epilepsi
- migrene
- skjoldbruskkjertelsykdommer

Indikasjoner:

- tap av hudfasthet
- grå og jordnær hudfarge
- rynker
- misfarging
- tørr, dehydrert hud

Mer informasjon om selskapet og produktene [side 2 - f2]:

- www.beautifly.eu
- www.youtube.com/beautifly.eu

Sisäänkäsy:	DC 5V
Lämpötila:	6-42°C (+/-50C)
Täriin:	8000 (-+ 10) rpm
Latausaika:	2,5 tuntia
Latausvirta:	500mA
Teho:	max 8,5W
Akun kapasiteetti:	1000mAh
Valmiustila-aika:	45 päivää
Nettopaino:	145 g
Laitteen koko:	175*55*67mm

Turvallisuus:

Lue tämä käyttöopas ennen tuotteen käyttöä ja noudata sen sisältämiä suosituksia laitetta käyttäessäsi.

Kuuma-kylmä periaate:

Tutkimukset osoittavat, että ihon saavuttaminen 42°C:n lämpötilassa auttaa tuottamaan HSP-proteiinia, korjaamaan ihon hermosoluja ja vahvistamaan ihon kimmoisuutta ryppyjen estämiseksi. Lämpökäsittely, jonka lämpötila on 42°C, auttaa avaamaan ihohuokosia syväpuhdistusta varten, kun taas kylmähoito jopa 6°C:n kylmävaikutuksella supistaa ihohuokosia välittömästi ja lukitsee ravintoa. Vuorotellen lämpöä ja kylmää hoitoa, stimuloi ihoa, parantaa verenkiertoa ja nopeuttaa kertyneen nesteen aineenvaihduntaa. Lisäksi se poistaa tehokkaasti tummia silmänalusja, tasoittaa juonteita ja turvotusta sekä kirkastaa ihoa. Yhdessä mikroväärhtelyn kanssa sillä on positiivinen vaikutus ihon kiinteyteen ja vähentää väsymystä. Ihosta tulee luonnollisella tavalla säteilevä ja kirkastunut.

EMS sähköstimulaatio:

EMS edistää ihosolujen aktivointia ja stimuloi niitä tuottamaan kollageenia, joka parantaa ihon kimmoisuutta, tasoittaa ryppyjä ja jättää ihon sileäksi ja terveeksi.

Crio-efekti:

1. Edistää ihon kiinteyttä, ylläpitää joustavuutta, ehkäisee allergioita ja muita iho-ongelmia.
2. Vähentää huokosia, säilyttää ihon kosteuden ja tasoittaa ryppyjä.
3. Uudistaa lihaksia, lievittää ihon väsymystä ja jännitystä, vähentää punoitusta ja kipua sekä estää akneaurioiden lisääntymistä.

Fotonivalohoito:

1. Punainen valo: aallonpituus 620 nm (± 10 nm) 18 LEDiä ulottuvat syvälle ihoon 630 nm edistääkseen verenkiertoa, ja kollageenin uusiutuminen parantaa ihon kimmoisuutta pitääkseen ihon sileänä ja kosteutettuna. Sopii roikkuvalle ja rypyiselle iholle.
2. Sininen valo: aallonpituus 470 (± 10 nm) 18 LED-valoa ulottuvat syvälle ihoon 480 nm tappaakseen bakteereja, edistääkseen verenkiertoa, voivat tunkeutua jopa 0,25 mm ihon alle, tappaa bakteereja. Sillä on anti-inflammatorisia ja bakteereja tappavia ominaisuuksia, se tukee aknen hoitoa ja vähentää aknen arpia.
3. Keltainen fotonivalo: aallonpituus 600 nm (± 10 nm) 18 LEDiä ulottuvat syvälle ihoon 610 nm parantamaan solujen hapetusta. Stimuloi imunestettä. Parantaa karhean ihon tilaa, käytetään ihon punoituksen hoitoon.

Yksityiskohtainen käyttöohje [sivu 2- f1]:

1. Lataa laite täyteen ennen ensimmäistä käyttöä. Latausaika on noin 2,5 tuntia. Käynnistä laite painamalla "5"-painiketta noin 3 sekunnin ajan. Oletusarvoisesti puhdistustila on asetettu tehotasolle 1, laite toimii tärinällä ja lämmöllä. Ihon yksilöllisten tarpeiden mukaan lämpötilaa voidaan säätää "7"-painikkeella. Voit valita fotonivalot painamalla "6"-painiketta jokaisessa tilassa (5 minuutin aika tilassa 1).
2. Paina Mode-painiketta siirtyäksesi jäähdytystilaan (kryoterapia), laite toimii tärinällä ja lämmöllä. Yksilöllisten tarpeiden mukaan voit säätää lämpötilaa painamalla 7 (istunto kestää 2 minuuttia. Sammutuksen jälkeen puhallin jatkaa toimintaansa 2 minuuttia jäähtyäkseen)
3. Siirry EMS-tilaan painamalla virtapainiketta "5". Laite värisee ja tuottaa EMS-mikrovirtoja. Yksilöllisten tarpeidesi mukaan voit säätää EMS-tasoa painamalla "7"-painiketta (oletusaika-asetus 5 minuuttia tilassa 3).

4. Paina "5"-painiketta kytkääksesi kostutustilan päälle. Laite tärisee ja tuottaa lämpöä ja EMS-mikrovirtoja, jotka tunkeutuvat ihon läpi. Yksilöllisten tarpeidesi mukaan voit säätää EMS-intensiteettiä painamalla "7"-näppäintä (oletusaika-asetus 5 minuuttia tilassa 4).
5. Ota kollageenisynteesitila käyttöön painamalla virtapainiketta "5". Laite värisee ja jäähtyy lähettäen EMS-mikrovirtaa iholle. Yksilöllisten tarpeidesi mukaan voit säätää EMS-intensiteettiä painamalla "7"-painiketta (oletusaika-asetus 2 minuuttia tilassa 5).

Puhdistustila:

(avaa huokokset ja vie likaa ihon syvistä kerroksista)

Ennen Glossy Pron käyttöä sinun tulee poistaa meikki huolellisesti ja puhdistaa iho epäpuhtauksista. Voit käyttää tähän tarkoitukseen Sonic-hammasharjaa. Puhdistustilan käyttämiseen tarvitaan pumpulipuikko. Poista läpinäkyvä reunus ja aseta misellinesteeseen tai muuhun meikinpoistonesteseen kostutettu vanulappu pään keskelle. Laita sitten siihen läpinäkyvä rengas vanutyynyn kiinnittämiseksi. Käynnistä laite ottamalla puhdistila käyttöön. Ihosi kuumenee avatakseen huokokset ja kuljettaakseen lian paremmin ulos jättäen sen vanulappuun. Huokosesi pysyvät puhtaina ja ihosi on valmis seuraaviin hoitovaiheisiin.

Kryoterapiatila

(vähentää ja sulkee huokosia, kiinteyttää ihoa)

Cool mode eli kryoterapia sulkee huokokset tehokkaasti ja ylläpitää ihon kosteutta. Vaihteleva lämpötila 6-42°C saa ihon kiinteämmäksi luonnollisella tavalla, sileämmäksi ja kompaktimmaksi.

EMS-kiristystila

(stimuloi lihassoluja ja kiinteyttää ihoa poistaen ryppyjä)

Ennen kuin aloitat EMS-tilan, levitä kasvoillesi ihosi tarpeisiin mukautettu seerumi tai ampulli. EMS-mikrovirrat stimuloivat lihaksia, elastisoivat ja energisoivat ihoa. Ne poistavat varisjalvoja ja ryppyjä ihon pinnalta ja palauttavat sen nuorekkaan ulkonäön, kiinteyden ja sileyden.

Kostutustila

(helpottaa ravinteiden imeytymistä ihoon, kohottaa ja kiinteyttää)

Levitä puhdistuksen jälkeen kasvoillesi ihonhoitotuotetta, kuten seerumia, ampullia tai esanssia. Aktiivi kosteuttava tila kuljettaaksesi aktiiviset ainesosat syväälle ihoon. Kussakin tilassa voit aktivoida punaisen, sinisen tai keltaisen fotonivalon ihosi tarpeiden mukaan.

Kollageenisynteesitila

(säilyttää ravinnon ihossa, aktivoi kollageenisynteesiä)

Ihohoitotuotteiden imeytymisen jälkeen kytke kollageenisynteesitila päälle, jäähdytä iho huokosten kutistamiseksi ja kosteuden ja hoidon säilyttämiseksi ihossa. EMS-mikrovirrat stimuloivat ihosoluja syntetisoimaan kollageenia ja kiristämään lihaksia antaen ihoa kiinteyttävän ja kohottavan vaikutuksen. Jokaisessa tilassa voit valita punaisen, sinisen tai keltaisen fotonivalon ihosi tarpeiden mukaan.

Turvallisuushojeet:

1. Lue kaikki turvallisuushojeet ennen käyttöä.
2. Noudata tämän laitteen käyttöohjeita.
3. Älä pura tai muokkaa laitetta, vaan ota yhteys jälleenmyyjään korjausta varten.
4. Käytä laitetta vain sen aiotuun tarkoitukseen tässä oppaassa kuvatulla tavalla.
5. Älä säilytä tai käytä laitetta paikassa, jossa on korkea lämpötila ja kosteus, kuten auringossa, tulen lähellä, kylpyhuoneessa jne. Tulipalon tai sähköiskun välttämiseksi.
6. Älä käytä tai aseta laitetta kosteaan tilaan oikosulun, sähköiskun tai tulipalon varalta.
7. Pidä poissa lasten ja fyysisesti vammaisten ulottuvilta. Tarkkaa valvontaa vaaditaan, jos laitetta käyttää alle 18-vuotias käyttäjä.
8. Kun jäähdystoiminto toimii, virrankulutus on suhteellisen suuri, tuulettimella on viive lämmönpoistossa. Laite tulee jättää sivuun noin 10 minuutiksi seuraavaan käyttökertaan Cool-toiminnon käytön jälkeen.
9. Älä jätä laitetta virtalähteeseen pitkäksi aikaa.
10. Älä koske siihen märillä käsillä, se voi aiheuttaa sähköiskun tai oikosulun.
11. Älä sijoita laitetta paikkoihin, joissa on korkea kosteus, koska se voi aiheuttaa sähköiskun, oikosulun tai eristysvaurion.

12. Älä jätä laitetta lasten ulottuville.
13. Lapset eivät saa käyttää laitetta.
14. Sen käyttö on kielletty paikoissa, joissa säilytetään syttyviä aineita.
15. Älä puhdista laitetta syövyttävillä aineilla.
16. Käytä vain mukana tulevaa virtalähdettä.
17. Varmista ennen virtalähteen kytkemistä, että laite on kuiva.
18. Älä käytä laitetta auringonpoltaneella iholla.
19. Lopeta käyttö, jos ilmenee ei-toivottuja sivuvaikutuksia.

Huomio:

1. Lopeta käyttö, kun tuote kuumenee liian kuumaksi palovammojen välttämiseksi.
2. Älä pudota tai lyö laitetta.
3. Älä käytä laitetta, jos virtajohto on vaurioitunut.

Vasta-aiheet:

- raskaus ja imetys
- metalliset implantit, sydämentahdistin
- metalliesineitä (esim. koruja)
- kasvain
- kuume
- sairaustilat, heikkous
- epidermoksen jatkuvuuden häiriintyminen
- aiemmin käytetyt täyteaineet, botox
- virus-, bakteeri- ja sieni-ihosairaudet
- ruusufinnien ja limaa akuutit muodot
- aktiivinen herpes
- epilepsia
- migreenit
- kilpirauhasen sairaudet

Käyttöaiheet:

- ihon kiinteyden menetys
- harmaa ja maanläheinen ihonväri
- rypyt
- värinmuutos
- kuiva, kuivunut iho

Lisätietoa yrityksestä ja tuotteista [sivu 2 - f2]:

- www.beautifyfy.eu
- www.youtube.com/beautifyfy.eu

Είσοδος:	DC 5V
Θερμοκρασία:	6-42 OC (+/-5 OC)
Δόνηση:	8000 (-+ 10) σ.α.λ
Χρόνος φόρτισης:	2,5 ώρες
Ρεύμα φόρτισης:	500 mA
Εξουσία:	μέγιστο 8,5 W
Χωρητικότητα μπαταρίας:	1000 mAh
Χρόνος αναμονής:	45 ημέρες
Καθαρό βάρος:	145 γρ
Μέγεθος συσκευής:	175*55*67 χλστ

Ασφάλεια:

Πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν, διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο χρήστη και ακολουθήστε τις συστάσεις που περιέχονται σε αυτό όταν χρησιμοποιείτε τη συσκευή.

Αρχή ζεστού-κρύου:

Μελάνες δείχνουν ότι το να φτάσει κανείς στο δέρμα σε θερμοκρασία 42°C βοηθά στην παραγωγή πρωτεΐνης HSP, επιδιορθώνει τα νευρικά κύτταρα του δέρματος και ενισχύει την ελαστικότητα του δέρματος για την πρόληψη των ρυτίδων. Μια θερμική επεξεργασία με θερμοκρασία 42°C βοηθά στη χαλάρωση των πόρων του δέρματος για βαθύ καθαρισμό, ενώ μια κρύα θεραπεία με ψυχρό αποτέλεσμα έως και 6°C συσφίγγει αμέσως τους πόρους και κλειδώνει τη θρέψη. Η εναλλασσόμενη φροντίδα θερμότητας και κρύου, τονώνει το δέρμα, βελτώνει την κυκλοφορία και επιταχύνει τον μεταβολισμό των κατακρατούμενων υγρών. Επιπλέον, εξαλείφει αποτελεσματικά τους μαύρους κύκλους κάτω από τα μάτια, λειαίνει τις λεπτές γραμμές και το πρήξιμο και φωτίζει το δέρμα. Σε συνδυασμό με μικροδονήσεις, έχει θετική επίδραση στη σφριγηλότητα του δέρματος και μειώνει την κούραση. Το δέρμα γίνεται λαμπερό και φωτισμένο με φυσικό τρόπο.

Ηλεκτροδιέγερση EMS:

Το EMS συμβάλλει στην ενεργοποίηση των κυττάρων του δέρματος, διεγείροντάς τα να παράγουν κολλαγόνο, το οποίο βελτώνει την ελαστικότητα του δέρματος, λειαίνει τις ρυτίδες και αφήνει το δέρμα λείο και υγιές.

Εφέ Crio:

1. Πρωωθεί τη σφριγηλότητα του δέρματος, διατηρεί την ελαστικότητα, προλαμβάνει τις αλλεργίες και άλλα δερματικά προβλήματα.
2. Μειώνει τους πόρους, διατηρεί την υγρασία στο δέρμα και λειαίνει τις ρυτίδες.
3. Αναπλάθει τους μύες, ανακουφίζει από την κούραση και την ένταση του δέρματος, μειώνει την ερυθρότητα και τον πόνο και αναστέλλει τον πολλαπλασιασμό των βλαβών της ακμής.

Θεραπεία φωτονίων:

1. Κόκκινο φως: μήκος κύματος 620nm (±10nm) 18 LED φτάνουν βαθιά στο δέρμα 630nm για να προωθήσουν την κυκλοφορία του αίματος και η αναγέννηση του κολλαγόνου βελτώνει την ελαστικότητα του δέρματος για να διατηρεί το δέρμα λείο και ενυδατωμένο. Κατάλληλο για χαλαρό και ρυτιδωμένο δέρμα.
2. Μπλε φως: μήκος κύματος 470 (±10nm) 18 LED φτάνουν βαθιά στο δέρμα 480nm για να σκοτώσουν τα βακτήρια, να προωθήσουν την κυκλοφορία του αίματος, μπορούν να διεισδύσουν έως και 0,25 mm κάτω από το δέρμα, να σκοτώσουν τα βακτήρια. Έχει αντιφλεγμονώδεις και βακτηριοκτόνες ιδιότητες, υποστηρίζει τη θεραπεία της ακμής και μειώνει τα σημάδια ακμής.
3. Κίτρινο φως φωτονίων: μήκος κύματος 600nm (±10nm) 18 LED φτάνουν βαθιά στο δέρμα 610nm για να βελτιώσουν την οξυγόνωση των κυττάρων. Διεγείρει τη λεμφική παροχέτευση. Βελτώνει την κατάσταση του τραχιού δέρματος, που χρησιμοποιείται για τη θεραπεία της ερυθρότητας του δέρματος.

Αναλυτικό εγχειρίδιο χρήστη [σελίδα 2- f1]:

1. Φορτίστε πλήρως τη συσκευή πριν από την πρώτη χρήση. Ο χρόνος φόρτισης είναι περίπου 2,5 ώρες. Για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή, πατήστε το κουμπί "5" για περίπου 3 δευτερόλεπτα. Από προεπιλογή, η λειτουργία καθαρισμού έχει ρυθμιστεί στο επίπεδο έντασης 1, η συσκευή λειτουργεί χρησιμοποιώντας δόνηση και θερμότητα. Ανάλογα με τις ατομικές ανάγκες του δέρματος, η θερμοκρασία μπορεί να ρυθμιστεί χρησιμοποιώντας το κουμπί "7". Μπορείτε να επιλέξετε φώτα φωτονίων πατώντας το κουμπί "6", σε κάθε λειτουργία (5 λεπτά για τη λειτουργία 1).

2. Πατήστε το κουμπί Mode για να μπείτε στη λειτουργία Ψύξης (Κρυοθεραπεία), η συσκευή λειτουργεί με δόνηση και θερμότητα. Ανάλογα με τις ατομικές ανάγκες, μπορείτε να πατήσετε το 7 για να ρυθμίσετε τη θερμοκρασία (η συνεδρία διαρκεί 2 λεπτά. Μετά την απενεργοποίηση, ο ανεμιστήρας συνεχίζει να λειτουργεί για 2 λεπτά για να κρυώσει)
3. Πατήστε το κουμπί λειτουργίας "5" για να μπείτε στη λειτουργία EMS. Η συσκευή δονείται και παράγει μικρορεύματα EMS. Ανάλογα με τις ατομικές σας ανάγκες, μπορείτε να προσαρμόσετε το επίπεδο EMS πατώντας το κουμπί "7" (προεπιλεγμένη ρύθμιση χρόνου 5 λεπτά για τη λειτουργία 3).
4. Πατήστε το κουμπί "5" για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία ύγρανσης. Η συσκευή δονείται, δημιουργώντας θερμότητα και μικρορεύματα EMS που διεισδύουν στο δέρμα. Ανάλογα με τις ατομικές σας ανάγκες, μπορείτε να προσαρμόσετε την ένταση του EMS πατώντας το πλήκτρο "7" (προεπιλεγμένη ρύθμιση χρόνου 5 λεπτά για τη λειτουργία 4).
5. Πατήστε το κουμπί λειτουργίας "5" για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία σύνθεσης κολλαγόνου. Η συσκευή δονείται και ψύχεται, εκπέμποντας μικρορεύματα EMS στο δέρμα. Ανάλογα με τις ατομικές σας ανάγκες, μπορείτε να ρυθμίσετε την ένταση του EMS πατώντας το κουμπί "7" (προεπιλεγμένη ρύθμιση χρόνου 2 λεπτά για τη λειτουργία 5).

Λειτουργία καθαρισμού:

(ανοίγει τους πόρους και εξαγεί τη βρωμιά από τα βαθιά στρώματα του δέρματος)
 Πριν χρησιμοποιήσετε το Glossy Pro, θα πρέπει να αφαιρέσετε καλά το μακιγιάζ σας και να καθαρίσετε το δέρμα σας από τυχόν ακαθαρσίες. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μια οδοντόβουρτσα Sonic για αυτό το σκοπό. Για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία Clean, θα χρειαστείτε μια μπατονέτα. Αφαιρέστε το διαφανές χείλος και τοποθετήστε ένα βαμβάκι εμποτισμένο με μικκυλιακό υγρό ή άλλο υγρό ντεμακιγιάζ στο κέντρο του κεφαλιού. Στη συνέχεια, βάλτε ένα διάφανο δακτύλιο για να στερεώσετε το βαμβάκι. Ξεκινήστε τη συσκευή σας ενεργοποιώντας τη λειτουργία καθαρής λειτουργίας. Το δέρμα σας θα θερμανθεί για να ανοίξει τους πόρους και να μεταφέρει καλύτερα τη βρωμιά έξω, αφήνοντάς την στο βαμβάκι. Οι πόροι σας θα παραμείνουν καθαροί και το δέρμα σας θα είναι έτοιμο για τα επόμενα βήματα περιποίησης.

Λειτουργία κρυοθεραπείας

(Μειώνει και κλείνει τους πόρους, συσφίγγει το δέρμα)
 Η λειτουργία Cool, δηλαδή η κρυοθεραπεία, κλείνει αποτελεσματικά τους πόρους και διατηρεί την ενυδάτωση του δέρματος. Η εναλλασσόμενη θερμοκρασία από 6-42 OC κάνει το δέρμα να γίνεται πιο σφριγηλό με φυσικό τρόπο, να γίνεται πιο λεία και συμπαγή.

Λειτουργία τάνυσης EMS

(διεγείρει τα μυϊκά κύτταρα και συσφίγγει το δέρμα, εξαλείφοντας τις ρυτίδες)
 Πριν ξεκινήσετε τη λειτουργία EMS, εφαρμόστε στο πρόσωπό σας έναν ορό ή μια αμπούλα προσαρμοσμένη στις ανάγκες του δέρματός σας. Τα μικρορεύματα EMS διεγείρουν τους μύες, ελαστικοποιούν και δίνουν ενέργεια στο δέρμα. Αφαιρούν τα πόδια της χήνας και τις ρυτίδες στην επιφάνεια του δέρματος και επαναφέρουν τη νεανική όψη, τη σφριγηλότητα και την απαλότητα του.

Λειτουργία ύγρανσης

(διευκολύνει την απορρόφηση των θρεπτικών συστατικών στο δέρμα, αναστηλώνει και συσφίγγει)
 Μετά τον καθαρισμό, εφαρμόστε ένα προϊόν περιποίησης δέρματος, όπως ορό, αμπούλα ή αιθέριο έλαιο στο πρόσωπό σας. Ενεργοποιήστε τη λειτουργία ενυδάτωσης για να μεταφέρετε τα ενεργά συστατικά βαθιά στο δέρμα. Σε κάθε λειτουργία, μπορείτε να ενεργοποιήσετε το κόκκινο, μπλε ή κίτρινο φως φωτονίων ανάλογα με τις ανάγκες του δέρματός σας.

Λειτουργία σύνθεσης κολλαγόνου

(διατηρούν τη τροφή στο δέρμα, ενεργοποιούν τη σύνθεση κολλαγόνου)
 Αφού απορροφήσετε τα προϊόντα περιποίησης του δέρματος, ενεργοποιήστε τη λειτουργία σύνθεσης κολλαγόνου, ψύξτε για να συρρικνωθούν οι πόροι και να διατηρηθεί η υγρασία και η φροντίδα στο δέρμα. Τα μικρορεύματα EMS θα διεγείρουν τα κύτταρα του δέρματος να συνθέσουν κολλαγόνο και να συσφίξουν τους μύες, δίνοντας το αποτέλεσμα σύσφιξης και ανύψωσης του δέρματος. Σε κάθε λειτουργία, μπορείτε να επιλέξετε κόκκινο, μπλε ή κίτρινο φως φωτονίων ανάλογα με τις ανάγκες του δέρματός σας.

Οδηγίες ασφαλείας:

1. Διαβάστε όλες τις οδηγίες ασφαλείας πριν από τη χρήση.
2. Ακολουθήστε το εγχειρίδιο χρήσης για να χρησιμοποιήσετε αυτήν τη συσκευή.

3. Μην αποσυναρμολογείτε ή τροποποιείτε τη συσκευή, συμβουλευτείτε τον διανομέα σας για επισκευή.
4. Χρησιμοποιήστε τη συσκευή μόνο για τον προορισμό της, όπως περιγράφεται σε αυτό το εγχειρίδιο.
5. Μην αποθηκεύετε ή χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε μέρος με υψηλή θερμοκρασία και υγρασία, όπως στον ήλιο, κοντά στη φωτιά, στο μπάνιο κ.λπ. Για να αποφύγετε πυρκαγιά ή ηλεκτροπληξία.
6. Μη χρησιμοποιείτε ή τοποθετείτε τη συσκευή σε κατάσταση υγρασίας, σε περίπτωση βραχυκυκλώματος, ηλεκτροπληξίας ή πυρκαγιάς.
7. Φυλάξτε το μακριά από παιδιά και άτομα με κινητική αναπηρία. Απαιτείται στενή επίβλεψη όταν η συσκευή χρησιμοποιείται από χρήστη κάτω των 18 ετών.
8. Όταν λειτουργεί η λειτουργία ψύξης, η κατανάλωση ενέργειας είναι σχετικά μεγάλη, ο ανεμιστήρας θα έχει καθυστέρηση στην απαγωγή θερμότητας. Η συσκευή πρέπει να αφηθεί στην άκρη για περίπου 10 λεπτά μέχρι την επόμενη χρήση μετά τη χρήση της λειτουργίας ψύξης.
9. Μην αφήνετε τη συσκευή συνδεδεμένη στο τροφοδοτικό για μεγάλο χρονικό διάστημα.
10. Μην το αγγίζετε με βρεγμένα χέρια, μπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή βραχυκύκλωμα.
11. Μην τοποθετείτε τη συσκευή σε μέρος με υψηλή υγρασία, καθώς μπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία, βραχυκύκλωμα ή ζημιά στη μόνωση.
12. Μην αφήνετε τη συσκευή κοντά σε παιδιά.
13. Τα παιδιά δεν πρέπει να χρησιμοποιούν τη συσκευή.
14. Απαγορεύεται η χρήση του σε χώρους αποθήκευσης εύφλεκτων υλικών.
15. Μην καθαρίζετε τη συσκευή με διαβρωτικές ουσίες.
16. Χρησιμοποιείτε μόνο το παρεχόμενο τροφοδοτικό.
17. Πριν συνδέσετε το τροφοδοτικό, βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι στεγνή.
18. Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε δέρμα που έχει καεί από τον ήλιο.
19. Διακόψτε τη χρήση σε περίπτωση ανεπιθύμητων παρενεργειών.

Προσοχή:

1. Σταματήστε τη χρήση όταν το προϊόν ζεσταθεί υπερβολικά για να αποφύγετε εγκαύματα.
2. Μην ρίχνετε ή χτυπάτε τη συσκευή.
3. Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν το καλώδιο τροφοδοσίας είναι κατεστραμμένο.

Αντενδείξεις:

- εγκυμοσύνη και γαλουχία
- μεταλλικά εμφυτεύματα, βηματοδότη
- μεταλλικά αντικείμενα (π.χ. κοσμήματα)
- όγκος
- πυρετός
- νοσηρές καταστάσεις, αδυναμία
- διαταραχή της συνέχειας της επιδερμίδας
- Παλαιότερα χρησιμοποιημένα fillers, botox
- ιογενείς, βακτηριακές και μυκητιακές δερματικές παθήσεις
- οξείες μορφές ροδόχρου ακμής και φλεγμονιού
- ενεργός έρπητας
- επιληψία
- ημικρανίες
- παθήσεις του θυρεοειδούς

Ενδείξεις:

- απώλεια σφριγηλότητας δέρματος
- γκρι και γήινο χρώμα δέρματος
- ρυτίδες
- αποχρωματισμός
- ξηρό, αφυδατωμένο δέρμα

Περισσότερες πληροφορίες για την εταιρεία και τα προϊόντα [σελίδα 2 - f2]:

- www.beautifly.eu
- www.youtube.com/beautifly.eu

Unos:	DC 5V
Temperatura:	6-42°C (+/-50°C)
Vibracija:	8000 (-+ 10) okretaja u minuti
Vrijeme punjenja:	2,5 sata
Struja punjenja:	500 mA
Vlast:	maksimalno 8,5 W
Kapacitet baterije:	1000mAh
Vrijeme čekanja:	45 dana
Neto težina:	145g
Veličina uređaja:	175*55*67 mm

Sigurnost:

Prije uporabe proizvoda pročitajte ovaj korisnički priručnik i pridržavajte se preporuka sadržanih u njemu prilikom korištenja uređaja.

Princip toplo-hladno:

Studije pokazuju da dopiranje do kože na temperaturi od 42°C pomaže u proizvodnji HSP proteina, obnavljanju živčanih stanica kože i jačanju elastičnosti kože kako bi se spriječile bore. Toplinski tretman s temperaturom od 42°C pomaže opustiti pore na koži za dubinsko čišćenje, dok hladni tretman s hladnim učinkom do 6°C odmah sužava pore i zaključava hranjive tvari. Njega naizmjenično toplinom i hladnoćom stimulira kožu, poboljšava cirkulaciju i ubrzava metabolizam zadržane tekućine. Osim toga, učinkovito uklanja tamne kolutove ispod očiju, zaglađuje fine bore i otekline te posvjetljuje kožu. U kombinaciji s mikrovibracijama pozitivno djeluje na čvrstoću kože i smanjuje umor. Koža postaje blistava i osvijetljena na prirodan način.

EMS elektrostimulacija:

EMS pridonosi aktivaciji stanica kože, potičući ih na proizvodnju kolagena, što poboljšava elastičnost kože, zaglađuje bore i ostavlja kožu glatkom i zdravom.

Crio efekt:

1. Potiče čvrstoću kože, održava elastičnost, sprječava alergije i druge kožne probleme.
2. Smanjuje pore, zadržava vlagu u koži i zaglađuje bore.
3. Regenerira mišiće, ublažava umor i napetost kože, smanjuje crvenilo i bol te sprječava umnožavanje lezija od akni.

Terapija fotonskom svjetlošću:

1. Crveno svjetlo: valna duljina 620 nm (± 10 nm) 18 LED dioda duboko dopire do kože 630 nm za poticanje cirkulacije krvi, a regeneracija kolagena poboljšava elastičnost kože kako bi koža bila glatka i vlažna. Pogodno za opuštenu i naboranu kožu.
2. Plavo svjetlo: valna duljina 470 (± 10 nm) 18 LED dioda duboko dopiru do kože 480 nm da ubiju bakterije, pospješuju cirkulaciju krvi, mogu prodrijeti do 0,25 mm ispod kože, ubijaju bakterije. Ima protuupalna i baktericidna svojstva, pomaže u liječenju akni i smanjuje ožiljke od akni.
3. Žuto fotonsko svjetlo: valna duljina 600 nm (± 10 nm) 18 LED dioda duboko dopire do kože 610 nm radi poboljšanja oksigenacije stanica. Potiče limfnu drenažu. Poboljšava stanje grube kože, koristi se za liječenje crvenila kože.

Detaljan korisnički priručnik [stranica 2- f1]:

1. Prije prve uporabe potpuno napunite uređaj. Vrijeme punjenja je otprilike 2,5 sata. Za uključivanje uređaja pritisnite tipku "5" oko 3 sekunde. Prema zadanim postavkama, način čišćenja je postavljen na razinu intenziteta 1, uređaj radi pomoću vibracija i topline. Ovisno o individualnim potrebama kože, temperaturu možete podešeti tipkom "7". Možete odabrati fotonska svjetla pritiskom na tipku "6".
- u svakom načinu (5 minuta za način 1).
2. Pritisnite tipku Mode za ulazak u način rada Cool (krioterapija), uređaj radi s vibracijama i toplinom. Prema individualnim potrebama, možete pritisnuti 7 za podešavanje temperature (sesija traje 2 minute. Nakon isključivanja, ventilator nastavlja raditi 2 minute kako bi se ohladio)
3. Pritisnite tipku za napajanje "5" za ulazak u EMS mod. Uređaj vibrira i proizvodi EMS

mikrostruje. Ovisno o vašim individualnim potrebama, možete podesiti razinu EMS pritiskom na tipku "7" (zadana postavka vremena je 5 minuta za način rada 3).

4. Pritisnite tipku "5" za uključivanje načina ovlaživanja. Uređaj vibrira, stvarajući toplinu i EMS mikrostruje koje prodiru kroz kožu. Ovisno o vašim individualnim potrebama, možete podesiti intenzitet EMS-a pritiskom na tipku "7" (zadana postavka vremena je 5 minuta za način rada 4).

5. Pritisnite tipku za napajanje "5" da biste uključili način rada za sintezu kolagena. Uređaj vibrira i hladi, emitirajući EMS mikrostruju na kožu. Prema vašim individualnim potrebama, možete podesiti intenzitet EMS-a pritiskom na tipku "7" (zadana postavka vremena 2 minute za način rada 5).

Način pročišćavanja:

(otvara pore i izbacuje prljavštinu iz dubokih slojeva kože)

Prije korištenja Glossy Pro, trebali biste temeljito ukloniti šminku i očistiti kožu od svih nečistoća. U tu svrhu možete koristiti zvučnu četkicu za zube. Da biste koristili način Clean, trebat će vam pamučni štapić. Uklonite prozirni rub i stavite vatu natopljenu micelarnom tekućinom ili drugom tekućinom za skidanje šminke na sredinu glave. Zatim na njega stavite prozirni prsten za pričvršćivanje pamučnog jastučića. Pokrenite uređaj uključivanjem čistog načina rada. Vaša koža će se zagrijati kako bi se otvorile pore i bolje izbacila prljavštinu, ostavljajući je na vatnom jastučiću. Vaše pore će ostati čiste, a koža će biti spremna za sljedeće korake njege.

Način krioterapije

(smanjuje i zatvara pore, zateže kožu)

Cool način rada, odnosno krioterapija, učinkovito zatvara pore i održava hidrataciju kože. Izmjenična temperatura od 6-42OC uzrokuje da koža postaje čvršća na prirodan način, postaje glatkija i kompaktnija.

EMS način zatezanja

(stimulira mišićne stanice i zateže kožu, uklanja bore)

Prije pokretanja EMS moda na lice nanosite serum ili ampulu prilagođenu potrebama vaše kože. EMS mikrostruje stimuliraju mišiće, elasticiziraju i energiziraju kožu. Uklanjaju bore na površini kože te joj vraćaju mladenački izgled, čvrstoću i glatkoću.

Način ovlaživanja

(olakšava upijanje hranjivih tvari u kožu, podiže i zateže)

Nakon čišćenja na lice nanosite proizvod za njegu kože poput seruma, ampule ili esencije. Aktivirajte hidratantni način rada za prijenos aktivnih sastojaka duboko u kožu. U svakom načinu rada možete aktivirati crvenu, plavu ili žutu fotonsku svjetlost ovisno o potrebama vaše kože.

Način sinteze kolagena

(zadržavaju hranjive tvari u koži, aktiviraju sintezu kolagena)

Nakon upijanja proizvoda za njegu kože, uključite način rada za sintezu kolagena, ohladite se kako biste suzili pore i zadržali vlažnost i njegu kože. EMS mikrostruje će potaknuti stanice kože na sintezu kolagena i zategnuti mišiće, dajući učinak zatezanja i podizanja kože. U svakom načinu rada možete odabrati crvenu, plavu ili žutu fotonsku svjetlost ovisno o potrebama vaše kože.

Sigurnosne upute:

1. Prije uporabe pročitajte sve sigurnosne upute.
2. Slijedite korisnički priručnik za korištenje ovog uređaja.
3. Nemojte rastavljati ili modificirati uređaj, obratite se svom distributeru za popravak.
4. Koristite uređaj samo u svrhu za koju je namijenjen, kako je opisano u ovom priručniku.
5. Nemojte pohranjivati niti koristiti uređaj na mjestima s visokom temperaturom i vlažnošću, kao što je na suncu, blizu vatre, u kupaonici itd. Kako biste izbjegli požar ili strujni udar.
6. Nemojte koristiti ili postavljati uređaj u vlažnom okruženju, u slučaju kratkog spoja, strujnog udara ili požara.
7. Držite podalje od djece i osoba s fizičkim poteškoćama. Potreban je strogi nadzor kada uređajem rukuje korisnik mlađi od 18 godina.
8. Kada funkcija hlađenja radi, potrošnja energije je relativno velika, ventilator će imati

kašnjenje u odvođenju topline. Uređaj treba ostaviti sa strane otprilike 10 minuta do sljedeće uporabe nakon korištenja funkcije Cool.

9. Ne ostavljajte uređaj priključen na napajanje dulje vrijeme.

10. Ne dirajte ga mokrim rukama, to može dovesti do strujnog udara ili kratkog spoja.

11. Nemojte postavljati uređaj na mjesta s visokom vlagom jer to može dovesti do strujnog udara, kratkog spoja ili oštećenja izolacije.

12. Ne ostavljajte uređaj u dohvatu djece.

13. Djeca ne smiju koristiti uređaj.

14. Zabranjeno je koristiti ga na mjestima gdje se skladište zapaljivi materijali.

15. Nemojte čistiti uređaj korozivnim tvarima.

16. Koristite samo isporučeno napajanje.

17. Prije spajanja na napajanje provjerite je li uređaj suh.

18. Ne koristite uređaj na koži opečenoj suncem.

19. Prekinite korištenje u slučaju neželjenih nuspojava.

Pažnja:

1. Prestanite koristiti kada proizvod postane pretjerano vruć kako biste izbjegli opekline.

2. Nemojte ispuštati ili udarati uređaj.

3. Nemojte koristiti uređaj ako je kabel za napajanje oštećen.

Kontraindikacije:

- trudnoća i dojenje
- metalni implantati, pacemaker
- metalni predmeti (npr. nakit)
- tumor
- vrućica
- bolesna stanja, slabost
- poremećaj kontinuiteta epidermisa
- prethodno korišteni fileri, botox
- virusne, bakterijske i gljivične bolesti kože
- akutni oblici rosacea i flegmona
- aktivni herpes
- epilepsija
- migrene
- bolesti štitnjače

Indikacije:

- gubitak čvrstoće kože
- siva i zemljana boja kože
- bore
- promjena boje
- suha, dehidrirana koža

Više informacija o tvrtki i proizvodima [stranica 2 - f2]:

- www.beautifly.eu
- www.youtube.com/beautifly.eu

Inträde:	DC 5V
Temperatur:	6-42°C (+/-50C)
Vibration:	8000 (-+ 10) rpm
Laddningstid:	2,5 timmar
Laddningsström:	500mA
Kraft:	max 8,5W
Batterikapacitet:	1000mAh
Standbytid:	45 dagar
Nettovikt:	145 g
Enhetsstorlek:	175*55*67mm

Säkerhet:

Innan du använder produkten, läs denna bruksanvisning och följ rekommendationerna i den när du använder enheten.

Varm-kall princip:

Studier visar att att nå huden vid en temperatur på 42°C hjälper till att producera HSP-protein, reparera hudens nervceller och stärka hudens elasticitet för att förhindra rynkor. En värmebehandling med en temperatur på 42°C hjälper till att lossa hudens porer för djuprengöring, medan en kylbehandling med en kyleffekt på upp till 6°C omedelbart stramar upp porerna och låser in näring. Omväxlande värme och kyla vård, stimulerar huden, förbättrar cirkulationen och påskyndar metabolismen av kvarhållna vätskor. Dessutom eliminerar den effektivt mörka ringar under ögonen, slätar ut fina linjer och svullnader och gör huden ljusare. I kombination med mikrovibrationer har det en positiv effekt på hudens fasthet och minskar trötthet. Huden blir strålende och upplyst på ett naturligt sätt.

EMS elektrostimulering:

EMS bidrar till aktiveringen av hudceller, stimulerar dem att producera kollagen, vilket förbättrar hudens elasticitet, jämnar ut rynkor och lämnar huden slät och frisk.

Crio-effekt:

1. Främjar hudens fasthet, bibehåller elasticiteten, förebygger allergier och andra hudproblem.
2. Minskar porer, behåller fukten i huden och jämnar ut rynkor.
3. Regenererar muskler, lindrar hudtrötthet och spänning, minskar rodnad och smärta och hämmar multiplikationen av akneskador.

Fotonljusterapi:

1. Rött ljus: våglängd 620nm (± 10 nm) 18 lysdioder når huden djupt 630nm för att främja blodcirkulationen, och kollagenförnyelse förbättrar hudens elasticitet för att hålla huden slät och återfuktad. Lämplig för slapp och rynkig hud.
2. Blått ljus: våglängd 470 (± 10 nm) 18 lysdioder når huden djupt 480nm för att döda bakterier, främja blodcirkulationen, kan penetrera upp till 0,25 mm under huden, döda bakterier. Den har antiinflammatoriska och bakteriedödande egenskaper, stödjer behandlingen av akne och minskar akneärr.
3. Gult fotonljus: våglängd 600nm (± 10 nm) 18 lysdioder når huden djupt 610nm för att förbättra cellsyresättningen. Stimulerar lymfdränage. Förbättrar tillståndet för grov hud, används för att behandla hudrodnad.

Detaljerad användarmanual [sida 2-f1]:

1. Ladda enheten helt innan den används första gången. Laddningstiden är cirka 2,5 timmar. För att slå på enheten, tryck på "5"-knappen i cirka 3 sekunder. Som standard är rengöringsläget inställt på intensitetsnivå 1, enheten arbetar med vibrationer och värme. Beroende på hudens individuella behov kan temperaturen justeras med "7"-knappen. Du kan välja fotonljus genom att trycka på "6"-knappen i varje läge (5 minuters tid för läge 1).
2. Tryck på lägesknappen för att gå in i kyläge (kryoterapi), enheten arbetar med vibrationer och värme. Efter individuella behov kan du trycka på 7 för att justera temperaturen (sessionen varar 2 minuter. Efter avstängning fortsätter fläkten att gå i 2 minuter för att

svalna)

3. Tryck på strömknappen "5" för att gå in i EMS-läget. Enheten vibrerar och producerar EMS-mikroströmmar. Beroende på dina individuella behov kan du justera EMS-nivån genom att trycka på "7"-knappen (standardtidsinställning 5 minuter för läge 3).

4. Tryck på "5"-knappen för att aktivera befuktningsläget. Enheten vibrerar, genererar värme och EMS-mikroströmmar som penetrerar huden. Beroende på dina individuella behov kan du justera EMS-intensiteten genom att trycka på "7"-tangenten (standardinställning 5 minuter för läge 4).

5. Tryck på strömknappen "5" för att aktivera kollagensyntesläget. Enheten vibrerar och kyler och avger EMS-mikroström till huden. Beroende på dina individuella behov kan du justera EMS-intensiteten genom att trycka på "7"-knappen (standardtidsinställning 2 minuter för läge 5).

Reningsläge:

(öppnar porer och exporterar smuts från hudens djupa lager)

Innan du använder Glossy Pro bör du noggrant ta bort din makeup och rengöra huden från eventuella orenheter. Du kan använda en sonisk tandborste för detta ändamål. För att använda rengöringsläget behöver du en bomullspinne. Ta bort den genomskinliga kanten och placera en bomullsronde i indränkt i micellär vätska eller annan sminkborttagningsvätska i mitten av huvudet. Sätt sedan en genomskinlig ring på den för att fästa bomulldynan. Starta enheten genom att aktivera reningsläget. Din hud kommer att värmas upp för att öppna porerna och bättre transportera ut smutsen och lämna den kvar på bomulldynan. Dina porer kommer att förbli rena och din hud kommer att vara redo för nästa vårdsteg.

Kryoterapiläge

(minskar och stänger porer, stramar upp huden)

Cool mode, dvs kryoterapi, stänger effektivt porerna och upprätthåller hudens återfuktning. Den alternerande temperaturen från 6-42°C gör att huden blir fastare på ett naturligt sätt, blir slätare och mer kompakt.

EMS-spänningsläge

(stimulerar muskelceller och stramar upp huden, eliminerar rynkor)

Innan du startar EMS-läget, applicera ett serum eller ampull anpassad efter din huds behov i ditt ansikte. EMS-mikroströmmar stimulerar musklerna, elastiserar och ger huden energi. De tar bort kråkspårar och rynkor på huden och återställer dess ungdomliga utseende, fasthet och jämnhet.

Befuktningsläge

(underlättar upptaget av näringsämnen i huden, lyfter och stramar upp)

Efter rengöring, applicera en hudvårdsprodukt som ett serum, ampull eller essens i ansiktet. Aktivera det fuktgivande läget för att transportera aktiva ingredienser djupt in i huden. I varje läge kan du aktivera rött, blått eller gult fotonljus beroende på din huds behov.

Kollagensyntesläge

(behåll näring i huden, aktivera kollagensyntes)

Efter att ha absorberat hudvårdsprodukter, slå på kollagensyntesläget, kyla ner för att krympa porerna och behålla fukt och vård i huden. EMS mikroströmmar kommer att stimulera hudceller att syntetisera kollagen och spänna musklerna, vilket ger effekten av att strama upp och lyfta huden. I varje läge kan du välja rött, blått eller gult fotonljus beroende på dina hudbehov.

Säkerhets instruktioner:

1. Läs alla säkerhetsinstruktioner före användning.
2. Följ bruksanvisningen för att använda denna enhet.
3. Ta inte isär eller modifiera enheten, kontakta din distributör för reparation.
4. Använd endast enheten för dess avsedda ändamål, enligt beskrivningen i denna bruksanvisning.
5. Förvara eller använd inte enheten på en plats med hög temperatur och luftfuktighet, som i solen, nära eld, i badrummet etc. För att undvika brand eller elektriska stötar.
6. Använd eller placera inte enheten i fuktigt tillstånd i händelse av kortslutning, elektrisk stöt eller brand.

7. Förvaras åtskilt från barn och fysiskt funktionshindrade. Noggrann övervakning krävs när enheten används av en användare under 18 år.
8. När kylfunktionen fungerar är strömförbrukningen relativt stor, fläkten kommer att ha en fördröjning i värmeavledning. Apparaten ska stå åt sidan i cirka 10 minuter tills nästa användning efter användning av Cool-funktionen.
9. Lämna inte enheten ansluten till strömförsörjningen under en längre tid.
10. Rör inte den med våta händer, det kan resultera i elektriska stötar eller kortslutning.
11. Placera inte enheten på platser med hög luftfuktighet, eftersom det kan resultera i elektriska stötar, kortslutning eller isoleringsskador.
12. Lämna inte enheten inom räckhåll för barn.
13. Barn får inte använda enheten.
14. Det är förbjudet att använda den på platser där brandfarligt material förvaras.
15. Rengör inte enheten med frätande ämnen.
16. Använd endast den medföljande strömförsörjningen.
17. Innan du ansluter strömförsörjningen, se till att enheten är torr.
18. Använd inte enheten på solbränd hud.
19. Avbryt användningen vid oönskade biverkningar.

Uppmärksamhet:

1. Sluta använda när produkten blir för varm för att undvika brännskador.
2. Tappa eller slå inte enheten.
3. Använd inte enheten om nätsladden är skadad.

Kontraindikationer:

- graviditet och amning
- metallimplantat, pacemaker
- metallföremål (t.ex. smycken)
- tumör
- feber
- sjukdomstillstånd, svaghet
- störning av kontinuiteten i epidermis
- tidigare använda fillers, botox
- virus-, bakterie- och svamphudsjukdomar
- akuta former av rosacea och slem
- aktiv herpes
- epilepsi
- migrän
- sköldkörtelsjukdomar

Indikationer:

- förlust av hudens fasthet
- grå och jordnära hudfärg
- rynkor
- missfärgning
- torr, uttorkad hud

Mer information om företaget och produkterna [sida 2 - f2]:

- www.beautify.eu
- www.youtube.com/beautify.eu

Indgang:	DC 5V
Temperatur:	6-42°C (+/-50°C)
Vibration:	8000 (-+ 10) rpm
Lade tid:	2,5 timer
Ladestrøm:	500mA
Strøm:	max 8,5W
Batterikapacitet:	1000mAh
Standby tid:	45 dage
Nettovægt:	145 g
Enhedsstørrelse:	175*55*67 mm

Sikkerhed:

Før du bruger produktet, skal du læse denne brugervejledning og følge anbefalingerne deri, når du bruger enheden.

Varm-kold princip:

Undersøgelser viser, at det at nå huden ved en temperatur på 42°C hjælper med at producere HSP-protein, reparere hudens nerveceller og styrke hudens elasticitet for at forhindre rynker. En varmebehandling med en temperatur på 42°C hjælper med at løsne hudens porer til dybderens, mens en kuldebehandling med en kold effekt på op til 6°C straks opstrammer porene og fastlåser næring. Skiftende varme- og kuldepleje, stimulerer huden, forbedrer cirkulationen og accelererer metabolismen af tilbageholdte væsker. Derudover fjerner den effektivt mørke rande under øjnene, udglatter fine linjer og hævelser og lysner huden. Kombineret med mikrovibrationer har det en positiv effekt på hudens fasthed og reducerer træthed. Huden bliver strålende og oplyst på en naturlig måde.

EMS elektrostimulation:

EMS bidrager til aktivering af hudceller og stimulerer dem til at producere kollagen, som forbedrer hudens elasticitet, udglatter rynker og efterlader huden glat og sund.

Crio effekt:

1. Fremmer hudens fasthed, bevarer elasticiteten, forebygger allergier og andre hudproblemer.
2. Reducerer porer, bevarer fugten i huden og udglatter rynker.
3. Regenererer muskler, lindrer træthed og spændinger i huden, reducerer rødme og smerte og hæmmer formering af acnelæsioner.

Foton lysterapi:

1. Rødt lys: bølgelængde 620nm (± 10 nm) 18 LED'er når dybt huden 630nm for at fremme blodcirkulationen, og kollagen-regenerering forbedrer hudens elasticitet for at holde huden glat og fugtet. Velegnet til slap og rynket hud.
2. Blåt lys: bølgelængde 470 (± 10 nm) 18 LED'er når dybt huden 480nm for at dræbe bakterier, fremme blodcirkulationen, kan trænge op til 0,25 mm ind under huden, dræbe bakterier. Det har anti-inflammatoriske og bakteriedræbende egenskaber, understøtter behandlingen af acne og reducerer acne ar.
3. Gult fotonlys: bølgelængde 600nm (± 10 nm) 18 LED'er når huden dybt 610nm for at forbedre cellelitningen. Stimulerer lymfedrænage. Forbedrer tilstanden af ru hud, der bruges til at behandle hudrødme.

Detaljeret brugervejledning [side 2-f1]:

1. Oplad venligst enheden helt før første brug. Opladningstiden er cirka 2,5 timer. For at tænde enheden skal du trykke på knappen "5" i cirka 3 sekunder. Som standard er rengøringsstanden indstillet til intensitetsniveau 1, enheden arbejder ved hjælp af vibrationer og varme. Afhængig af hudens individuelle behov kan temperaturen justeres med knappen "7". Du kan vælge fotonlys ved at trykke på knappen "6". i hver tilstand (5 minutters tid for tilstand 1).
2. Tryk på knappen Mode for at gå ind i Cool mode (Cryotherapy), enheden arbejder med vibrationer og varme. Alt efter individuelle behov kan du trykke på 7 for at justere temperaturen (sessionen varer 2 minutter. Efter slukning fortsætter ventilatoren med at køre i 2 minutter for at køle ned)

3. Tryk på tænd/sluk-knappen "5" for at gå ind i EMS-tilstand. Enheden vibrerer og producerer EMS-mikrostrømme. Afhængigt af dine individuelle behov kan du justere EMS-niveauet ved at trykke på knappen "7" (standardtidsindstilling 5 minutter for tilstand 3).
4. Tryk på knappen "5" for at aktivere befugningstilstanden. Enheden vibrerer, genererer varme og EMS-mikrostrømme, der trænger ind i huden. Afhængigt af dine individuelle behov kan du justere EMS-intensiteten ved at trykke på "7"-tasten (standardtidsindstilling 5 minutter for tilstand 4).
5. Tryk på tænd/sluk-knappen "5" for at aktivere kollagensyntesetilstand. Enheden vibrerer og afkøler og udsender EMS-mikrostrøm til huden. I henhold til dine individuelle behov kan du justere EMS-intensiteten ved at trykke på knappen "7" (standardtidsindstilling 2 minutter for tilstand 5).

Oprensningstilstand:

(åbner porer og eksporterer snavs fra de dybe lag af huden)

Før du bruger Glossy Pro, bør du fjerne din makeup grundigt og rense din hud for urenheder. Du kan bruge en sonisk tandbørste til dette formål. For at bruge Clean-tilstanden skal du bruge en vatpind. Fjern den gennemsigtige kant, og anbring en vatrondel gennemvædet med micellær væske eller anden makeupfjernende væske i midten af hovedet. Sæt derefter en gennemsigtig ring på den for at fastgøre vatrondellen. Start din enhed ved at aktivere rensstilstand. Din hud vil blive opvarmet for at åbne porene og bedre transportere snavset ud og efterlade det på vatrondellen. Dine porer forbliver rene, og din hud vil være klar til de næste plejetrin.

Kryoterapi tilstand

(reducerer og lukker porer, opstrammer huden)

Cool mode, dvs. kryoterapi, lukker effektivt porene og opretholder hudens fugtighed. Den vekslende temperatur fra 6-42OC får huden til at blive fastere på en naturlig måde, bliver glattere og mere kompakt.

EMS-spændingstilstand

(stimulerer muskelceller og strammer huden op, fjerner rynker)

Før du starter EMS-tilstanden, påfør et serum eller en ampul tilpasset din huds behov på dit ansigt. EMS mikrostrømme stimulerer musklerne, elastiserer og giver energi til huden. De fjerner kragetæer og rynker på hudoverfladen og genopretter dens ungdommelige udseende, fasthed og glathed.

Befugningstilstand

(letterer optagelsen af næringsstoffer i huden, løfter og opstrammer)

Efter rensning, påfør et hudplejeprodukt såsom en serum, ampul eller essens på dit ansigt. Aktiver den fugtgivende tilstand for at transportere aktive ingredienser dybt ind i huden. I hver tilstand kan du aktivere rødt, blått eller gult fotonlys afhængigt af din huds behov.

Kollagensyntesetilstand

(bevare næring i huden, aktivere kollagensyntese)

Efter at have absorberet hudplejeprodukter skal du slå kollagensyntesetilstanden til, køle ned for at krympe porene og bevare fugt og pleje i huden. EMS mikrostrømme vil stimulere hudceller til at syntetisere kollagen og opstramme musklerne, hvilket giver effekten af at opstramme og løfte huden. I hver tilstand kan du vælge rødt, blått eller gult fotonlys afhængigt af dine hudbehov.

Sikkerhedsinstruktioner:

1. Læs alle sikkerhedsinstruktioner før brug.
2. Følg brugervejledningen for at bruge denne enhed.
3. Adskil eller modificer ikke enheden, kontakt din forhandler for reparation.
4. Brug kun enheden til det tilsigtede formål, som beskrevet i denne vejledning.
5. Opbevar eller brug ikke enheden på et sted med høj temperatur og fugtighed, såsom i solen, i nærheden af ild, i badeværelset osv. For at undgå brand eller elektrisk stød.
6. Brug eller anbring ikke enheden i en fugtig tilstand i tilfælde af kortslutning, elektrisk stød eller brand.
7. Holdes væk fra børn og fysisk handicappede. Tæt opsyn er påkrævet, når enheden betjenes af en bruger under 18 år.

8. Når kølefunktionen virker, er strømforbruget relativt stort, ventilatoren vil have en forsinkelse i varmeafgivelsen. Enheden skal stilles til side i cirka 10 minutter indtil næste brug efter brug af Cool-funktionen.
9. Lad ikke enheden være tilsluttet strømforsyningen i længere tid.
10. Rør ikke ved den med våde hænder, det kan resultere i elektrisk stød eller kortslutning.
11. Anbring ikke enheden på steder med høj luftfugtighed, da det kan resultere i elektrisk stød, kortslutning eller isolationsskader.
12. Efterlad ikke enheden inden for børns rækkevidde.
13. Børn må ikke bruge enheden.
14. Det er forbudt at bruge det på steder, hvor der opbevares brændbare materialer.
15. Rengør ikke enheden med ætsende stoffer.
16. Brug kun den medfølgende strømforsyning.
17. Før du tilslutter strømforsyningen, skal du sørge for, at enheden er tør.
18. Brug ikke enheden på solskoldet hud.
19. Afbryd brugen i tilfælde af uønskede bivirkninger.

Opmærksomhed:

1. Stop brugen, når produktet bliver for varmt for at undgå forbrændinger.
2. Tab eller slå ikke enheden.
3. Brug ikke enheden, hvis netledningen er beskadiget.

Kontraindikationer:

- graviditet og amning
- metalimplantater, pacemaker
- metalgenstande (f.eks. smykker)
- tumor
- feber
- sygdomstilstande, svaghed
- forstyrrelse af kontinuiteten af epidermis
- tidligere brugte fillers, botox
- virale, bakterielle og svampe hudsygdomme
- akutte former for rosacea og flegmon
- aktiv herpes
- epilepsi
- migræne
- skjoldbruskkirtelsygdomme

Indikationer:

- tab af hudens fasthed
- grå og jordagtig hudfarve
- rynker
- misfarvning
- tør, dehydreret hud

Mere information om virksomheden og produkterne [side 2 - f2]:

- www.beautifly.eu
- www.youtube.com/beautifly.eu

Toegang:	Gelijkstroom 5V
Temperatuur:	6-42°C (+/-5°C)
Trillingen:	8000 (-+ 10) tpm
Laadtijd:	2,5 uur
Laadstroom:	500 mA
Stroom:	maximaal 8,5W
Batterij capaciteit:	1000 mAh
Standby-tijd:	45 dagen
Netto gewicht:	145g
Apparaatgrootte:	175*55*67mm

Beveiliging:

Voordat u het product gebruikt, dient u deze gebruikershandleiding te lezen en de daarin opgenomen aanbevelingen op te volgen bij gebruik van het apparaat.

Warm-koud principe:

Studies tonen aan dat het bereiken van de huid bij een temperatuur van 42°C helpt bij de productie van HSP-eiwit, het herstel van de zenuwcellen van de huid en het versterken van de elasticiteit van de huid om rimpels te voorkomen. Een warmtebehandeling met een temperatuur van 42°C helpt de poriën van de huid los te maken voor een diepe reiniging, terwijl een koudebehandeling met een koud effect tot 6°C de poriën onmiddellijk vernauwt en de voeding vasthoudt. Afwisselende warmte- en koudeverzorging stimuleert de huid, verbetert de bloedsomloop en versnelt de stofwisseling van vastgehouden vloeistoffen. Bovendien elimineert het effectief donkere kringen onder de ogen, verzacht fijne lijntjes en zwellingen en verheldert de huid. Gecombineerd met microvibraties heeft het een positief effect op de stevigheid van de huid en vermindert het vermoeidheid. De huid wordt op een natuurlijke manier stralend en verlicht.

EMS-elektrostimulatie:

EMS draagt bij aan de activering van huidcellen en stimuleert deze om collageen te produceren, wat de elasticiteit van de huid verbetert, rimpels verzacht en de huid glad en gezond maakt.

Crio-effect:

1. Bevordert de stevigheid van de huid, behoudt de elasticiteit, voorkomt allergieën en andere huidproblemen.
2. Verkleint de poriën, houdt vocht vast in de huid en verzacht rimpels.
3. Regeneert de spieren, verlicht vermoeidheid en spanning van de huid, vermindert roodheid en pijn en remt de vermenigvuldiging van acne-laesies.

Fotonenlichttherapie:

1. Rood licht: golflengte 620 nm (± 10 nm) 18 LED's bereiken diep de huid 630 nm om de bloedcirculatie te bevorderen, en collageenregeneratie verbetert de elasticiteit van de huid om de huid glad en gehydrateerd te houden. Geschikt voor een verslachte en gerimpelde huid.
2. Blauw licht: golflengte 470 (± 10 nm) 18 LED's bereiken diep de huid 480 nm om bacteriën te doden, de bloedcirculatie te bevorderen, kunnen tot 0,25 mm onder de huid doordringen, bacteriën doden. Het heeft ontstekingsremmende en bacteriedodende eigenschappen, ondersteunt de behandeling van acne en vermindert acne-tekens.
3. Geel fotonlicht: golflengte 600 nm (± 10 nm) 18 LED's bereiken diep de huid 610 nm om de celoxygenatie te verbeteren. Stimuleert de lymfedrainage. Verbetert de conditie van een ruwe huid, gebruikt om roodheid van de huid te behandelen.

Gedetailleerde gebruikershandleiding [pagina 2- f1]:

1. Laad het apparaat vóór het eerste gebruik volledig op. De oplaadtijd bedraagt ongeveer 2,5 uur. Om het apparaat in te schakelen, drukt u ongeveer 3 seconden op de knop "5". Standaard staat de reinigingsmodus ingesteld op intensiteitsniveau 1, het apparaat werkt op basis van trillingen en warmte. Afhankelijk van de individuele behoeften van de huid kan de temperatuur worden aangepast met behulp van de "7"-knop. U kunt fotonlichten selecteren door op de knop "6" te drukken in elke modus (5 minuten tijd voor modus 1).

2. Druk op de Mode-knop om naar de Cool-modus (Cryotherapie) te gaan, het apparaat werkt met trillingen en warmte. Afhankelijk van de individuele behoeften kunt u op 7 drukken om de temperatuur aan te passen (sessie duurt 2 minuten. Na het uitschakelen blijft de ventilator nog 2 minuten draaien om af te koelen)
3. Druk op de aan/uit-knop "5" om de EMS-modus te openen. Het apparaat trilt en produceert EMS-microstromen. Afhankelijk van uw individuele behoeften kunt u het EMS-niveau aanpassen door op de knop "7" te drukken (standaard tijdstelling 5 minuten voor modus 3).
4. Druk op de knop "5" om de bevochtigingsmodus in te schakelen. Het apparaat trilt en genereert warmte en EMS-microstromen die de huid binnendringen. Afhankelijk van uw individuele behoeften kunt u de EMS-intensiteit aanpassen door op de toets "7" te drukken (standaard tijdstelling 5 minuten voor modus 4).
5. Druk op de aan/uit-knop "5" om de collageensynthesemodus in te schakelen. Het apparaat trilt en koelt af, waardoor EMS-microstroom naar de huid wordt gestuurd. Afhankelijk van uw individuele behoeften kunt u de EMS-intensiteit aanpassen door op de knop "7" te drukken (standaard tijdstelling 2 minuten voor modus 5).

Zuiveringsmodus:

(opent poriën en voert vuil uit de diepe lagen van de huid)

Voordat u Glossy Pro gebruikt, moet u uw make-up grondig verwijderen en uw huid reinigen van eventuele onzuiverheden. Hiervoor kunt u een sonische tandenborstel gebruiken. Om de Clean-modus te gebruiken, heb je een wattenstaafje nodig. Verwijder de transparante rand en plaats een wattenschijfje gedrenkt in micellaire vloeistof of een andere make-upverwijderingsvloeistof in het midden van het hoofd. Plaats er vervolgens een transparante ring op om het wattenschijfje aan te bevestigen. Start uw apparaat door de schone modus in te schakelen. Je huid wordt verwarmd om de poriën te openen en het vuil beter naar buiten te transporteren, waardoor het op het wattenschijfje achterblijft. Je poriën blijven schoon en je huid is klaar voor de volgende verzorgingsstappen.

Cryotherapie-modus

(verkleint en sluit poriën, verstevigt de huid)

De koele modus, d.w.z. cryotherapie, sluit effectief de poriën en handhaaft de hydratatie van de huid. De wisselende temperatuur van 6-42°C zorgt ervoor dat de huid op natuurlijke wijze steviger wordt, gladder en compacter.

EMS-spanmodus

(stimuleert spiercellen en verstevigt de huid, waardoor rimpels worden geëlimineerd)

Voordat u de EMS-modus start, brengt u een serum of ampul aan die is aangepast aan de behoeften van uw huid op uw gezicht. EMS-microstromen stimuleren de spieren, maken de huid elastisch en geven energie. Ze verwijderen kraaienpootjes en rimpels op het huidoppervlak en herstellen de jeugdige uitstraling, stevigheid en gladheid.

Bevochtigingsmodus

(vergemakkelijkt de opname van voedingsstoffen in de huid, lift en verstevigt)

Breng na het reinigen een huidverzorgingsproduct zoals een serum, ampul of essence aan op uw gezicht. Activeer de vochtinbrengende modus om actieve ingrediënten diep in de huid te transporteren. In elke modus kunt u rood, blauw of geel fotonenlicht activeren, afhankelijk van de behoeften van uw huid.

Collageensynthesemodus

(behoud voeding in de huid, activeer collageensynthese)

Nadat u de huidverzorgingsproducten heeft geabsorbeerd, schakelt u de collageensynthesemodus in, koelt u af om de poriën te verkleinen en vocht en verzorging in de huid vast te houden. EMS-microstromen stimuleren de huidcellen om collageen te synthetiseren en de spieren aan te spannen, waardoor het effect ontstaat dat de huid strakker en hoger wordt. In elke modus kunt u rood, blauw of geel fotonenlicht kiezen, afhankelijk van de behoeften van uw huid.

Veiligheidsinstructies:

1. Lees vóór gebruik alle veiligheidsinstructies.
2. Volg de gebruikershandleiding om dit apparaat te gebruiken.
3. Demonteer of wijzig het apparaat niet; raadpleeg uw distributeur voor reparatie.
4. Gebruik het apparaat alleen voor het beoogde doel, zoals beschreven in deze handleiding.

5. Bewaar of gebruik het apparaat niet op een plaats met een hoge temperatuur en vochtigheid, zoals in de zon, in de buurt van vuur, in de badkamer, enz. Om brand of elektrische schokken te voorkomen.
6. Gebruik of plaats het apparaat niet in een vochtige toestand, in geval van kortsluiting, elektrische schokken of brand.
7. Houd het uit de buurt van kinderen en lichamelijk gehandicapten. Nauwlettend toezicht is vereist wanneer het apparaat wordt bediend door een gebruiker jonger dan 18 jaar.
8. Wanneer de koelfunctie werkt, is het stroomverbruik relatief groot, de ventilator zal een vertraging in de warmteafvoer hebben. Het apparaat moet ongeveer 10 minuten aan de kant worden gezet tot het volgende gebruik na gebruik van de Cool-functie.
9. Laat het apparaat niet voor langere tijd aangesloten op de stroomvoorziening.
10. Raak het apparaat niet aan met natte handen; dit kan een elektrische schok of kortsluiting tot gevolg hebben.
11. Plaats het apparaat niet op plaatsen met een hoge luchtvochtigheid, omdat dit kan leiden tot elektrische schokken, kortsluiting of schade aan de isolatie.
12. Laat het apparaat niet binnen het bereik van kinderen achter.
13. Kinderen mogen het apparaat niet gebruiken.
14. Het is verboden om het te gebruiken op plaatsen waar brandbare materialen zijn opgeslagen.
15. Maak het apparaat niet schoon met bijtende stoffen.
16. Gebruik alleen de meegeleverde voeding.
17. Zorg ervoor dat het apparaat droog is voordat u de voeding aansluit.
18. Gebruik het apparaat niet op een door de zon verbrande huid.
19. Stop het gebruik bij ongewenste bijwerkingen.

Aandacht:

1. Stop met het gebruik als het product te heet wordt om brandwonden te voorkomen.
2. Laat het apparaat niet vallen en sla er niet tegen.
3. Gebruik het apparaat niet als het netsnoer beschadigd is.

Contra-indicaties:

- zwangerschap en borstvoeding
- metalen implantaten, pacemaker
- metalen voorwerpen (bijvoorbeeld sieraden)
- tumor
- koorts
- ziekte toestanden, zwakte
- verstoring van de continuïteit van de epidermis
- eerder gebruikte fillers, botox
- virale, bacteriële en schimmelhuidziekten
- acute vormen van rosacea en phlegmon
- actieve herpes
- epilepsie
- migraine
- schildklierziekten

Indicaties:

- verlies van stevigheid van de huid
- grijze en aardse huidskleur
- rimpels
- verkleuring
- droge, vochtarme huid

Meer informatie over het bedrijf en de producten [pagina 2 - f2]:

- www.beautifly.eu
- www.youtube.com/beautifly.eu

Giriş:	DC 5V
Sıcaklık:	6-42OC (+/-5OC)
Titreşim:	8000 (-+ 10) dev/dak
Şarj süresi:	2,5 saat
Şarj akımı:	500mA
Güç:	maksimum 8,5W
Pil Kapasitesi:	1000mAh
Bekleme süresi:	45 gün
Net ağırlığı:	145g
Cihaz Boyutu:	175*55*67mm

Güvenlik:

Ürünü kullanmadan önce bu kullanım kılavuzunu okuyun ve cihazı kullanırken burada yer alan önerilere uyun.

Sıcak-soğuk prensibi:

Araştırmalar, cilde 42°C sıcaklığa ulaşmanın HSP proteini üretmeye, cilt sinir hücrelerini onarmaya ve kırışıklıkları önlemek için cilt elastikiyetini güçlendirmeye yardımcı olduğunu gösteriyor. 42°C'ye kadar ısıtma işlemi, derin temizlik için ciltteki gözeneklerin gevşetilmesine yardımcı olurken, 6°C'ye kadar soğuk etkili soğuk uygulama, gözenekleri anında sıkılaştırarak beslenmeyi kilitler. Alternatif sıcak ve soğuk bakım, cildi canlandırır, dolaşımı iyileştirir ve tutulan sıvıların metabolizmasını hızlandırır. Ayrıca göz altındaki koyu halkaları etkili bir şekilde ortadan kaldırır, ince çizgileri ve şişliği yumuşatır, cildi aydınlatır. Mikro titreşimlerle birleştiğinde cilt sıkılığı olumlu yönde etkiler ve yorgunluğu azaltır. Cilt doğal bir şekilde parlaklaşır ve aydınlanır.

EMS elektrostimülasyonu:

EMS, cilt hücrelerinin aktivasyonuna katkıda bulunur, onları kolajen üretmeye teşvik eder, bu da cildin elastikiyetini artırır, kırışıklıkları yumuşatır ve cildi pürüzsüz ve sağlıklı bırakır.

Krio Etkisi:

1. Cildin sıkılığını artırır, elastikiyetini korur, alerjileri ve diğer cilt problemlerini önler.
2. Gözenekleri azaltır, ciltteki nem tutar ve kırışıklıkları yumuşatır.
3. Kasları yeniler, cilt yorgunluğunu ve gerginliğini giderir, kızarıklığı ve ağrıyı azaltır, akne lezyonlarının çoğalmasını engeller.

Foton ışık tedavisi:

1. Kırmızı ışık: dalga boyu 620nm (±10nm) 18 LED, kan dolaşımını teşvik etmek için cilde 630 nm'ye derinlemesine ulaşır ve kollajen yenilenmesi, cildin pürüzsüz ve nemli kalmasını sağlamak için cilt elastikiyetini artırır. Sarkmış ve kırışmış ciltler için uygundur.
2. Mavi ışık: dalga boyu 470 (±10nm) 18 LED, bakterileri öldürmek için 480 nm derinliğe kadar cilde ulaşır, kan dolaşımını teşvik eder, cilt altına 0,25 mm'ye kadar nüfuz edebilir, bakterileri öldürür. Antiinflatuar ve bakteri yok edici özelliklere sahiptir, sivilce tedavisini destekler ve sivilce izlerini azaltır.
3. Sarı foton ışığı: dalga boyu 600nm (±10nm) 18 LED, hücre oksijenlenmesini iyileştirmek için cilde 610nm derinlemesine ulaşır. Lenfatik drenajı uyarır. Cilt kızarıklığını tedavi etmek için kullanılan pürüzlü cildin durumunu iyileştirir.

Ayrıntılı kullanım kılavuzu [sayfa 2- f1]:

1. Lütfen ilk kullanımdan önce cihazı tamamen şarj edin. Şarj süresi yaklaşık 2,5 saattir. Cihazı açmak için "5" tuşuna yaklaşık 3 saniye basın. Varsayılan olarak temizleme modu yoğunluk seviyesi 1'e ayarlıdır, cihaz titreşim ve ısı kullanarak çalışır. Cildin bireysel ihtiyaçlarına göre sıcaklık "7" tuşu kullanılarak ayarlanabilir. "6" tuşuna basarak foton ışıklarını seçebilirsiniz her modda (mod 1 için 5 dakikalık süre).
2. Soğutma moduna (Kriyoterapi) girmek için Mod tuşuna basın, cihaz titreşim ve ısı ile çalışır. Bireysel ihtiyaçlara göre 7 tuşuna basarak sıcaklığı ayarlayabilirsiniz (seans 2 dakika sürer. Kapatıldıktan sonra fan soğumak için 2 dakika daha çalışmaya devam eder)
3. EMS moduna girmek için "5" güç düğmesine basın. Cihaz titreşir ve EMS mikro akımları üretir. Bireysel ihtiyaçlarınıza bağlı olarak "7" tuşuna basarak EMS seviyesini

ayarlayabilirsiniz (mod 3 için varsayılan süre ayarı 5 dakikadır).

4. Nemlendirme modunu açmak için "5" tuşuna basın. Cihaz titreşir ve cilde nüfuz eden ısı ve EMS mikro akımları üretir. Bireysel ihtiyaçlarınıza bağlı olarak "7" tuşuna basarak EMS yoğunluğunu ayarlayabilirsiniz (mod 4 için varsayılan süre ayarı 5 dakikadır).

5. Kollajen sentezi modunu açmak için "5" güç düğmesine basın. Cihaz titreşir ve soğuyarak cilde EMS mikro akımı yayar. Bireysel ihtiyaçlarınıza göre "7" tuşuna basarak EMS yoğunluğunu ayarlayabilirsiniz (mod 5 için varsayılan süre ayarı 2 dakikadır).

Aritma Modu:

(Gözenekleri açar ve cildin derin katmanlarındaki kiri dışarı atar)

Glossy Pro'yu kullanmadan önce makyajınızı iyice çıkarmalı ve cildinizi her türlü yabancı maddeden arındırmalısınız. Bu amaçla sonik diş fırçası kullanabilirsiniz. Temizleme modunu kullanmak için pamuklu bir çubuğa ihtiyacınız olacaktır. Şeffaf kenarı çıkarın ve misel sıvısına veya başka bir makyaj temizleme sıvısına batırılmış pamuklu bir pedi kafanın ortasına yerleştirin. Daha sonra pamuklu pedi takmak için üzerine şeffaf bir halka takın. Temiz modu açarak cihazınızı başlatın. Cildiniz gözenekleri açmak ve kiri daha iyi dışarı taşımak ve pamuğu üzerinde bırakmak için ısıtılacaktır. Gözenekleriniz temiz kalacak ve cildiniz bir sonraki bakım adımlarına hazır olacaktır.

Kriyoterapi modu

(Gözenekleri küçültüp kapatır, cildi sıkılaştırır)

Soğutma modu, yani Kriyoterapi, gözenekleri etkili bir şekilde kapatır ve cildin nemini korur. 6-42°C arasındaki değişen sıcaklık, cildin doğal bir şekilde daha sıkı olmasına, daha pürüzsüz ve daha kompakt olmasına neden olur.

EMS gerdirme modu

(kas hücrelerini uyarak cildi sıkılaştırır, kırışıklıkları giderir)

EMS moduna başlamadan önce cildinizin ihtiyacına uygun serum veya ampulü yüzünüze uygulayın. EMS mikro akımları kasları uyarır, cildi elastikleştirir ve enerji verir. Cilt yüzeyindeki kaz ayaklarını ve kırışıklıkları giderir, cildin genç görünümünü, sıkılığını ve pürüzlülüğünü geri kazandırır.

Nemlendirme modu

(Besinlerin cilt tarafından emilmesini kolaylaştırır, kaldırır ve sıkılaştırır)

Temizledikten sonra yüzünüze serum, ampul veya esans gibi bir cilt bakım ürünü uygulayın. Aktif bileşenleri cildin derinliklerine taşımak için nemlendirme modunu etkinleştirin. Her modda cildinizin ihtiyacına göre kırmızı, mavi veya sarı foton ışığını etkinleştirebilirsiniz.

Kolajen sentezi modu

(ciltte beslenmeyi koruyun, kollajen sentezini etkinleştirin)

Cilt bakım ürünlerini emdikten sonra kollajen sentezi modunu açın, gözenekleri küçültmek ve ciltteki nemi ve bakımı korumak için soğumaya bırakın. EMS mikro akımları cilt hücrelerini kollajen sentezlemeleri ve kasları sıkılaştırmaları için uyarak cildi sıkılaştırma ve kaldırma etkisi sağlar. Her modda cildinizin ihtiyacına göre kırmızı, mavi veya sarı foton ışığını seçebilirsiniz.

Güvenlik talimatları:

1. Kullanmadan önce tüm güvenlik talimatlarını okuyun.
2. Bu cihazı kullanmak için kullanım kılavuzunu takip edin.
3. Cihazı sökmeyin veya üzerinde değişiklik yapmayın; onarım için distribütörünüze danışın.
4. Cihazı yalnızca bu kılavuzda açıklandığı şekilde, amacına uygun olarak kullanın.
5. Cihazı güneş, ateş yakını, banyo vb. gibi yüksek sıcaklık ve neme sahip yerlerde saklamayın veya kullanmayın. Yangın veya elektrik çarpmasını önlemek için.
6. Kısa devre, elektrik çarpması veya yangın durumunda cihazı kullanmayın veya nemli bir yere koymayın.
7. Çocuklardan ve bedensel engelli kişilerden uzak tutun. Cihaz 18 yaşın altındaki bir kullanıcı tarafından çalıştırıldığında yakın gözetim gereklidir.
8. Soğutma fonksiyonu çalışırken, güç tüketimi nispeten yüksektir, fanın ısı dağıtımında gecikme olacaktır. Soğutma fonksiyonu kullanıldıktan sonra cihaz bir sonraki kullanıma kadar yaklaşık 10 dakika bekletilmelidir.
9. Cihazı uzun süre güç kaynağına bağlı bırakmayın.

10. Islak ellerde dokunmayın, elektrik çarpmasına veya kısa devreye neden olabilir.
11. Elektrik çarpmasına, kısa devreye veya izolasyon hasarına yol açabileceğinden cihazı yüksek nemli yerlere koymayın.
12. Cihazı çocukların erişebileceği yerlerde bırakmayın.
13. Çocuklar cihazı kullanmamalıdır.
14. Yanıcı maddelerin depolandığı yerlerde kullanılması yasaktır.
15. Cihazı aşındırıcı maddelerle temizlemeyin.
16. Yalnızca birlikte verilen güç kaynağını kullanın.
17. Güç kaynağını bağlamadan önce cihazın kuru olduğundan emin olun.
18. Cihazı güneşten yanmış ciltte kullanmayın.
19. İstenmeyen yan etki görülmesi durumunda kullanmayı bırakın.

Dikkat:

1. Yanmayı önlemek için ürün aşırı ısındığında kullanmayı bırakın.
2. Cihazı düşürmeyin veya çarpmayın.
3. Güç kablosu hasarlıysa cihazı kullanmayın.

Kontrendikasyonlar:

- gebelik ve emzirme
- metal implantlar, kalp pili
- metal nesneler (örn. mücevher)
- tümör
- ateş
- hastalık durumları, halsizlik
- epidermisin devamlılığının bozulması
- Daha önce kullanılmış dolgu maddeleri, botoks
- viral, bakteriyel ve fungal cilt hastalıkları
- rosacea ve flegmonun akut formları
- aktif uçuk
- epilepsi
- migren
- tiroid hastalıkları

Belirteçler:

- cilt sıkılığının kaybı
- gri ve toprak ten rengi
- kızışıklıklar
- renk değişikliği
- kuru, nemsiz cilt

Şirket ve ürünler hakkında daha fazla bilgi [sayfa 2 - f2]:

- www.beautify.eu
- www.youtube.com/beautify.eu

вход:	DC 5V
температура:	6-42°C (+/-5°C)
Вибрация:	8000 (-+ 10) об./мин
Време за зареждане:	2,5 часа
Ток на зареждане:	500mA
мощност:	максимум 8,5W
Капацитет на батерията:	1000mAh
Време на готовност:	45 дни
Нето тегло:	145gr
Размер на устройството:	175*55*67mm

Сигурност:

Преди да използвате продукта, прочетете това ръководство за потребителя и следвайте препоръките, съдържащи се в него, когато използвате устройството.

Принцип топло-студено:

Проучванията показват, че достигането на кожата при температура от 42°C помага за производството на HSP протеин, възстановяване на кожните нервни клетки и укрепване на еластичността на кожата за предотвратяване на бръчки. Топлинна обработка с температура от 42°C помага за разхлабване на порите на кожата за дълбоко почистване, докато студена обработка със студен ефект до 6°C незабавно стяга порите и заключва подхранването. Редуването на топлинна и студена грижа, стимулира кожата, подобрява кръвообращението и ускорява метаболизма на задържаните течности. Освен това ефективно премахва тъмните кръгове под очите, изглажда фините бръчици и отоци и озарява кожата. В комбинация с микровибрации има положителен ефект върху стегнатостта на кожата и намалява умората. Кожата става сияйна и озарена по естествен начин.

EMS електростимулация:

EMS допринася за активирането на клетките на кожата, като ги стимулира да произвеждат колаген, което подобрява еластичността на кожата, изглажда бръчките и оставя кожата гладка и здрава.

Крио ефект:

1. Насърчава стегнатостта на кожата, поддържа еластичността, предотвратява алергии и други кожни проблеми.
2. Намалява порите, задържа влагата в кожата и изглажда бръчките.
3. Регенерира мускулите, облекчава умората и напрежението на кожата, намалява зачервяването и болката и инхибира размножаването на лезиите от акне.

Терапия с фотонна светлина:

1. Червена светлина: дължина на вълната 620nm (± 10 nm) 18 светодиода достигат дълбоко кожата 630nm, за да насърчат кръвообращението, а регенерацията на колаген подобрява еластичността на кожата, за да я поддържа гладка и овлажнена. Подходящ за отпусната и набръчкана кожа.
2. Синя светлина: дължина на вълната 470 (± 10 nm) 18 светодиода достигат дълбоко кожата 480nm, за да убиват бактериите, насърчават кръвообращението, могат да проникнат до 0,25 mm под кожата, убиват бактериите. Има противовъзпалителни и бактерицидни свойства, подпомага лечението на акне и намалява белезите от акне.
3. Жълта фотонна светлина: дължина на вълната 600nm (± 10 nm) 18 светодиода достигат дълбоко кожата 610nm за подобряване на оксигенацията на клетките. Стимулира лимфния дренаж. Подобрява състоянието на грубата кожа, използва се за лечение на кожни зачервявания.

Подробно ръководство за потребителя [страница 2- f1]:

1. Моля, заредете напълно устройството преди първа употреба. Времето за зареждане е приблизително 2,5 часа. За да включите устройството, натиснете бутона "5" за около 3 секунди. По подразбиране режимът на почистване е настроен на ниво на интензивност 1, устройството работи с помощта на вибрации и топлина. В зависимост от индивидуалните нужди на кожата, температурата може да се регулира с бутон "7". Можете да изберете фотонни светлини, като натиснете бутона "6".
във всеки режим (5 минути време за режим 1).
2. Натиснете бутона Mode, за да влезете в режим Cool (Cryotherapy), устройството работи

- с вибрации и топлина. Според индивидуалните нужди можете да натиснете 7, за да регулирате температурата (сесията продължава 2 минути. След изключване вентилаторът продължава да работи 2 минути, за да се охлади)
3. Натиснете бутона за хранване "5", за да влезете в режим EMS. Устройството вибрира и произвежда EMS микротокове. В зависимост от вашите индивидуални нужди, можете да регулирате нивото на EMS чрез натискане на бутона "7" (настройка на времето по подразбиране 5 минути за режим 3).
4. Натиснете бутона "5", за да включите режима на овлажняване. Устройството вибрира, генерирайки топлина и EMS микротокове, проникващи в кожата. В зависимост от вашите индивидуални нужди, можете да регулирате интензитета на EMS чрез натискане на бутона "7" (настройка на времето по подразбиране 5 минути за режим 4).
5. Натиснете бутона за хранване "5", за да включите режим на синтез на колаген. Устройството вибрира и охлажда, излъчвайки EMS микроток към кожата. Според вашите индивидуални нужди, можете да регулирате интензитета на EMS чрез натискане на бутон "7" (настройка на времето по подразбиране 2 минути за режим 5).

Режим на пречистване:

(отваря порите и изнася мръсотията от дълбоките слоеве на кожата)

Преди да използвате Glossy Pro, трябва старателно да отстраните грима си и да почистите кожата си от всякакви замърсявания. За тази цел можете да използвате звукова четка за зъби. За да използвате режима Clean, ще ви трябва памучен тампон. Отстранете прозрачния ръб и поставете памучен тампон, напоен с мицеларен флуид или друга течност за премахване на грим, в центъра на главата. След това поставете прозрачен пръстен върху него, за да прикрепите памучния тампон. Стартирайте устройството си, като включите чист режим. Кожата ви ще се нагрее, за да отвори порите и по-добре да изнесе мръсотията навън, оставяйки я върху памучния тампон. Порите ви ще останат чисти и кожата ви ще е готова за следващите стъпки на грижа.

Криотерапевтичен режим

(намалява и затваря порите, стяга кожата)

Cool режимът, т.е. криотерапията, ефективно затваря порите и поддържа хидратацията на кожата. Променливата температура от 6-42°C кара кожата да стане по-стегната по естествен начин, да стане по-гладка и по-компактна.

EMS режим на опъване

(стимулира мускулните клетки и стяга кожата, елиминира бръчките)

Преди да стартирате режим EMS, нанесете върху лицето си серум или ампула, адаптирани към нуждите на вашата кожа. EMS микротоковете стимулират мускулите, еластични и енергизирани на кожата. Премахват пачия крак и бръчките по повърхността на кожата и възвръщат нейния младежки вид, стегнатост и гладкост.

Режим на овлажняване

(улеснява усвояването на хранителни вещества в кожата, повдига и стяга)

След почистване нанесете върху лицето си продукт за грижа за кожата като серум, ампула или есенция. Активирайте режима на овлажняване, за да транспортирате активните съставки дълбоко в кожата. Във всеки режим можете да активирате червена, синя или жълта фотонна светлина в зависимост от нуждите на вашата кожа.

Режим на синтез на колаген

(задържат храната в кожата, активират синтеза на колаген)

След като абсорбирате продуктите за грижа за кожата, включете режима за синтез на колаген, охладете, за да свие порите и да запазите влагата и грижата в кожата. EMS микротоковете ще стимулират клетките на кожата да синтезират колаген и ще стегнат мускулите, давайки ефект на стягане и повдигане на кожата. Във всеки режим можете да избере червена, синя или жълта фотонна светлина в зависимост от нуждите на вашата кожа.

Инструкции за безопасност:

1. Прочетете всички инструкции за безопасност преди употреба.
2. Следвайте ръководството за потребителя, за да използвате това устройство.
3. Не разглобявайте и не модифицирайте устройството, консултирайте се с вашия дистрибутор за ремонт.
4. Използвайте устройството само по предназначение, както е описано в това ръководство.

5. Не съхранявайте и не използвайте устройството на място с висока температура и влажност, като например на слънце, близо до огън, в банята и т.н. За да избегнете пожар или токов удар.
6. Не използвайте и не поставяйте устройството във влажно състояние, в случай на късо съединение, токов удар или пожар.
7. Пазете от деца и хора с физически увреждания. Необходим е строг надзор, когато устройството се управлява от потребител под 18-годишна възраст.
8. Когато функцията за охлаждане работи, консумацията на енергия е относително голяма, вентилаторът ще има забавяне в разсейването на топлината. Устройството трябва да се остави настрана за около 10 минути до следващата употреба след използване на функцията Cool.
9. Не оставяйте устройството включено към захранването за дълго време.
10. Не го докосвайте с мокри ръце, това може да доведе до токов удар или късо съединение.
11. Не поставяйте устройството на места с висока влажност, тъй като това може да доведе до токов удар, късо съединение или повреда на изолацията.
12. Не оставяйте устройството в обсега на деца.
13. Деца не трябва да използват уреда.
14. Забранява се използването му на места, където се съхраняват запалими материали.
15. Не почиствайте устройството с корозивни вещества.
16. Използвайте само включеното захранване.
17. Преди да свържете захранването, уверете се, че устройството е сухо.
18. Не използвайте уреда върху изгоряла от слънцето кожа.
19. Прекратете употребата в случай на нежелани странични ефекти.

Внимание:

1. Спрете да използвате, когато продуктът стане прекалено горещ, за да избегнете изгаряния.
2. Не изпускайте и не удряйте устройството.
3. Не използвайте уреда, ако захранващият кабел е повреден.

Противопоказания:

- бременност и кърмене
- метални импланти, пейсмейкър
- метални предмети (напр. бижута)
- тумор
- треска
- болестни състояния, слабост
- нарушаване на непрекъснатостта на епидермиса
- използвани преди това филъри, ботокс
- вирусни, бактериални и гъбични кожни заболявания
- остри форми на розацея и флегмон
- активен херпес
- епилепсия
- мигрена
- заболявания на щитовидната жлеза

Показания:

- загуба на стегнатост на кожата
- сив и землист цвят на кожата
- бръчки
- обезцветяване
- суха, дехидратирана кожа

Повече информация за компанията и продуктите [страница 2 - f2]:

- www.beautifly.eu
- www.youtube.com/beautifly.eu

19. التوقف عن الاستخدام في حالة حدوث آثار جانبية غير مرغوب فيها

انتباه:

1. توقف عن الاستخدام عندما يصبح المنتج ساخناً للغاية لتجنب الحروق
2. لا تسقط أو تضرب الجهاز
3. لا تستخدم الجهاز في حالة تلف سلك الطاقة

موانع الاستعمال

- الحمل والرضاعة-
- زرع معدنية، جهاز تنظيم ضربات القلب-
- الأشياء المعدنية (مثل المجوهرات) -
- ورم -
- حمى -

- الحالات المرضية، والضعف-
- تعطيل استمرارية البشرة-
- الحشوات المستخدمة سابقاً، البوتوكس-
- الأمراض الجلدية الفيروسية والبكتيرية والفطرية-
- الأشكال الحادة من الوردية والبلغمون-
- الهربس النشط-
- الصرع-
- الصداع النصفي-
- أمراض الغدة الدرقية-

بدواعي الاستعمال

- فقدان صلابة الجلد-
- لون البشرة رمادي وتراخي-
- التجاعيد-
- تغير اللون-
- بشرة جافة ومجففة-

[f2- صفحة 2] مزيد من المعلومات حول الشركة والمنتجات

- www.beautifly.eu

- www.youtube.com/beautifly.eu

الوقت الافتراضي 5 دقائق للوضع 4)
5. اضغط على زر الطاقة "5" لتشغيل وضع ترميم الكولاجين. يهتز الجهاز ويبرد، وينبعث منه تيار مصغر بالضبط على الزر "7" (إعداد الوقت EMS على الجلد. وفقًا لاحتياجاتك الفردية، يمكنك ضبط كثافة EMS الافتراضي 2 دقيقة للوضع 5)

بوضع التفتيح

(يفتح المسام ويخرج الأوساخ من طبقات الجلد العميقة)
قبل استخدام جلوسي برو، يجب عليك إزالة المكياج جيدًا وتنظيف بشرتك من أي شوائب. يمكنك استخدام فرشاة أسنان صلبة لهذا الغرض. لاستخدام الوضع النظيف، ستحتاج إلى قطعة قطن. قم بإزالة الحافة الشفافة وضع وسادة قطنية مبللة بوسائل ميسيلار أو أي سائل آخر لإزالة المكياج في وسط الرأس. ثم ضع عليها حلقة شفافة لتثبيت قطعة القطن عليها. ابدأ تشغيل جهازك عن طريق تشغيل الوضع النظيف. سينم تسخين بشرتك لفتح المسام ونقل الأوساخ بشكل أفضل، وتركها على قطعة القطن. ستبقى مسامك نظيفة وستكون بشرتك جاهزة لخطوات العناية التالية

وضع العلاج بالتبريد

(يقلل ويغلق المسام ويبرد البشرة)

الوضع البارد، أي العلاج بالتبريد، يغلق المسام بشكل فعال ويحافظ على ترميم الجلد. تؤدي درجة الحرارة المتدنية من 6 إلى 42 درجة مئوية إلى أن يصبح الجلد مشدودًا بطريقة طبيعية، ويصبح أكثر نعومة وتماسكًا.

وضع الشد EMS

(يحفز خلايا العضلات ويبرد الجلد ويزيل التجاعيد)

ضعي على وجهك مصلاً أو أمبولة تتناسب مع احتياجات بشرتك. تعمل التيارات EMS قبل البدء في وضع على تحفيز العضلات ومرونة وتنشيط الجلد. فهي تزيل تجاعيد قدم الغراب والتجاعيد الموجودة EMS الدقيقة على سطح الجلد وتعيد مظهره الشبابي وثباته ونعومته

وضع الترتيب

(يسهل امتصاص العناصر الغذائية في الجلد ويبرد ويهدئ)

بعد التنظيف، ضعي منتج العناية بالبشرة مثل المصل أو الأمبولة أو الجوهر على وجهك. قم بتنشيط وضع الترتيب لنقل المكونات النشطة إلى عمق الجلد. في كل وضع، يمكنك تفعيل ضوء الفوتون الأحمر أو الأزرق أو الأصفر حسب احتياجات بشرتك

وضع تخليق الكولاجين

(يحفز إنتاج الكولاجين وينشط تخليق الكولاجين)

بعد امتصاص منتجات العناية بالبشرة، قم بتشغيل وضع إنتاج الكولاجين، ثم قم بالتبريد لتقليل المسام على تحفيز خلايا الجلد لتصنيع EMS والحفاظ على الرطوبة والعناية في الجلد. تعمل التيارات الدقيقة الكولاجين وشد العضلات، مما يعطي تأثير شد الجلد ورفع. في كل وضع، يمكنك اختيار ضوء الفوتون الأحمر أو الأزرق أو الأصفر حسب احتياجات بشرتك

تعليمات الأمان

1. أقرأ جميع تعليمات السلامة قبل الاستخدام
2. اتبع دليل المستخدم لاستخدام هذا الجهاز
3. لا تقم بتفكيك الجهاز أو تعديله، واستشر الموزع الخاص بك لإصلاحه
4. استخدم الجهاز فقط للغرض المقصود منه، كما هو موضح في هذا الدليل
5. لا تقم بتخزين الجهاز أو استخدامه في مكان ذي درجة حرارة ورطوبة عالية، مثل الشمس أو بالقرب من النار أو في الحمام وما إلى ذلك لتجنب نشوب حريق أو صدمة كهربائية
6. لا تستخدم الجهاز أو تضعه في حالة رطبة، في حالة حدوث ماس كهربائي أو صدمة كهربائية أو حريق
7. الابتعاد عن الأطفال والمعالين جسدياً يلزم الإشراف الدقيق عندما يتم تشغيل الجهاز بواسطة مستخدم يقل عمره عن 18 عامًا
8. عندما تعمل وظيفة التبريد، يكون استهلاك الطاقة كبيراً نسبياً، وستتأخر المروحة في تبديد الحرارة. يجب وضع الجهاز جانباً لمدة 10 دقائق تقريباً حتى الاستخدام التالي بعد استخدام وظيفة التبريد
9. لا تترك الجهاز متصلاً بمصدر الطاقة لفترة طويلة
10. لا تلمسه بأيدي مبللة، فقد يؤدي ذلك إلى حدوث صدمة كهربائية أو ماس كهربائي
11. لا تضع الجهاز في أماكن ذات رطوبة عالية، حيث قد يؤدي ذلك إلى حدوث صدمة كهربائية أو ماس كهربائي أو تلف العزل
12. لا تترك الجهاز في متناول الأطفال
13. لا يجوز للأطفال استخدام الجهاز
14. يمنع استخدامه في الأماكن التي يتم تخزين المواد القابلة للاشتعال فيها
15. لا تقم بتنظيف الجهاز بالمواد المسببة للتآكل
16. استخدم فقط مصدر الطاقة المرفق
17. قبل توصيل مصدر الطاقة، تأكد من جفاف الجهاز
18. لا تستخدم الجهاز على الجلد المصاب بحروق الشمس

تيار مستمر 5 فولت
42-6 درجة مئوية (+/- 5 درجة مئوية)
8000 (10+) دورة في الدقيقة
2.5 ساعة
500 مللي أمبير
الحد الأقصى 8.5 واط
1000 مللي أمبير
45 يوما
145 جرام
175*55*67 مللي متر

دخول:
درجة حرارة:
اهتزاز:
وقت الشحن:
التيار الشاحن:
قوة:
قدرة البطارية:
وقت الاستعداد:
الوزن الصافي:
حجم الجهاز:

حملية
قبل استخدام المنتج، اقر دليل المستخدم هذا واتبع التوصيات الواردة فيه عند استخدام الجهاز

مبدأ الساخن والبارد

HSP تشيخ الدراسات إلى أن وصول الجلد إلى درجة حرارة 42 درجة مئوية يساعد على إنتاج بروتين وإصلاح الخلايا العصبية الجلدية وتقوية مرونة الجلد لمنع التجاعيد. تساعد المعالجة الحرارية بدرجة حرارة 42 درجة مئوية على تخفيف مسام الجلد لتنظيفها بعمق، بينما تعمل المعالجة الباردة بتأثير بارد يصل إلى 6 درجات مئوية على تضيق المسام على الفور وتحافظ على التغذية. تعمل العناية بالحرارة والبرودة بالتناوب على تحفيز الجلد وتحسين الدورة الدموية وتسريع عملية التمثيل الغذائي للسوائل المحتجزة. بالإضافة إلى ذلك، فإنه يزيل بشكل فعال الهالات السوداء تحت العينين، وينعم الخطوط الدقيقة والتورم، ويضيء البشرة. بالاشتراك مع الاهتزاز الدقيق، يكون له تأثير إيجابي على صلابة الجلد ويقلل من التعب. يصبح الجلد مشعاً ومضيقاً بطريقة طبيعية.

EMS: التحفيز الكهربائي

في تنشيط خلايا الجلد، وتحفيزها على إنتاج الكولاجين، مما يحسن مرونة الجلد، وينعم التجاعيد، EMS يساهم ويترك البشرة ناعمة وصحية

تأثير كريبو

1. يعزز صلابة الجلد، ويحافظ على مرونته، وينعم الحساسية ومشاكل الجلد الأخرى
2. يقلل المسام ويحتفظ بالرطوبة في الجلد وينعم التجاعيد
3. يجدد العضلات ويخفف من تعب الجلد وتورمه ويقلل الاحمرار والألم وينعم تكاثر آفات حب الشباب

العلاج بالفوتون الضوئي

يصل بعمق إلى الجلد LED 1. الضوء الأحمر: الطول الموجي 620 نانومتر (± 10 نانومتر) 18 مصباح 630 نانومتر لتعزيز الدورة الدموية، كما يعمل تجديد الكولاجين على تحسين مرونة الجلد للحفاظ على البشرة ناعمة ورطبة. مناسب للبشرة المتعبة والتجاعيد
يصل بعمق إلى الجلد LED 2. الضوء الأزرق: الطول الموجي 470 (± 10 نانومتر) 18 مصباح نانومتر لقتل البكتيريا، وتعزيز الدورة الدموية، ويمكن أن يخترق ما يصل إلى 0.25 مم تحت الجلد، ويقتل البكتيريا. له خصائص مضادة للالتهابات والجراثيم، ويدعم علاج حب الشباب ويقلل من ندبات حب الشباب
يصل بعمق إلى LED 3. ضوء الفوتون الأصفر: الطول الموجي 600 نانومتر (± 10 نانومتر) 18 مصباح الجلد 610 نانومتر لتحسين أكسجة الخلايا. يحفز التصريف اللمفاوي. يحسن حالة الجلد الخشن، ويستخدم لعلاج احمرار الجلد

[1-صفحة 2] دليل المستخدم التفصيلي

1. يرجى شحن الجهاز بالكامل قبل الاستخدام الأول. وقت الشحن حوالي 2.5 ساعة لتشغيل الجهاز، اضغط على الزر "5" لمدة 3 ثوان تقريباً بشكل افتراضي، يتم ضبط وضع التنظيف على مستوى الشدة 1، ويعمل الجهاز باستخدام الاهتزاز والحرارة اعتماداً على الاحتياجات الفردية للبشرة، يمكن تعديل درجة الحرارة "باستخدام الزر 7". يمكنك تحديد أضواء الفوتون بالضغط على الزر "6" في كل وضع (5 دقائق للوضع 1)
2. اضغط على زر الوضع للدخول إلى وضع التبريد (العلاج بالتبريد)، الجهاز يعمل بالاهتزاز والحرارة وفقاً للاحتياجات الفردية، يمكنك الضغط على 7 لضبط درجة الحرارة (تستمر الجلسة لمدة دقيقتين بعد إيقاف التشغيل، تستمر المروحة في العمل لمدة دقيقتين لتبريد)
3. اضغط على زر الطاقة "5" للدخول إلى وضع اعتماداً على EMS. يهتز الجهاز وينتج تيارات دقيقة EMS. 3. اضغط على زر الطاقة "5" للدخول إلى وضع بالضغط على الزر "7" (إعداد الوقت الافتراضي هو 5 دقائق EMS احتياجاتك الفردية، يمكنك ضبط مستوى للوضع 3)
4. اضغط على الزر "5" لتشغيل وضع الترطيب. يهتز الجهاز، ويولد الحرارة والتيارات الدقيقة بالضغط على المفتاح "7" (إعداد EMS تخترق الجلد. اعتماداً على احتياجاتك الفردية، يمكنك ضبط كثافة



[PL] Zasady postępowania ze sprzętem elektrycznym i elektronicznym: Urządzeń elektrycznych i elektronicznych oraz baterii i akumulatorów nie można łączyć wraz z innymi odpadami domowymi. Informuje o tym symbol przekreślonego kosza umieszczony na opakowaniu. Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne oraz baterie i akumulatory należy przekazać do lokalnych punktów selektywnego zbierania odpadów lub do sprzedawcy. Sprzęt elektryczny i elektroniczny

oraz baterie i akumulatory mogą zawierać niebezpieczne substancje, mieszaniny oraz części składowe szkodliwe dla środowiska i zdrowia ludzi. Nieprawidłowe obchodzenie się z nimi lub ich uszkodzenie może doprowadzić przy dalszej utylizacji lub recyklingu sprzętu do uszczerbku na zdrowiu lub zanieczyszczenia środowiska. Urządzenie zostało wprowadzone do obrotu po 13.08.2005 r

[EN] Rules for handling electrical and electronic equipment: Electrical and electronic equipment as well as batteries and accumulators must not be combined with other household waste. This is indicated by the crossed-out wheeled bin symbol on the packaging. Dispose of waste electrical and electronic equipment as well as batteries and accumulators at your local separate collection point or to your dealer. Electrical and electronic equipment and batteries and accumulators may contain hazardous substances, mixtures and components that are harmful to the environment and human health. Incorrect handling or damage to them may lead to damage to health or environmental pollution when the equipment is further disposed of or recycled. The device was placed on the market after August 13, 2005



[PL] Skrócona deklaracja zgodności: Producent niniejszym na wyłączną własną odpowiedzialność oświadcza, że wyżej wymieniony produkt jest zgodny z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/30/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do kompatybilności elektromagnetycznej a także dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/65/UE z dnia 8 czerwca 2011 r. w sprawie ograniczenia stosowania

niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, wraz z dyrektywą delegowaną Komisji (UE) 2015/863 z dnia 31 marca 2015 r. zmieniającą załącznik II do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/65/UE w odniesieniu do wykazu substancji objętych ograniczeniem.

[EN] Summary declaration of conformity: The manufacturer hereby declares under its sole responsibility that the above product complies with Directive 2014/30/EU of the European Parliament and of the Council of 26 February 2014 on the harmonisation of the laws of the Member States relating to electromagnetic compatibility and Directive 2011/65/EU of the European Parliament and of the Council of 8 June 2011 on the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment, together with Commission Delegated Directive (EU) 2015/863 of 31 March 2015 amending Annex II to Directive 2011/65/EU of the European Parliament and of the Council as regards the list of restricted substances.

www.beautifly.eu/deklaracje

Importer: Beautifly Sp. z o.o. Plac Bankowy 2, 00-095 Warszawa, Polska

Model: Glossy Pro