



Therabody

JetBoots PRO Plus

Uživatelská příručka

JetBoots PRO Plus

1. Zamýšlené použití

JetBoots PRO Plus je zařízení pro vzduchovou kompresní terapii, které je určeno pro odstupňovaný tlak na nohy. JetBoots PRO Plus je určen k dočasné úlevě od drobných svalových bolestí a k dočasnému zvýšení prokrvení ošetřované oblasti u osob, které jsou v dobrém zdravotním stavu. JetBoots PRO Plus simuluje hnětení a hlazení tkání pomocí nafukovacího oděvu.



2. Co je v krabici

A Dvě kompresní botičky (Lead a Support boot)

B Napájecí adaptér

C Kabel rozbočovače


D Pouzdro na přenášení



Obrázek 1. Co je v krabici

3. Seznámení se zařízením

- 1 Olověná kompresní bota
- 2 Podpora kompresního zavádění
- 3 Ovládací panel olověného zavaděče
 - a Displej LCD s vysokým rozlišením
 - b Středové tlačítko
 - c 4 navigační tlačítka (nahoru, dolů, doprava, doleva)
- 4 Podpora bootovacího tlačítka napájení
- 5 Nabíjecí porty
- 6 Závěsné smyčky




Obrázek 2. Zařízení a ovládací panel

4. Použití zařízení

1. **Obujte si boty.** Při používání přístroje se doporučuje nosit šortky, aby se přístroj mohl přímo dotýkat vaší pokožky. Dosáhnete pohodlné polohy, buď ve vzpřímeném sedu, nebo vleže s rovnými nohama a zvednutými chodidly. Boty zcela rozepněte a vložte každou nohu a chodidlo do každé boty. Nohy by měly být uprostřed každé boty; mějte je mezi infračervenými LED světly jako referenční bod. Nohy by měly být nejbližší spodní konzole.
2. **Zapněte boty na zip a udržujte je v rovině.** Nohy mějte rovné a ploché, aby nedocházelo k ohybům a záhybům. Při manipulaci s se držte pouze jejich okrajů. Vyvarujte se držení z vnitřní . Obě boty zapněte na zip.


****Zařízení nepoužívejte ve stoje ani při chůzi. Zařízení používejte pouze při úplném zipů. Zařízení během nerozbalujte.**

3. **Zapněte zařízení.** Chcete-li zařízení zapnout, stiskněte a podržte prostřední tlačítko na ovládacím panelu vodicího kufru. Když je olověná patrona zapnutá, rozsvítí se LCD displej na ovládacím panelu. Stisknutím a podržením tlačítka na podpěrné botce ji zapnete. Tlačítko se rozsvítí, když je podpůrná patrona zapnutá. Při každá botka zavibruje. Jakmile jsou obě boty zapnuté, propojí se navzájem pomocí Bluetooth s nízkou spotřebou energie. Po připojení se na LCD zobrazí ikona dvou bootů a baterie.




Obrázek 3. Jak se umístit do bot

4. **Vyberte si léčbu.** Pomocí tlačítek nahoru a dolů přepínejte mezi několika přednastavenými možnostmi ošetření: Rychlý start, Zahřátí, Zotavení, Dolní končetina, Horní končetina, Koleno, Kloubní terapie, Úleva od bolesti a Příprava na spánek. Stisknutím prostředního tlačítka na ovládacím panelu vyberte požadovanou proceduru. Po výběru předvolby se ošetření automaticky spustí. Při rychlém spuštění budete vyzváni k výběru nastavení tlaku pro zahájení léčby.
5. **Pneumatická komprese.** V režimu rychlého spuštění jsou nabízeny možnosti tlaku v krocích po 5 mmHg od 20 do 100 mmHg. Přepněte na požadované nastavení tlaku a vyberte jej stisknutím středového tlačítka na ovládacím panelu. Nastavení tlaku použité při posledním ošetření se stane výchozím nastavením.
pro další ošetření pouze v režimu Rychlý start. V případě potřeby můžete během ošetření tlak přidávat nebo ubírat, ale rozsah tlaku může být omezen v závislosti na zvoleném přednastaveném ošetření. Přednastavená ošetření mají účelově navržená nastavení tlaku pro optimální zážitek z ošetření.
6. **Spuštění, pozastavení a ukončení léčby.** Ošetření zahájíte výběrem přednastaveného ošetření nebo vstupem do režimu rychlého spuštění a výběrem nastavení tlaku. Stisknutím středového tlačítka kdykoli během ošetření ošetření pozastavíte. Opětovným stisknutím středového tlačítka ošetření obnovíte. Chcete-li léčbu ukončit, nejprve pozastavte a přepněte na ikonu šipky vlevo a stisknutím středového tlačítka vyberte.
7. **Doba léčby.** Každé přednastavené ošetření má účelově určenou dobu ošetření pro optimální zážitek. Po zahájení ošetření můžete dobu sezení upravit přepnutím na ikonu času a použitím šipek nahoru a dolů. Délka ošetření je nabízena v pětiminutových krocích od 10-60 minut nebo pevně v závislosti na předvolbě. Během ošetření můžete také přidávat nebo ubírat čas. Vaše poslední nastavení času se stane výchozím nastavením v Rychlém spuštění.
8. **Infračervená světelná terapie LED.** Přepněte na ikonu infračervené LED světelné terapie pomocí levého a pravého tlačítka a přidejte ji do ošetření (je však součástí mnoha přednastavených ošetření). Infračervenou LED světelnou terapii můžete kdykoli během zvoleného ošetření vypnout přepnutím dolů na OFF. Infračervená LED světelná terapie se automaticky vypne po obdržení příslušné dávky maximálně 45 minut) během všech ošetření. Přednastavená ošetření účelově navrženou doporučenou světelnou terapii LED pro optimální zážitek.
9. **Vibrační terapie.** Vibrační terapii můžete přidat k rychlému spuštění a přednastaveným procedurám. Přepnutím na ikonu vibrací ji přidáte k ošetření. Chcete-li zvolit požadované nastavení, přepínejte mezi třemi intenzitami vibrací: nízkou, střední a vysokou, nebo je v případě vypněte. Přednastavená ošetření mají účelově navrženou doporučenou vibrační terapii pro optimální zážitek.
10. **Vypněte zařízení.** Stisknutím a podržením středového tlačítka na ovládacím panelu zařízení vypnete. Vypnutím přívodní patice se vypne i podpůrná patice. Zařízení se automaticky vypne po 10 minutách nečinnosti, když je léčba pozastavena, nebo 3 minuty po ukončení léčby.



Léčebná obrazovka



Obrazek 4. Uživatelské rozhraní pro nastavení

5. Jak to funguje?

Pomocí technologie negativního gradientu přístroj bezpečně vyvíjí tlak postupně nahoru po nohách, počínaje chodidly a směrem nahoru k bokům. Každá ze čtyř vzduchových komor přístroje se překrývá, takže tlak je na nohu vyvíjen postupně bez rizika vzniku škodlivých tlakových mezer.

6. Přednastavená ošetření

Předvolby obsažené v zařízení

PŘEDVOLBA	POPIS	TYP CYKLU	ČAS (MINUTY)	Tlak (mmHg)	VIBRACE	LED
Rychlý start	Výchozí nastavení lze přizpůsobit vašim potřebám	Sekvenční	30	50	Ano	Ano
Zotavení	Připravte si svaly na maximální výkon	Sekvenční	45	60	Ano	Ano
Rozcvička	Pomozte svým nohám rychleji se odrazit	Sekvenční	10	80	Ano	Ano
Dolní část nohy	Izolované ošetření lýtek a chodidel	Sekvenční (izolace)	20	50	Ano	Ano
Horní část nohy	Izolované ošetření kvadricepsů a hamstringů	Sekvenční (izolace)	20	50	Ano	Ano
Koleno	Izolované ošetření kolen	Sekvenční (izolace)	20	50	Ano	Ano
Terapie kloubů	zmírnění bolesti, bolestivosti a ztuhlosti kloubů	Statické	15	20	Ne	Ano
Úleva od bolesti	Zmírnění bolesti svalů	Statické	10	20	Ano	Ano
Příprava na spánek	Uvolněte si nohy a dobře se vyspěte	Průtok	10	40	Ano	Ne

7. Typy cyklů


Sekvenční cyklus

Během sekvenčního cyklu je tlak vyvíjen směrově, počínaje základnou (chodidla) a postupuje směrem nahoru (trup). Jakmile se komora 1 nafoukne a dosáhne nastavené úrovně tlaku, udrží tlak a začne se nafukovat komora 2. Zařízení pokračuje v udržování tlaku v každé následující komoře, dokud nejsou nafouknuty všechny čtyři komory. Jakmile jsou všechny čtyři komory nafouknuté, zařízení uvolní tlak. Sekvenční cyklus se používá při několika přednastavených ošetřeních, včetně rychlého startu, zotavení a zahřátí.




Sekvenční cyklus (izolace)

Během sekvenčního cyklu s izolací je tlak stále vyvíjen směrově, počínaje základnou nejvzdálenější aktivní komory v závislosti na předvolbě a postupuje směrem nahoru, ale pouze v rámci určitých komor. Zde je tlak buď izolován, aby se ošetřila určitá oblast nohy, nebo izolován, aby se zabránilo ošetření určité části nohy. Izolace je zahrnuta v postupných cyklech, včetně horní části nohy, dolní části nohy a kolena.




Průtokový cyklus

Průtokový cyklus má jiný průběh plnění než sekvenční cyklus. Během průtokového cyklu se komora 1 nafoukne, dosáhne nastavené úrovně tlaku a vypustí se. Poté se komory 1 a 2 nafouknou, dosáhnou nastavené úrovně tlaku a vyprázdní se. Poté se komory 1, 2 a 3 nafouknou, dosáhnou nastavené úrovně tlaku a vypustí vzduch. Nakonec se komory 1, 2, 3 a 4 nafouknou, dosáhnou nastavené úrovně tlaku a vypustí se. Průtokové cykly zajišťují pozvolnější zvyšování komprese, vhodné pro přípravu na spaní.



Statický cyklus



Během statického cyklu se komory nafouknou, aby vytvořily negativní gradient komprese podél nohy, a během léčby se nevypouštějí. Zatímco je oděv nafouknutý, přichází do kontaktu s nohou, aby se optimalizovala léčba vibracemi a infračerveným LED světlem zajištěním optimálního kontaktu s nohou. Statický cyklus je zahrnut v předvolbách Joint Recovery a Pain Relief.



Zůstává nafouknutý až do ukončení léčby

8. Skladování a přeprava zařízení

Před uskladněním nechte všechny vzduchové komory zcela vyprázdnit. Boty zcela zapněte a . Chcete-li boty srolovat, položte každou botu na bok ovládacím panelem nahoru. Boty srolujte, přičemž začněte od nožního panelu a postupujte směrem nahoru. Sklopením vložte boty do přepravního pouzdra, abyste zařízení kompaktně uložili. **Vyvarujte se těsného srolování zařízení, protože by mohlo dojít k poškození vnitřních součástí zařízení.**



Obrázek 5. Jak skladovat boty

9. Péče o zařízení po použití a čištění

Údržba zařízení

Následující pokyny k údržbě jsou důležité pro zajištění toho, aby vaše zařízení nadále fungovalo tak, jak bylo navrženo. Nedodržení těchto pokynů může způsobit, že zařízení přestane fungovat.

Super, hygienický design

Boty mají neporézní zdravotnický materiál, který pomáhá předcházet hromadění bakterií a poskytuje odolný povrch. Vnitřní překrývající se komory poskytují hladký povrch pro čištění, což znamená, že se v komorách netvoří chlopně, kde by se mohly hromadit bakterie a zápach.

Péče a čištění

1. Boty zcela rozepněte a položte je na rovný povrch.
2. K jemnému čištění vnitřku bot použijte 70% roztok izopropylalkoholu (IPA). Nikdy nepoužívejte čisticí prostředky na bázi oleje. Při čištění vnitřního povrchu boty nevyvíjejte tlak.
3. Otřete vnější stranu zařízení měkkým hadříkem bez nečistot, abyste snížili množství povrchových nečistot.
4. Po úplném vyčištění přístroje se ujistěte, že v něm nezůstaly žádné nečistoty.
5. Po úplném vyčištění zařízení povrch zcela osušte a před dalším používáním zavěste, aby zcela vyschl.


Přístroj obsahuje lékařský materiál pokrývající vnitřní komoru, který pomáhá snižovat možnost růstu mikrobu a zadržování vlhkosti a omezuje možnost přenosu bakterií. NYLON POTAŽENÝ TPU: 87,5 %
NYLON POTAŽENÝ PU: 10% ČISTÝ
TPU: 2,5%

10. Nastavení zařízení

Přepněte na nastavení zařízení a stiskněte prostřední tlačítko.

1. **Úroveň nabití baterie.** Chcete-li zkontrolovat procentuální úroveň nabití obou bot, přepněte v nastavení na kartu baterie a stiskněte prostřední tlačítko. Když jsou boty připojeny, zobrazí se procentuální stav baterie pro obě boty. Pokud nejsou boty připojeny, zobrazí se pouze úroveň nabití baterie vedoucí boty.
2. **Připojte obě boty.** Boty jsou propojeny a automaticky se připojí při každém zapnutí. Pokud se boty odpojí nebo pokud potřebujete jednu z vyměnit, přepněte v nabídce nastavení na možnost propojení a spusťte proces propojení. Na obrazovce ovládacího panelu se zobrazí animace, která naznačuje, že je třeba třikrát rychle stisknout tlačítko podpory v podpůrné botce, aby se spustil proces propojení. Po dokončení se zobrazí ikona kontroly a animace. Zavaděče se automaticky propojí a v pravém horním rohu obrazovky se zobrazí ikona obsahující oba zavaděče a úroveň nabití jejich baterií. Po odpojení bot se přes jednu z nich zobrazí čárkovaný škrť a baterie pouze jedné boty.
3. **Obnovení.** Chcete-li zařízení uvést do původního stavu, přepněte do nastavení, vyberte ikonu resetování a stiskněte prostřední tlačítko.

Obrázek 6. Jak propojit boty





Stav zavádění	Popis	Olovo JetBoot PRO Plus Screen	Podpora JetBoot PRO Plus Power Light
Nepropojené stránky	Obě boty jsou zapnuté, ale nejsou vzájemně propojené.		Rychlé blikání
Odpojení	Jedna z bot je vypnutá nebo je mimo rozsah připojení.		Pomalé blikání
Připojeno	Obě boty jsou připojené a připravené k použití.		Plná bílá/oranžová

11. Nabíjení zařízení







- Stav baterie obou bot se zobrazuje v pravém horním rohu ovládacího panelu na hlavní botě.
- Jeden konec napájecího adaptéru zapojte do zásuvky a druhý konec připojte k rozbočovači.
- Připojte oba kabely rozbočovače k nabíjecímu portu na každé botě. Zvedněte gumový kryt umístěný na pravé straně každé nohy, abyste získali přístup k nabíjecím portům.
- Zařízení lze používat během nabíjení, ale úroveň nabití baterie se během zařízení nemusí zvyšovat. Vypnutím zařízení urychlíte proces nabíjení.
- Na ovládacím panelu se zobrazí ikony baterie se šroubem, které signalizují, že se olověná a/nebo podpěrná bota nabíjí. Všimněte si, že podpěrná botka také indikuje stav baterie pomocí barvy středové kontrolky:
 - Když se nenabíjí: >30 % baterie (bílá) a <30 % baterie (oranžová).
 - Při nabíjení: >90 % baterie (zelená barva, pokud se pouze nabíjí, bílá barva, pokud se používá a nabíjí) a <90 % baterie (oranžové blikání).
- Výdrž baterie zařízení:
 - Výdrž baterie při vysokém : 150 minut
 - Výdrž baterie při nízkém používání: 240 minut






**Poznámka: Pokud používáte alternativní napájecí adaptér nebo rozbočovací kabel, ujistěte se, že pochází z důvěryhodného zdroje a že nedošlo k jeho konstrukčnímu poškození. Napájecí adaptér a rozbočovač předchozího modelu RecoveryAir nejsou se zařízením kompatibilní.

12. Řešení problémů

SCÉNÁŘ	ÚVODNÍ OBRAZOVKA	PODPORA STARTOVACÍHO SVĚTLA	POTENCIÁLNÍ PŘÍČINY	POTENCIÁLNÍ ŘEŠENÍ
Vedení a/nebo podpůrný zavaděč se nezapne	Žádné	Žádné	<p>Žádné elektrické napájení ani napájení z baterie v zařízení</p> <p>Napájecí adaptér nebo kabel rozbočovače je poškozený</p> <p>Vnitřní porucha</p>	<ol style="list-style-type: none"> Pomocí napájecího adaptéru a rozbočovacího kabelu připojte zařízení do elektrické zásuvky. Zkontrolujte, zda se zařízení nabíjí. Zkuste je zapnout. Zkontrolujte, zda je správně propojen napájecí adaptér, rozbočovací kabel a konzola každého zavaděče. Odstraňte rozdělovač a připojte napájecí adaptér přímo ke každému zavaděči. Ujistěte se, že je elektrická zásuvka připojena k zásuvce 100-240 V. Pokud se zařízení nenabíjí ani po ověření všech výše uvedených údajů, může být poškozen napájecí adaptér nebo zařízení. Pro další pomoc kontaktujte společnost Therabody.
Vedoucí zavazadlový prostor se nafukuje, ale podpůrný zavazadlový prostor se nenafukuje.	Žádné	Žádné	<p>Podpůrný zavaděč je vypnutý, nemá napájení nebo baterii nebo je mimo dosah připojení.</p> <p>Olovené a podpůrné boty nesmí být vzájemně propojeny nebo spojeny.</p> <p>Zavaděč je vadný nebo má vnitřní poruchu.</p>	<ol style="list-style-type: none"> Zapněte vodící a podpůrné boty a ujistěte se, že jsou blízko . Zkontrolujte úroveň nabití baterií v každém zavaděči. K napájení nebo nabíjení zařízení použijte napájecí adaptér. Zkontrolujte, zda jsou boty připojeny. Po připojení se v pravém horním rohu obrazovky zobrazí dvě malé ikony zavaděče s úrovní nabití baterie. Pokud není připojen, postupujte podle postupu propojení v části péče. Pokud jsou boty připojeny a problém přetrvává, kontaktujte společnost Therabody a požádejte o další pomoc.
Olovený nebo podpůrný zavazadlový prostor se zcela nenafoukne a na obrazovce se zobrazí varovné hlášení.	 <p>Air Leakage 1001</p>  <p>Air Leakage 2001</p>	<p>Žádné</p> <p>Bliká žlutá kontrolka</p>	<p>Olovená bota: Může dojít k úniku vzduchu v místě připojení vzduchové hadice nebo měchýřů.</p> <p>Podpora zavádění: Může dojít k úniku vzduchu na přípojkách vzduchových hadic nebo měchýřů.</p>	<ol style="list-style-type: none"> Otevřete černý zip ve vnější kapse umístěné na boku ovládacího panelu nebo podpůrného tlačítka zavazadlového prostoru. Zkontrolujte, zda nejsou černé vzduchové hadice poškozené (přetržené) a zda z nich neuniká vzduch. Netahejte/neodpojujte/nehrajte si s elektrickými připojovacími kabely. Zkontrolujte, zda jsou vzduchové hadice dobře připojeny k tryskám vzduchového měchýře. Pokud jsou uvolněné, zatlačte a připojte vzduchovou hadici k trysce a zkontrolujte, zda je problém vyřešen. Pokud problém přetrvává, mohou být poškozeny vzduchové měchýře. Pro další pomoc se obraťte na společnost Therabody.

Řešení problémů (pokračování)

SCÉNÁŘ	ÚVODNÍ OBRAZOVKA	PODPORA STARTOVACÍHO SVĚTLA	POTENCIÁLNÍ PŘÍČINY	POTENCIÁLNÍ ŘEŠENÍ
Krátke po zahájení se léčba zastaví a na obrazovce se zobrazí varovné hlášení.	 Air Blockage 1002	Žádné	Olovená bota: Vzduch nemůže procházet vzduchovými hadicemi nebo vzduchovými měchýři.	<ol style="list-style-type: none"> Ujistěte se, že boty nejsou zalomené, přehnuté nebo zkroucené. K tomu může dojít v místech, kde je oděv během nošení přehnutý. Zkontrolujte, zda je oděv správně oblečen a zda je použita správná velikost bot. Delší velikost boty může vést k ohybům a záhybům. Pokud problém přetrvává, kontaktujte společnost Therabody a požádejte o další pomoc.
	 Air Blockage 2002	Bliká žluté světlo	Podpora zavádění: Vzduch nemůže procházet vzduchovými hadicemi nebo vzduchovými měchýři.	
Léčba se zastaví a na obrazovce se zobrazí varování s ikonou baterie nebo bez ní, než se vypne vodítko nebo podpůrný zavaděč.	 Overheating 1003	Žádné	Olovená bota: Baterie nebo vnitřní komponenty se přehřívají	<ol style="list-style-type: none"> Ujistěte se, že podmínky provozního prostředí jsou v rozmezí uvedeném v Upozornění k jednotce. Přestaňte přístroj používat a nechte jej 15 až 20 minut vychladnout. Pokud problém přetrvává, kontaktujte společnost Therabody a požádejte o další pomoc.
	 Overheating 2003			
Na obrazovce se zobrazí varování a ikony infračervené světelné terapie LED. Infračervená LED světelná terapie se vypne, zatímco léčba pokračuje.	 Overheating 1004	Žádné	Olovená bota: Infračervená světla LED se přehřívají	<ol style="list-style-type: none"> Ujistěte se, že podmínky provozního prostředí jsou v rozmezí uvedeném v Upozornění k jednotce. Před opětovným zapnutím infračervených LED světel počkejte 15-20 minut. Pokud se problém často opakuje, kontaktujte společnost Therabody a požádejte o další pomoc.
	 Overheating 2004	Bliká žlutá kontrolka	Podpora zavádění: Infračervená LED světla se přehřívají	

SCÉNÁŘ	ÚVODNÍ OBRAZOVKA	PODPORA STARTOVACÍHO SVĚTLA	POTENCIÁLNÍ PŘÍČINY	POTENCIÁLNÍ ŘEŠENÍ
Ošetření se zastaví a na obrazovce se zobrazí varování s ikonou vibrací	 Internal Error 1006	Žádné	Olověná bota: Porucha vibrační terapie	Pokud se problém opakuje, kontaktujte společnost Therabody a požádejte o další pomoc. Zařízení můžete nadále používat s vypnutou vibrační terapií.
	 Internal Error 2006	Bliká žluté světlo	Podpora zavádění: Porucha vibrační terapie	
Když je k napájecímu adaptéru připojen kabel nebo podpůrná patice, na obrazovce se zobrazí varování.	 Wrong Power Adapter 2007	Žádné	Olověná bota: K napájení nebo nabíjení se používá nesprávný napájecí adaptér.	<ol style="list-style-type: none"> Používejte pouze napájecí adaptér dodaný se zařízením. Pokud používáte dodaný napájecí adaptér a problém přetrvává, kontaktujte společnost Therabody a požádejte o další pomoc.
		Bliká žluté světlo	Podpora zavádění: K napájení nebo nabíjení je použit nesprávný napájecí adaptér.	
Ošetření se zastaví a na displeji se zobrazí upozornění s ikonou infračervené světelné terapie LED.	 Internal Error 1008	Žádné	Olověná bota: Porucha infračervené světelné terapie LED	Pro další kontaktujte společnost Therabody. Zařízení můžete nadále používat s vypnutou infračervenou světelnou terapií LED.
	 Internal Error 2008	Bliká žlutá kontrolka	Podpora zavádění: Porucha infračervené světelné terapie LED	

Upozornění a pokyny k přípravku (bezpečnostní opatření a kontraindikace)

Pozadí

Produkty Therabody jsou navrženy tak, aby uvolnily přirozenou schopnost těla dosáhnout zdraví a pohody. Portfolio výrobků Therabody umožňuje lidem díky vědě a technologiím využívat léčebné účinky různých přírodních jevů, které odpovídají jejich potřebám i preferencím. V některých případech je vhodné upravit způsob používání přístrojů (preventivní opatření) nebo v některých případech není vhodné určité přístroje používat (kontraindikace). Před si přečtete následující bezpečnostní informace k přístroji v plném rozsahu.

Důležité bezpečnostní informace

Obecné použití zařízení

Před použitím přístroje si přečtete úplná upozornění a pokyny.

Tento přístroj je určen pro osoby v dobrém zdravotním stavu. Tento přístroj je kontraindikován a neměl by být používán osobami s epilepsií, záchvaty nebo kardiopatií v anamnéze.

Přístroj se nedoporučuje osobám s implantovaným elektronickým zařízením (např. kardiostimulátorem), srdeční arytmií, nádory nebo akutními zánětlivými onemocněními. Přístroj se nedoporučuje osobám, které mají arteriosklerózu, trombózy nebo implantáty v léčené oblasti těla. Přístroj by neměl být používán, pokud máte na ošetřované oblasti tmavě hnědé nebo černé skvrny, jako jsou velké pihy, mateřská znaménka, mateřská znaménka nebo bradavice. Přístroj se nedoporučuje používat, pokud máte v ošetřované oblasti ekzém, lupénku, léze, otevřené rány nebo aktivní infekce jiné než mírné až středně těžké akné, například opary. Před použitím přístroje vyčkejte, až se infikovaná oblast zahojí. Přístroj by se neměl používat, pokud máte abnormální stav kůže způsobený cukrovkou nebo jinými systémovými či metabolickými onemocněními. Pokud se u vás v minulosti objevily v ošetřované oblasti herpes, použití přístroje se nedoporučuje, pokud jste se neporadili se svým lékařem a nepodstoupili preventivní léčbu.

Pokud jste těhotná a/nebo kojíte, poraďte se před použitím přístroje se svým lékařem. Při prvních známkách nepohodlí okamžitě přestaňte přístroj používat.

Zařízení NENÍ hračka. Pokud máte nějaké zdravotní potíže, poraďte se před použitím zařízení se svým lékařem.

Bezpečnost, bezpečnostní opatření a kontraindikace

Specifické terapie

Tato doporučení jsou odvozena z konzultací s lékařskými odborníky a z publikovaného výzkumu týkajícího se bezpečnostních opatření a kontraindikací k datu tisku. Aktuální informace naleznete na internetové adrese <https://www.therabody.com/us/en-us/precautions-and-contraindications.html>.

Bezpečnostní opatření:

Za těchto okolností je nutné postupovat s náležitou opatrností a používání zařízení může být nutné upravit. Pokud v současné době trpíte nebo máte podezření, že trpíte některým z následujících stavů, nebo pokud máte jakékoli dotazy, poraďte se s lékařem.

- Hypertenze (kontrolovaná)
- Osteopenie
- Osteoporóza
- Těhotenství
- Diabetes
- Křečové žíly

- Kostní výčnělky nebo oblasti
- Abnormální pocity (např. necitlivost)
- Citlivost na tlak
- Nedávné zranění nebo operace
- Skolióza nebo deformace páteře
- Léky, které mohou změnit pocity klienta
- Nepoužívejte v situacích, kdy je tělesná teplota zvýšená.

Kontraindikace:

Níže jsou uvedeny okolnosti, kdy potenciální rizika mohou převážit nad přínosy. Před použitím se poraďte s lékařem.

- Kožní vyrážka, otevřené rány, puchýře, místní záněty tkání, modřiny nebo nádory.
- Plicní embolie (krevní sraženina) nebo otok plic
- Hluboká žilní trombóza, osteomyelitida
- Zlomenina kosti nebo myositis ossificans
- Hypertenze (nekontrolovaná)
- akutní nebo závažné srdeční, jaterní nebo ledvinové onemocnění
- Neurologické stavy, které vedou ke ztrátě nebo změně citlivosti.
- Přímá aplikace na obličej, krk nebo genitálie
- Poruchy krvácení
- Nedávná operace nebo zranění
- Poruchy pojivové tkáně
- Periferní cévní nedostatečnost nebo onemocnění
- Léky, které ředí krev nebo mění pocity.
- Přímý tlak na chirurgické místo nebo hardware
- Přímý tlak na oči nebo hrdlo
- Extrémní nepohodlí nebo bolest pociťovaná klientem
- Těžká skolióza nebo deformace páteře
- Kardiostimulátor, ICD nebo embolie v anamnéze
- Alergie na materiál zařízení (nylon)
- Těhotenství/kojení
- Abnormální pocity (např. necitlivost)
- Rakovina/nádorové onemocnění
- Epilepsie
- Kardiopatie (onemocnění srdce)
- Fotoalergie nebo porucha (např. lupus, porfyrie)
- Léky způsobující citlivost na světlo
- Léky na těžké akné
- Extrémní citlivost na světlo
- Melasma nebo hyperpigmentace (zejména pokud se zhoršuje mírným teplem).
- Podezřelá léze nebo rakovina kůže - navštivte svého lékaře.
- Pokud užíváte nebo používáte léky nebo přípravky citlivé na retinol nebo sluneční záření nebo benzoylperoxid, nepoužívejte infračervené LED světlo.

Omezená záruka a zákaznický servis

Úplné informace o záruce naleznete na adrese www.therabody.com/warranty.

Zákazníci, kteří potřebují produktovou podporu, by měli navštívit

<https://www.therabody.com/us/en-us/support/support.html> pro dostupné způsoby kontaktu.

Schváleno FDA
Omezená záruka pouze při nákupu u autorizovaného prodejce

© 2024 Therabody, Inc. Všechna práva vyhrazena.
Patenty www.therabody.com/patents

Vyrábí a distribuuje:
Therabody, Inc.
1640 S Sepulveda, Suite 300
Los Angeles, CA 90025

VAROVÁNÍ JEDNOTEK

PŘED POUŽITÍM NEBO NABÍJENÍM PŘÍSTROJE SI PŘEČTĚTE VŠECHNY POKYNY A VAROVNÁ OZNAČENÍ V TĚTO PŘÍRUČCE, NA PŘÍSTROJI A NA JEHO OBALU.

NAPÁJECÍ ADAPTÉR A ROZBOČOVACÍ KABEL A ZAŘÍZENÍ. Pokud se zařízení nezapne nebo indikátor baterie zobrazuje nízký stav nabití, před prvním jej nabijte. Zařízení je určeno pro volně prodejné .

Přístroj není určen k diagnostice, léčbě nebo prevenci nemocí. Společnost Therabody se snaží, aby její zařízení byla nejbezpečnější pro zamýšlené použití. Jedná se o pokročilý mechanický nástroj s elektrickými součástmi. Při nesprávném používání nebo údržbě přístroje a jeho příslušenství hrozí nebezpečí požáru, úrazu elektrickým proudem nebo zranění. Při používání zařízení je třeba vždy dodržovat následující základní bezpečnostní opatření:

1. POUŽÍVEJTE POUZE PODLE POKYŇŮ. Přístroj používejte pouze tak, jak je popsáno v návodu k použití přístroje. Používejte pouze příslušenství a náhradní díly doporučené společností Therabody. Použití nabíječky příslušenství jiných výrobců může způsobit nesprávnou funkci zařízení. Neprovádějte žádnou jinou údržbu, než jakou doporučuje společnost Therabody.
2. NE PRO DĚTI. Zařízení, napájecí adaptér a rozbočovací kabel nejsou určeny pro osoby mladší 18 let, osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo rozumovými schopnostmi nebo osoby s nedostatkem zkušeností a znalostí. Zařízení není určeno k používání jako hračka. S elektrickými součástmi si nehrajte, neohýbejte je ani za ně netahejte. Doporučte dětem, aby si nehrály se zařízením ani s napájecím adaptérem a kabelem rozbočovače.
3. PŘI POUŽÍVÁNÍ ZAŘÍZENÍ NESTŮJTE. Při používání zařízení se nepokoušejte vstát. Stání při používání zařízení může vést k nepohodlí a poškození vnitřních součástí zařízení, včetně infračervených LED světel.
4. NABÍJENÍ. Na zařízení je pouze jedna správná pozice pro vložení rozbočovače. Kabel nezasuvejte na místo násilím. Logo Therabody by mělo být po zasunutí ve vislé poloze. Zařízení plně nabijte alespoň jednou za šest měsíců, abyste zabránili poškození zařízení a baterie.
5. MÍSTO NABÍJENÍ. Zařízení nabíjejte pomocí napájecího adaptéru a rozbočovacího kabelu. Zařízení by se mělo nabíjet v interiéru na na dobře větraném a suchém místě. Zařízení nenabíjejte venku, v koupelně nebo ve vzdálenosti menší než 3,1 metru od vany, sprchy nebo bazénu. Nepoužívejte zařízení ani nabíječku na mokrém povrchu a nevystavujte nabíječku vlhkosti, dešti nebo sněhu. Nepoužívejte zařízení ani kompatibilní nabíječku v přítomnosti výbušného prostředí (plynné výpary, prach nebo hořlavé materiály). Mohou vznikat jiskry, které mohou způsobit požár.
6. NEPŘEDRAŽUJTE. Po úplném nabití baterie nenechávejte zařízení připojené k napájecímu adaptéru déle než jednu hodinu. Baterie obsahuje ochranný systém, který zabraňuje riziku přebití. Přebíjení však může časem zkrátit její životnost.
7. ZAŘÍZENÍ ANI NABÍJEČKU NEMAČKEJTE, NEUPUSŤTE ANI NEPOŠKOĎTE. Nepoužívejte napájecí adaptér nebo rozbočovací kabel, který dostal ostrý úder, byl upuštěn, přejet nebo poškozen. Neprorážejte ani nepoškozujte zařízení nebo tkaninu. Propíchnutí zařízení nebo jeho tkaniny může vést k úniku vzduchu a nesprávné funkci.
8. CHEMICKÉ LÁTKY V BATERIÍCH ZPŮSOBUJÍ VÁŽNÉ POPÁLENINY. Nikdy nedovolte, aby se vnitřní baterie dostala do kontaktu s kůží, očima nebo ústy. Pokud z poškozené baterie uniknou chemikálie, použijte k její likvidaci gumové nebo neoprenové rukavice. Pokud se kůže dostane do kontaktu s kapalinami z baterie, omyjte ji vodou a mýdlem a opláchněte ocem. Při zasažení očí chemickými látkami z baterie je okamžitě po dobu 20 minut vyplachujte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc. Odstraňte a zlikvidujte kontaminovaný oděv.
9. . Ke zkratu baterie dojde, pokud se mezi kladný a záporný kontakt baterie nebo 16V konektor dostane kovový předmět. Neumístujte baterii do blízkosti ničeho, co by mohlo způsobit zkrat, například mincí, klíčů nebo hřebíků v kapse. Zkrat baterie může způsobit požár a zranění osob.
10. LIKVIDACE ZAŘÍZENÍ. Tento přístroj obsahuje lithium-iontovou baterii a při jeho likvidaci je třeba dbát zvýšené opatrnosti. Před likvidací tohoto zařízení si prostudujte místní zákony a požadavky týkající se likvidace lithium-iontových baterií. Upřednostňovaným způsobem likvidace je recyklace celého zařízení.

11. SLUŽBA. Pokud přístroj nefunguje správně, dostal prudký úder nebo byl upuštěn, poškozen, ponechán venku nebo spadl do vody, nepoužívejte jej. Nepokoušejte se přístroj opravovat nebo rozebírat, což může mít za následek úraz elektrickým proudem nebo požár.
12. POUŽITÍ. Pokud pociťujete bolest nebo nepohodlí, přestaňte přístroj používat. Pokud kdykoli v průběhu léčby pociťte bolest nebo nepohodlí nad rámec toho, co se od kompresního zařízení nebo masáže očekává, léčbu okamžitě přerušte a zařízení vyjměte. Přestaňte přístroj používat, pokud se přehřívá nebo je nepříjemně horký. Mezi kůží a zařízením neumísťujte žádné předměty.
13. PÉČE O NAPÁJECÍ ADAPTÉR A ROZBOČOVACÍ KABEL. Pokud napájecí adaptér a kabel rozbočovače nepoužíváte, odpojte je ze zásuvky. Vytáhněte zástrčku, nikoli kabel, abyste snížili riziko poškození elektrické zástrčky a kabelu. Kabel ukládejte tak, abyste na něj neslápali, nezakopli o něj nebo aby nebyl jinak vystaven poškození či namáhání. Kabel uchovávejte mimo dosah zahřátých povrchů, oleje a ostrých hran. Nikdy nepoužívejte tento spotřebič, pokud poškozený kabel nebo zástrčku, pokud nefunguje správně, pokud byl upuštěn nebo poškozen nebo spadl do vody. Nenatahujte kabel nabíječky a nevystavujte kabel napětí. S kabelem nemanipulujte mokřýma rukama. Pro dlouhodobé skladování skladujte s plně nabitou baterií. Společnost Therabody neodpovídá za škody, které mohou vzniknout v důsledku použití nabíječek jiných výrobců.
14. NEPOUŽÍVEJTE POD PŘÍKRÝVKOU A POLŠTÁŘEM. Může dojít k nadměrnému zahřátí a způsobit požár, úraz elektrickým proudem nebo zranění.
15. ULOŽENÍ ZAŘÍZENÍ A NABÍJECÍHO KABELU. Skladujte na chladném a suchém místě. Zařízení nabíjejte pouze při okolní teplotě mezi 35 °C/95 °F a 0 °C/32 °F. Neskladujte zařízení ani kabel rozbočovače na místech, kde by teplota mohla překročit 40 °C/104 °F, například na přímém slunečním světle, ve vozidle nebo v létě v kovové budově. Zařízení pevně nepřevalujte, protože by mohlo dojít k poškození vnitřních součástí zařízení.
16. PÉČE O ZAŘÍZENÍ. Zařízení NENÍ vodotěsné. Zařízení nelze prát v pračce. Zařízení neumísťujte ani neskladujte na místech, kde by mohlo spadnout nebo být vtaženo do vany či umyvadla. Zařízení neumísťujte do vody ani neupouštějte do vody či jiné tekutiny. Nesahejte na přístroj, který spadl do vody nebo se s ní dostal kontaktu. Okamžitě odpojte zástrčku ze zásuvky. Přístroj čistěte podle pokynů uvedených výše v části "Péče a čištění". Nedržte zařízení z vnitřní vrstvy nebo infračervených LED světel, protože by mohlo dojít k poškození vnitřních součástí zařízení.
17. . Demontáž nebo nesprávná montáž může mít za následek riziko úrazu elektrickým proudem, požáru nebo vystavení chemickým látkám z baterie. Záruka zaniká, pokud jsou zařízení, baterie nebo nabíječka rozebrány nebo pokud byly odstraněny jakékoli součásti.
18. Nepoužívejte během spánku.
19. Zařízení se nesmí používat u osob s cukrovkou nebo u osob se špatným krevním oběhem.
20. Nepoužívejte v prostředí obohaceném kyslíkem nebo v blízkosti zařízení, která uchovávají nebo vylučují kyslík.
21. Nepoužívejte tento přístroj s přípravky na mazání, masťmi nebo masťmi, které obsahují složky produkující teplo. Mohlo by dojít k popálení kůže.
22. Zařízení produkuje teplo. Při používání infračervené léčby je třeba dbát zvýšené opatrnosti.

IEC60601-1 Zdravotnická bezpečnostní norma

LIKVIDACE BATERIÍ.







Vnitřní lithium-iontové baterie jsou šetrnější k životnímu prostředí než některé jiné typy baterií (např. niki-kadmiové). Zařízení vždy likvidujte v souladu s vládními, regionálními a místními předpisy. Informace o místech pro recyklaci získáte od recyklační agentury ve vaší oblasti. I vybité baterie obsahují určitou energii. Tento přístroj obsahuje baterie, které nejsou vyměnitelné.

Naskenujte prosím QR kód, abyste získali kopii prohlášení o shodě podle nařízení (EU) 2019/1020.








Životní prostředí	
Prostředí pro provoz	Provozní teplota: Pneumatická kompresní a vibrační terapie: 32 - 95°F (0 - 35°C); Infračervená světelná terapie LED: 32 - 86°F (0 - 30°C) Relativní vlhkost: 30 - 85% relativní vlhkosti vzduchu Atmosférický tlak: 700 -1060hPa
Prostředí pro skladování	Teplotní rozsah 14 - 104°F (-10 - 40°C) Rozsah vlhkosti 10-93% relativní vlhkosti bez kondenzace Atmosférický tlak: 190,0 - 1060hPa

Štítky

SYMBOLY	POPIS	POLOHA
IP 22	Stupeň ochrany proti vniknutí vody	Na hodnotícím štítku
	Před použitím si přečtěte návod	Na hodnotícím štítku
	Úroveň ochrany typ BF aplikovaná část	Na hodnotícím štítku
	Therabody, Inc. 1640 S. Sepulveda Blvd. Suite 300 Los Angeles, CA 90025	Na hodnotícím štítku
	Jedinečná identifikace zařízení (UDI)	Na hodnotícím štítku a obalu
	Oddělený sběr odpadních elektrických a elektronických zařízení. Poznámka: Další informace o likvidaci zařízení, jeho součástí a příslušenství získáte u místního distributora.	Na hodnotícím štítku
	Bluetooth	Vnější obal

PÉČE O OBLEČENÍ.

Významy symbolů

Štítek	Popis	Umístění
	Neumývejte	Na visačce na oděvu
	Nečistěte v čistírně	Na visačce na oděvu
	Nesušte v sušičce	Na visačce na oděvu
	Nebělit	Na visačce na oděvu
	Nežehlete	Na visačce na oděvu

Prohlášení FCC

Toto zařízení splňuje požadavky části 15 pravidel FCC. Provoz podléhá následujícím dvěma podmínkám: (1) toto zařízení nesmí způsobovat škodlivé rušení a (2) toto zařízení musí akceptovat veškeré přijaté rušení, včetně rušení, které může způsobit nežádoucí provoz.

Změny nebo úpravy, které nejsou výslovně schváleny stranou odpovědnou za shodu, mohou vést ke ztrátě oprávnění uživatele k provozu zařízení. Toto zařízení bylo testováno a sledáno vyhovujícím limitům pro digitální zařízení třídy B, podle části 15 pravidel FCC. Tyto limity jsou navrženy tak, aby poskytovaly přiměřenou ochranu proti škodlivému rušení v obytné instalaci. Toto zařízení generuje, využívá a může vyzařovat vysokofrekvenční energii, a pokud není instalováno a používáno v souladu s pokyny, může způsobit škodlivé rušení rádiových komunikací. Neexistuje však žádná záruka, že v konkrétní instalaci k rušení nedojde.

Pokud toto zařízení způsobuje škodlivé rušení rozhlasového nebo televizního příjmu, což lze zjistit vypnutím a zapnutím zařízení, doporučujeme uživateli, aby se pokusil rušení odstranit jedním nebo více z následujících opatření:

- Přesměrování nebo přemístění přijímací antény.
- Zvětšíte vzdálenost mezi zařízením a přijímačem.
- Připojte zařízení do zásuvky v jiném obvodu, než ke kterému je přijímač.
- Poradte se s prodejcem nebo zkušeným radiotelevizním technikem.

UPOZORNĚNÍ a VAROVÁNÍ z oblasti bezpečnosti a EMC

POZOR:

Nepoužívejte přístroj v blízkosti zařízení s elektromagnetickým rušením (EMI), jako jsou mobilní telefony, magnetická rezonance (MRI), počítačová axiální tomografie (CT), diatermie, radiofrekvenční identifikace (RFID) atd. nebo prostředí MR. EMI, radiofrekvenční zařízení nebo prostředí MR mohou ovlivnit normální funkci zařízení nebo by mohly způsobit zranění uživatele. Pacient zamýšleným provozovatelem. Zařízení ME EQUIPMENT se nesmí obsluhovat ani udržovat, pokud je používáno s pacientem.

1* UPOZORNĚNÍ: Je třeba se vyvarovat používání tohoto zařízení v sousedství jiných zařízení nebo v jedné řadě s nimi, protože by to mohlo vést k nesprávnému provozu. Pokud je takové použití nezbytné, je třeba toto zařízení a ostatní zařízení pozorovat, aby se ověřilo, že fungují normálně."

2* VAROVÁNÍ: Použití jiného příslušenství, snímačů a kabelů než těch, které jsou specifikovány nebo dodány výrobcem tohoto zařízení, může mít za následek zvýšené elektromagnetické emise nebo sníženou elektromagnetickou odolnost tohoto zařízení a nesprávnou funkci."

3* VAROVÁNÍ: Přenosná RF komunikační zařízení (včetně periferních zařízení, jako jsou anténní kabely a externí antény) by neměla být používána blíže než 30 cm (12 palců) od jakékoli části ME ZAŘÍZENÍ, včetně kabelů určených výrobcem. V opačném případě by mohlo ke zhoršení výkonu tohoto zařízení."

Současné připojení uživatele k vysokofrekvenčnímu chirurgickému zařízení ME může mít za následek popáleniny v místě elektrod simulátoru a možné poškození simulátoru.

Provoz v těsné blízkosti (např. 1 m) krátkovlnného nebo mikrovlnného terapeutického zařízení ME může způsobit nestabilitu výstupu simulátoru.

Bezpečnost, EMC

Toto zařízení je zařízení třídy II typem BF. Vyhovuje normám pro elektrickou bezpečnost ve zdravotnictví (IEC 60601-1). Tento přístroj rovněž vyhovuje normě pro zdravotnickou elektromagnetickou kompatibilitu (IEC 60601-1-2).

Byl testován a sledán vyhovujícím limitům elektromagnetické kompatibility (EMC) pro zdravotnické přístroje podle IEC 60601-1-2: 2007. Tyto limity jsou navrženy tak, aby poskytovaly přiměřenou ochranu proti škodlivému rušení v typické zdravotnické instalaci.

Table 1

Declaration - electromagnetic emission	
Emissions test	Compliance
RF emissions CISPR 11	Group 1
RF emissions CISPR 11	Class B
Harmonic emissions IEC 61000-3-2	Not applicable
Voltage fluctuations/ flicker emissions IEC 61000-3-3	Not applicable

Table 2

Declaration - electromagnetic immunity		
Immunity test	IEC 60601 test level	Compliance level
Electrostatic discharge (ESD) IEC 61000-4-2	±8 kV contact ±2 kV, ±4 kV, ±8 kV, ±15 kV air	±8 kV contact ±2 kV, ±4 kV, ±8 kV, ±15 kV air
Electrical fast transient/burst IEC 61000-4-4	± 2 kV for power supply <u>lines</u> ± 1 kV for input/output lines	Not applicable
Surge IEC 61000-4-5	± 0.5kV, ± 1 kV line(s) to lines ± 0.5kV, ± 1 kV, ± 2 kV line(s) to earth	Not applicable
Voltage dips, short interruptions and voltage variations on power <u>supply</u> input <u>lines</u> IEC 61000-4- 11	0 % UT; 0.5 cycle at 0°, 45°, 90°, 135°, 180°, 225°, 270°and 315° 0 % UT; 1 cycle and 70 % UT; 25/30 cycles Single phase: at 0° 0 % UT; 250/300 cycles	Not applicable
Power frequency (50/60 Hz) magnetic field IEC 61000-4-8	30 A/m	30 A/m
NOTE: UT is the <u>a.c.</u> mains voltage prior to application of the test level.		

Table 3

Declaration - electromagnetic immunity		
Immunity test	IEC 60601 test level	Compliance level
Conducted RF IEC 61000-4- 6	3 V 0.15 MHz to 80 MHz 6 V in ISM bands between 0.15 MHz and 80 MHz	Not applicable
Radiated RF IEC 61000-4- 3	10V/m 80 MHz to 2.7 GHz	10V/m

Popis bezdrátové technologie	
Shoda s Bluetooth	Verze 5.3 s nízkou spotřebou energie
Provozní frekvence	2,402-2,480 GHz
Přenosový výkon	0 dBm
Provozní rozsah	Poloměr 10 metrů (přímá viditelnost)
Typ modulace	GFSK □ π/4-DQPSK,Adaptivní přeskokování kmitočtu
Kvalita služeb	Toto zařízení využívá pro bezdrátovou komunikaci technologii Bluetooth smart, která umožňuje spolehlivou komunikaci v elektricky hlučném prostředí. Pokud dojde ke ztrátě spojení, zařízení se během několika automaticky znovu připojí.
Podporované profily Bluetooth	L2CAP/ SDP/ GAP/ GATT/ SM
Bezpečnostní požadavky	Nepoužije se. Funkce Bluetooth umožňuje pouze párování bot.

Doporučené odstupové vzdálenosti mezi přenosným a mobilním rádiovým komunikačním zařízením a ZAŘÍZENÍM nebo SYSTÉMEM - pro ZAŘÍZENÍ a SYSTÉMY

Doporučené vzdálenosti mezi přenosnými a mobilními RF komunikačními zařízeními a JetBoots PRO Plus

Zařízení JetBoots PRO Plus využívá Bluetooth s nízkým výkonem a je určeno pro použití v elektromagnetickém prostředí, ve jsou kontrolovány vyzařované rádiové poruchy. Zákazník nebo uživatel zařízení JetBoots PRO Plus může pomoci zabránit elektromagnetickému rušení tím, že bude dodržovat minimální vzdálenost mezi přenosnými a mobilními RF komunikačními zařízeními (vysílači) a zařízením JetBoots PRO Plus, jak je doporučeno níže, podle maximálního výstupního výkonu komunikačního zařízení

Maximální jmenovitý výkon vysílače (W)	Odstupová vzdálenost podle frekvence vysílače (m)			
	150 kHz až 80 MHz mimo pásma ISM a radioamatérská pásma	150 kHz až 80 MHz v pásmech ISM a radioamatérských pásmech	80 MHz až 800 MHz	80 MHz až 800 MHz
	$d = \left[\frac{3.5}{V_1} \right] \sqrt{P}$	$d = \left[\frac{12}{V_2} \right] \sqrt{P}$	$d = \left[\frac{3.5}{E_1} \right] \sqrt{P}$	$d = \left[\frac{7}{E_1} \right] \sqrt{P}$
0.01	0.12	0.20	0.035	0.07
0.1	0.38	0.63	0.11	0.22
1	1.2	2.00	0.35	0.70
10	3.8	6.32	1.10	2.21
100	12	20.00	35	70

U vysílačů s maximálním výstupním výkonem, který není uveden výše, lze doporučenou vzdálenost d v metrech (m) odhadnout pomocí rovnice platné pro frekvenci vysílače, kde P je maximální jmenovitý výstupní výkon vysílače ve wattch (W) podle výrobce vysílače.

POZNÁMKA 1 Při frekvencích 80 MHz a 800 MHz platí oddělovací vzdálenost pro vyšší frekvenční rozsah.
 POZNÁMKA 2 Tyto pokyny nemusí platit ve všech situacích. Šíření elektromagnetického záření je ovlivněno absorpcí a odrazem od konstrukcí, předmětů a osob.

Hlášení nežádoucích událostí úřadu FDA

MedWatch je program Úřadu pro kontrolu potravin a léčiv (FDA) pro hlášení závažných reakcí, problémů s kvalitou výrobků, terapeutické neekvivalence a chyb při používání humánních léčivých přípravků, včetně léků, biologických přípravků, zdravotnických prostředků, doplňků stravy, kojenecké výživy a kosmetiky.

Pokud se domníváte, že se u vás nebo u někoho z vaší rodiny vyskytla závažná reakce na léčivý přípravek, doporučujeme vám, abyste formulář pro hlášení předali svému lékaři. Váš poskytovatel zdravotní péče může poskytnout klinické informace na základě vaší zdravotní dokumentace, které mohou pomoci úřadu FDA vyhodnotit vaše hlášení. Chápeme však, že si z různých důvodů nemusíte přát, aby formulář vyplnil váš poskytovatel zdravotní péče, nebo se váš poskytovatel zdravotní péče může rozhodnout formulář nevyplnit. Váš poskytovatel zdravotní péče není povinen podávat hlášení úřadu FDA. V těchto situacích můžete online formulář pro hlášení vyplnit sami.

Po obdržení hlášení obdržíte od úřadu FDA potvrzení. Hlášení přezkoumávají pracovníci FDA. Osobně vás budou kontaktovat pouze v případech, že budeme potřebovat další informace.

Předkládání hlášení o nežádoucích příhodách agentuře FDA

Pro zaslání dobrovolného hlášení nežádoucích účinků úřadu FDA použijte jeden z níže uvedených způsobů:

1. Zpráva je k dispozici online na adrese www.accessdata.fda.gov/scripts/medwatch/index.cfm?action=reporting.home
2. Formulář pro hlášení spotřebitelů FDA 3500B. Podle pokynů na formuláři jej faxem nebo poštou. Návod k vyplnění formuláře najdete na webu MedWatchLearn. Formulář je k dispozici na adrese: www.fda.gov/downloads/aboutFDA/reportsmanuals/forms/ucm349464.pdf.
3. hlášení můžete podat na čísle 1-800-FDA-1088.
4. Formulář pro hlášení FDA 3500 běžně používaný zdravotnickými pracovníky. Formulář je k dispozici na adrese: www.fda.gov/downloads/aboutFDA/reportmanuals/forms/forms/ucm163919.pdf.

Provozní prostředí: Zařízení je určeno k použití v interiéru i exteriéru.

Provozní teplota: Pneumatická kompresní a vibrační terapie: 32 - 95°F (0 - 35°C); Infračervená světelná terapie LED: 32 - 86°F (0 - 30°C).

Relativní vlhkost: 30 - 85% rH
 Stlačení vzduchu: 700 -1060hPa

Prostředí uložení: Čerpadlo lze krátkodobě přepravovat nebo skladovat v: Teplotní rozsah: 14 - 104°F (-10 - 40°C)

Rozsah vlhkosti 10-93 % relativní vlhkosti bez kondenzace
 Atmosférický tlak: 190,0-1060 hPa

Lernen Sie Ihre neuen JetBoots PRO Plus kennen

Passen Sie Ihre Behandlungen mit dem Schnellstart-Modus an Ihre spezifischen Bedürfnisse an, indem Sie die Behandlungszeit, die Druckstufe, die Vibrationseinstellung und die Einstellung für die Infrarot-LED auswählen. Alternativ können Sie Ihre Behandlung mit 8 voreingestellten Programmen optimieren, die von Experten entwickelt wurden und wissenschaftlich fundierte Einstellungen kombinieren sowie speziell auf bestimmte Muskelgruppen eingehen.

VOREINSTELLUNG	VORGESEHENE VERWENDUNG	ZYKLUSART	ZEIT (MIN)	DRUCK (MMHG)	VIBRACE	LED
Schnellstart	Die Standardeinstellungen können an Ihre Bedürfnisse angepasst werden	Sequenziell	30	50	✓	✓
Erholung	Schnellere Erholung für die Beine	Sequenziell	45	60	✓	✓
Rozcvička	Vorbereitung Ihrer Muskeln auf eine Top-Performance	Sequenziell (Izolace)	10	80	✓	✓
Unterschenkel	Isolierte Behandlung von Waden und Füßen	Sequenziell (Izolace)	20	50	✓	✓
Oberschenkel	Isolierte Behandlung der Quadrizeps und hinteren Oberschenkelmuskeln	Sequenziell (Izolace)	20	50	✓	✓
Knie	Isolierte Behandlung der Knie	Statisch	20	50	✓	✓
Gelenktherapie	Linderung von Gelenksbeschwerden, Schmerzen und Muskelkater	Statisch	15	20	X	✓
Schmerzlinderung	Lindern von Muskelschmerzen	Statisch	10	20	✓	✓
Příprava na spánek	Entspannung für die Beine und eine erholsame Nachtruhe	Průtok	10	40	✓	X

Sequenzieller Zyklus

Befüllt nacheinander alle vier Kammern am Bein, beginnend an den Füßen und bis zu den Hüften, und lässt dann die Luft wieder ab.

Sequenzieller Zyklus (Izolace)

Befüllt nacheinander die einzelnen Kammern am Bein. Die Befüllung erfolgt jedoch nur in bestimmten Kammern, um einen bestimmten Bereich des Beins zu behandeln.

Flow-Zyklus

Füllt Kammer 1 mit Luft und lässt die Luft wieder ab. Füllt Kammern 1 und 2 mit Luft und lässt die Luft wieder ab. Füllt Kammern 1, 2 und 3 mit Luft und lässt die Luft wieder ab. Füllt Kammern 1, 2, 3 und 4 mit Luft und lässt die Luft wieder ab.

Statischer Zyklus

Befüllt nacheinander alle 4 Kammern am Bein, beginnend an den Füßen bis zu den Hüften, lässt aber während der Behandlung keine Luft ab. Während die Stiefel mit Luft gefüllt sind, kommen sie mit den Beinen in Kontakt, um die Behandlung durch Vibration und Infrarot-LED-Licht zu optimieren.



Therabody

Narodil se v Los Angeles,
Kalifornie. Určeno pro každého.



@Therabody